



## SPEZIFIKATIONEN

Labor Strength Tester für Tabletten und Pellets "TT-03"  
die genaueste Anzeige von Messungen mit Daten capture.

Indications 1 MPa = 6,5 KN, 1 KN = 0,154 MPa

Measurement Fehler: +/- 0,01 kg (0,1 N) Effort: 0 bis 20 kg (0 bis 200 N) Maximaler Durchmesser der Tabletten: 20 mm

Maximum Pelletdurchmesser: 18 mm

Overall Abmessungen: 40 mm x 100 mm x 250 mm

Gewicht: 2 kg

Shipping Gewicht: 3 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Zu beginnen, drehen in die Maximalposition die Metallstange. Legen Sie die Testtablette oder Pellet an der Rippe. Press, Drehen des Körpers, um die Tablette zu dem Druckbereich. Drehen des Körpers, unter Druck zu der Kante der Tablette, bis es bricht. Optisch folgt nach den Lesungen der Anzeigeskala. In der Arbeit auf die Qualität der Testtabletten zu zahlen, wenn Sie feststellen, dass es Chips, Risse, Risse und Verwerfungen an der Oberfläche der Tabletten, dann kann das Testergebnis ungenau sein. Wenn zum Prüfen der Härte von Tabletten, die eine hochpräzise Gerät in Betrieb nehmen, vermeiden Splitter der Tabletten im Auge. Verwenden Brille Ihre Augen zu schützen.

**Produktionszeit** 30-40 Tage

**Voraussichtliche Lieferzeit** 30-40 Tage

PREIS 847,46 USD

MwSt 152,54 USD

**WERT 1000.00 USD**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

### UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

#### 1) TRAINING OF TECHNOLOGY Festigkeitsprüfung.

Wir können Sie auf unserer Ausrüstung trainieren, vor dem Kauf sehen.

Prüfung von Materialien. Wir bieten Beratungen über die Organisation der Prüfung der Festigkeit von Tabletten und Granulate, mit einer vollständigen Palette von zusätzlichen Geräten und supplies.

#### 2) wir komplette PHARMACEUTICAL und Konditor PRODUCTION.In

Russland wir Labortester zur Messung der Stärke von Tabletten und Granula, die wir bieten unseren Kunden an. Sie können uns immer mit Ihren Ideen und requests.

#### 3) die Lieferung der Ausrüstung zu TESTEN GEHALT VON TABLETTEN UND

Granulats Produkte vollständig mit den neuen GMP-Anforderungen entsprechen. Die Freisetzung von Ausrüstung für die Laborprüfung der Festigkeit von Tabletten und Granulaten durch strenge Qualitätskontrolle, Überprüfung aller Unterlagen begleitet, gut organisierten After-Sales-Service von Geräten.

4) ERSATZTEILE SUPPLYThe Hersteller können auch ein Modell von Maschinen bieten zum Füllen und Verschließen Ampullen, basierend auf den Zielen des Kunden. Wir werden für die Prüfung der Festigkeit von Granulaten und Tabletten in der Wartung und Reparatur von Geräten unterstützen. Service-Center in Russland für die GUS-Staaten.



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**