

Proposta commerciale

Compilato: 15.02.2018
Valido: 12 mesi
Autore: Roman Tsibulsky

Tester per laboratorio per compresse e pellet TT-03

DESCRIZIONE

Strumento di misura da laboratorio professionale per determinare la durezza di compresse e granuli. Realizzato in acciaio inossidabile e cromato. Indicatore di alta precisione con fissazione delle indicazioni. Ci sono tre supporti aggiuntivi per tablet e granuli. Portatile e facile da usare, il dispositivo è utilizzato nell'industria medica, alimentare e chimica. Offriamo una gamma completa di servizi: installazione, formazione, avviamento, riparazione.

Semplice design meccanico. Istruzioni per l'uso in inglese e russo. Conforme allo standard GMP. Forniamo istruzioni dettagliate per la configurazione di questo modello di tablet e tester per pellet. Prima della spedizione, i dispositivi sono testati e testati in produzione. Completezza e capacità di lavoro sono garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato prendendo in considerazione i pagamenti doganali in Russia e la consegna nella città del cliente.

PRODUTTORE - CINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPECIFICHE

Tester da laboratorio per la resistenza di compresse e palline "TT-03"
 L'indicazione più accurata delle misurazioni con l'acquisizione dei dati.
 Indicazioni 1 MPa = 6,5 KN, 1 KN = 0,154 MPa
 Errore di misurazione: +/- 0,01 kg (0,1 N)
 Sforzo: da 0 a 20 kg (da 0 a 200 N)
 Diametro massimo delle compresse: 20 mm
 Diametro massimo del pellet: 18 mm
 Dimensioni d'ingombro: 40 mm x 100 mm x 250 mm
 Peso: 2 kg
 Peso di spedizione: 3 kg

 www.minipress.ru

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Per iniziare a utilizzare, ruotare la barra di metallo nella posizione massima. Posizionare la compressa o il pellet sulla costola. Premere, ruotare il corpo, il tablet nell'area di spinta. Ruotando il corpo, pressurizzare il bordo del tablet fino a quando non si rompe. Seguire visivamente la scala dell'indicatore dopo le letture. Nel lavoro prestare attenzione alla qualità delle compresse di test, se noti che ci sono schegge, crepe e distorsioni sulla superficie delle compresse, il risultato del test potrebbe essere impreciso. Quando si utilizza un dispositivo ad alta precisione per testare la durezza delle compresse, evitare le schegge delle compresse negli occhi. Usa gli occhiali per proteggere i tuoi occhi.

TEMPI DI PRODUZIONE

30-40 GIORNI

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO

30-40 GIORNI

PREZZO

847,46 USD

I.V.A.

152,54 USD

VALORE 1000.00 USD

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF

I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

1) TECNOLOGIA DI FORMAZIONE DELLA PROVA DI RESISTENZA.

Possiamo addestrarti sulla nostra attrezzatura prima di acquistarla. Test dei materiali. Forniamo consulenze sull'organizzazione del test della resistenza di compresse e granuli, con una gamma completa di attrezzature e forniture aggiuntive.

2) COMPLETIAMO PRODUZIONE FARMACEUTICA E PASTICCERIA.

In Russia abbiamo tester di laboratorio per misurare la forza di compresse e granuli, che forniamo ai nostri clienti. Puoi sempre contattarci con le tue idee e richieste.

3) FORNITURA DELL'APPARECCHIATURA PER LA PROVA DELLA FORZA DI PASTIGLIE E GRANULI.

I prodotti soddisfano pienamente i nuovi requisiti GMP. Il rilascio di apparecchiature per test di laboratorio sulla resistenza di compresse e granuli è accompagnato da un rigoroso controllo di qualità, dalla verifica di tutta la documentazione, da un servizio di assistenza post-vendita ben organizzato.

4) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Il produttore può anche offrire un modello di macchine per il riempimento e la sigillatura delle ampolle, in base agli obiettivi e agli obiettivi del cliente. Assisteremo alla manutenzione e alla riparazione di qualsiasi apparecchiatura per testare la resistenza di granuli e compresse. Centro servizi in Russia per i paesi della CSI.



Roman Tsibulsky

Proprietario e supervisore

ROMAN TSIBULSKY