

SPEZIFIKATIONEN

Mischer V-förmige für Pulver "VM-01"
 Type: Nicht-contact
 Application: Mischen von trockenem powders
 Volume: 1 liter
 Possible Arbeitslast: 0,7 liters
 Optimum Beladung: 0,4 liters
 Rotation Geschwindigkeit: 10-60 rpm
 Coefficient Belastungs pulvermetallurgisch: 40- 60%
 Mischzeit: 10-12 minutes
 Power Verbrauch: 50 W
 Power Versorgung: 220V
 Overall Abmessungen: 500 mm x 200 mm x 200mm
 Weight: 8 kg
 Shipping Gewicht: 12 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Der Mischer ist aus rostfreiem Stahl hergestellt. Der Labor V-förmige Hochleistungsmischer hat nicht einsehbare Bereiche in dem Zylinder bei hohen Geschwindigkeit und mit einem minimalen Mischzeit. Der Körper, Innen- und Außenwände aus poliertem Edelstahl, haben ein elegantes Aussehen. So zu verwenden, setzen Sie den Mixer auf einer ebenen und stabilen Oberfläche, um es effektiv zu arbeiten. Vor dem Gebrauch überprüfen Sie das Getriebe, sicherzustellen, dass es einen ausreichenden Ölstand hat. Führen Sie das Gerät ohne Pulver um sicherzustellen, dass die Maschine in gutem Zustand ist. Wenn die Schutzabdeckung geöffnet ist, nicht mehr dreht der Mischer. Es ist notwendig, um vollständig die Behälter zu reinigen, wenn Materialien ersetzt oder wenn der Lauf abgeschlossen ist. Verwenden einen elektronischen Drehzahlregler und einen Zeitgeber, die Frequenz des Mischprozesses einzustellen. Dieser Mischer zum Mischen pulverförmigen Materialien, die in den pharmazeutischen und anderen Industrien verwendet.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 2542,37 USD

MwSt 475,63 USD

WERT 3000.00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau g
 in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) die Ausbildung von Mischtechnik.

Um alle unsere Kunden, die Ausrüstung gekauft, bieten wir Literatur zu den Grundlagen der Vermischung. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung des Kapselgerätes verwendet.

2) Wir PRODUCTION KAPSELN vervollständigen.

Wir haben eine breite Palette von zusätzlicher Ausrüstung für die Produktion zu mischen. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell der Kapsel füllende Ausrüstung wählen, Granulatoren, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Kapselpolierer, Drucker für Logos auf Kapseln drucken, Abfüll- und Verpackungstechnik für Gelatinekapseln.

3) Ersatzteilversorgung

Wir arbeiten mit den Herstellern von Mischern und wir sind in der Lieferung von Ersatzteilen für jedes Modell von Mischern in unserem Unternehmen gekauft beschäftigt.



A handwritten signature in blue ink that reads "Roman Tsibulsky".

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY