

## Kommerzielle Vorschlag

**Zusammengestellt:** 2018.02.15  
**Gültig:** 12 Monate  
**Autor:** Roman Tsibulsky

### Analyzer von vier Parametern von Tabletten PJ-03

#### BESCHREIBUNG

Der Analysator der vier Parameter der Tabletten führt die folgenden Operationen 4: Messung der Löslichkeit, der Desintegration, Abrieb und die Bestimmung der Härte der Tabletten. Auto-Monitoring, Auto-Analyse, Auto-Diagnose, Auto-Signal. Der Wasserstrom wird durch eine Magnetpumpe zirkuliert, verteilt sie gleichmäßig über das System und das „Wasserbad“ behält die gleiche Temperatur. Die Temperatur wird durch eine hochpräzise automatische Vorrichtung bestimmt.

Automatischer Stopp zum vereinbarten Zeitpunkt. Wir bieten detaillierte Anleitungen zum Einrichten dieses Modells des Analysators auf. Vor dem Senden werden die Analysatoren in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

HERSTELLER - CHINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

## SPEZIFIKATIONEN

Analyzer von vier Parametern von Tabletten „PJ-03“

Temperaturbereich (etwa + 45°C)  $\pm 0,3$  °C

Drehzahlbereich: (20 ~ 200)  $\pm 2$  rpm

Automatic Zeit Auswahl: (1 ~ 900) min  $\pm 0,5$  min

Dissolution Stationen: 3Blade

Stoppzeit:  $\pm 0,5$  mm

Time den Tank zu stoppen:  $\pm 1,0$  mm

Set der Tanks: 2Frequency

Schwingungs: ( 30 ~ 32) / MinRange von

Oszillationen: (55  $\pm 2$ ) mm

Drum: 1Drum: Durchmesser 286 mm, Tiefe 39 mm

Hardness Bereich: (2 ~ 200)

NSensing Bereich des Zuges: (3 ~ 20) mm

Power: 220V / 50Hz / 600W oder 110V / 60Hz / 600W

Dimensions: 590mm x 300mm x 480mm

Size mit Packing: 850mm x 490mm x 570mm

Weight: 40 kg

Gewicht mit Verpackung: 50 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Die Temperatur wird durch eine hochpräzise automatische Vorrichtung bestimmt. Automatischer Stopp zum vereinbarten Zeitpunkt. Die Parameter können im Voraus eingestellt werden. Die eingestellten Werte auf den Timer und die Anzeigen während des Betriebs können abwechselnd angezeigt werden. Es gibt drei Reservoirs und drei Schaufeln in einer Reihe. Die Hauptteile des Gerätes drehen glatt und flexibel. Zwei Choppern, die synchron rotieren. Automatischer Stopp zum vereinbarten Zeitpunkt. Das Reservoir und die Klinge aus rostfreiem Stahl hergestellt. Hohe Genauigkeit der Indikatoren wird durch Analyse der Rotationsgeschwindigkeit und Zählen der Abrieb der Tabletten erreicht. Die Härte von einem Hochpräzisionsensor bestimmt wird, werden die Härtewerte in Newtons angezeigt. Testen der Härte von Tabletten ist kontinuierlich. Die Tablette wird gedrückt, und es wird künstlich verdichtet. Auto-Mapping, Auto-Speicher, Auto-Repeat

**Produktionszeit** 30-40 Tage

**Voraussichtliche Lieferzeit** 30-40 Tage

PREIS 4491,53 USD

MwSt 808,47 USD

**WERT 5.300,00 US Dollar**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau  
Gemacht in Höhe der RF Central Bank

## UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

### 1) TRAINING OF MEDICINE VERIFICATION TECHNOLOGY.

Um alle unsere Kunden, die Ausrüstung gekauft, bieten wir Literatur zu den Grundlagen der Verkapselung von Pulvern. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung des Kapselgerätes verwendet.

### 2) Wir PRODUCTION KAPSELN vervollständigen.

Wir haben eine breite Palette von Zusatzgeräten für die Kapselherstellung. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell der Kapsel füllende Ausrüstung wählen, Granulatoren, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Kapselpolierer, Drucker für Logos auf Kapseln drucken, Abfüll- und Verpackungstechnik für Gelatinekapseln.

### 3) Ersatzteilversorgung

Wir arbeiten mit den Herstellern von automatischen und halbautomatischen capsulators und wir sind in der Lieferung von Ersatzteilen für jedes Modell von Kapselmaschinen in unserem Unternehmen gekauft beschäftigt.



A handwritten signature in blue ink that reads "Roman Tsibulsky". The signature is fluid and cursive.

Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**