

Proposition commerciale

| | |
|----------|-----------------|
| Compilé: | 15.02.2018 |
| Valide: | 12 mois |
| Auteur: | Roman Tsibulsky |

Analyseur de quatre paramètres de comprimés PJ-03

LA DESCRIPTION

L'analyseur des quatre paramètres des comprimés effectue les 4 opérations suivantes: mesure de la solubilité, de la désintégration, de l'abrasion et de la détermination de la dureté des comprimés. Auto-surveillance, auto-analyse, auto-diagnostic, auto-signal. Le débit d'eau circule par une pompe magnétique, le répartit uniformément dans tout le système et le "bain d'eau" maintient la même température. La température est déterminée par un dispositif automatique de haute précision.

Arrêt automatique à l'heure prévue. Nous fournissons des instructions détaillées pour la configuration de ce modèle de l'analyseur. Avant l'envoi, les analyseurs sont testés en production. L'intégralité et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué en tenant compte des paiements douaniers en Russie et de la livraison à la ville du client.

FABRICANT - CHINE



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

CARACTÉRISTIQUES

Analyseur de quatre paramètres de comprimés "PJ-03"
Plage de température: (environ + 45 °C) $\pm 0,3$ °C
Gamme de vitesse: (20 ~ 200) ± 2 tr / min
Sélection automatique de l'heure: (1 ~ 900) min $\pm 0,5$ min
Stations de dissolution: 3
Temps d'arrêt de la lame: $\pm 0,5$ mm
Temps d'arrêter le réservoir: $\pm 1,0$ mm
Ensemble de réservoirs: 2
Fréquence d'oscillation: (30 ~ 32) / min
Gamme d'oscillations: (55 ± 2) mm
Tambour: 1
Tambour: diamètre 286 mm, profondeur 39 mm
Plage de dureté: (2 ~ 200) N
Portée de détection de la procession: (3 ~ 20) mm
Puissance: 220V / 50Hz / 600W ou 110V / 60Hz / 600W
Dimensions: 590mm x 300mm x 480mm
Taille avec emballage: 850mm x 490mm x 570mm

 www.minipress.ru

INFORMATION ADDITIONNELLE

La température est déterminée par un dispositif automatique de haute précision. Arrêt automatique à l'heure prévue. Les paramètres peuvent être définis à l'avance. Les valeurs définies sur la minuterie et les indicateurs pendant le fonctionnement peuvent être affichées en alternance. Il y a trois réservoirs et trois pales dans une rangée. Les pièces principales de l'équipement tournent en douceur et de manière flexible. Deux hélicoptères qui tournent de manière synchrone. Arrêt automatique à l'heure prévue. Le réservoir et la lame sont en acier inoxydable. La haute précision des indicateurs est obtenue en analysant la vitesse de rotation et en comptant l'abrasion des comprimés. La dureté est déterminée par un capteur de haute précision, les valeurs de dureté sont affichées en newtons. Tester la dureté des comprimés est continu. La tablette est pressée et compressée artificiellement. Auto-mapping, auto-memory, auto-repeat, répétition automatique des tests.

TEMPS DE PRODUCTION

30-40 JOURS

TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ

30-40 JOURS

PRIX

4491,53 USD

T.V.A.

808,47 USD

VALEUR 5300.00 USD

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au rythme de la banque centrale RF

NOS SERVICES POUR CLIENTS:

1) FORMATION DE LA TECHNOLOGIE DE VÉRIFICATION DE LA MÉDECINE.

À tous nos clients qui ont acheté des équipements, nous fournissons de la documentation sur les bases de l'encapsulation des poudres. Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des consommables. Nous rendons des services dans l'aide à la réalisation de l'équipement capsulaire utilisé.

2) NOUS REMPLISSONS LES CAPSULES DE PRODUCTION.

Nous disposons d'une large gamme d'équipements supplémentaires pour la production de capsules. À la demande du client, nous choisisons un modèle d'équipement de remplissage de capsules, de granulateurs, de mélangeurs de poudre, d'équipement de dépoussiérage et de polissoirs à capsule, d'imprimantes pour imprimer des logos sur des capsules, du matériel de remplissage et d'emballage pour capsules de gélatine.

3) FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE

Nous coopérons avec les fabricants de capsulateurs automatiques et semi-automatiques et nous nous engageons dans la fourniture de pièces de rechange pour tout modèle de machines à capsules achetées dans notre entreprise.



A handwritten signature in blue ink that reads "Roman Tsibulsky".

Propriétaire et superviseur

ROMAN TSIBULSKY