

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky


Analyser mit einer Dicke von Kapseln und Tabletten

BESCHREIBUNG

Der Dicke Analysator verwendet, um die Dicke von Hartgelatinekapseln und Tabletten zu messen. Der Analysator misst die Dicke der Tabletten und die Wände der Gelatinekapseln. Das Gerät gibt das genaueste Ergebnis. Hochwertige Celsius-Skala. Wir bieten detaillierte Anleitungen zum Einrichten dieses Modells des Dicken Analysators auf.


Vor dem Senden werden die Analysatoren in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

HERSTELLER - CHINA



SPEZIFIKATIONEN

Analyzer der Dicke von Kapseln und Tabletten „HD-04“
 Testbereich: (0-30) mmA
 ccuracy des Tests: $\pm 0,01$ mm
 Type der Kapsel: 00,0,1,2,3,4,5
 Table Dickenbereich: 0 ~ 30 mm
 Size mit Verpackung: 260mm x 140mm x 140mm
 Shipping Gewicht: 0,7 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Dicker Analysator zur Dicke von Tabletten oder Kapseln, zu messen. Verwendet, um die Dicke der Tabletten und Gelatinekapseln Wände aus zu messen. Das Gerät gibt das genaueste Messergebnis. Hochwertige Celsius-Skala. Geeignet für harte Gelatinekapseln der Größen 000,00,0,1,2,3,4 und Tabletten bis zu 30 mm im Durchmesser.

Produktionszeit **30-40 Tage**
Voraussichtliche Lieferzeit **30-40 Tage**

PREIS **1101,69 USD**
MwSt **198,31 USD**

WERT 1300.00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) TRAINING OF MEDICINE VERIFICATION TECHNOLOGY.

Um alle unsere Kunden, die Ausrüstung gekauft, bieten wir Literatur zu den Grundlagen der Verkapselung von Pulvern. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung des Kapselgerätes verwendet.

2) Wir PRODUCTION KAPSELN vervollständigen.

Wir haben eine breite Palette von Zusatzgeräten für die Kapselherstellung. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell der Kapsel füllende Ausrüstung wählen, Granulatoren, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Kapselpolierer, Drucker für Logos auf Kapseln drucken, Abfüll- und Verpackungstechnik für Gelatinekapseln.

3) Ersatzteilversorgung

Wir arbeiten mit den Herstellern von automatischen und halbautomatischen capsulators und wir sind in der Lieferung von Ersatzteilen für jedes Modell von Kapselmaschinen in unserem Unternehmen gekauft beschäftigt.



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY