

Proposta commerciale

Compilato:	15.02.2018
Valido:	12 mesi
Autore:	Roman Tsibulsky

Analizzatore di quattro parametri di compresse PJ-03

DESCRIZIONE

L'analizzatore dei quattro parametri delle compresse esegue le seguenti 4 operazioni: misurare la solubilità, la disintegrazione, l'abrasione e la determinazione della durezza delle compresse. Auto-monitoraggio, auto-analisi, auto-diagnostica, auto-segnale. Il flusso d'acqua viene fatto circolare da una pompa magnetica, lo distribuisce uniformemente in tutto il sistema e il "bagno d'acqua" mantiene la stessa temperatura. La temperatura è determinata da un dispositivo automatico di alta precisione.

Arresto automatico all'orario stabilito. Forniamo istruzioni dettagliate per la configurazione di questo modello dell'analizzatore. Prima dell'invio, gli analizzatori sono testati in produzione. Completezza e capacità di lavoro sono garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato prendendo in considerazione i pagamenti doganali in Russia e la consegna nella città del cliente.

PRODUTTORE - CINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPECIFICHE

Analizzatore di quattro parametri di compresse "PJ-03"
 Intervallo di temperatura: (circa + 45 °C) $\pm 0,3$ °C
 Campo di velocità: (20 ~ 200) ± 2 giri / min
 Selezione automatica del tempo: (1 ~ 900) min $\pm 0,5$ min
 Stazioni di dissoluzione: 3
 Tempo di arresto della lama: $\pm 0,5$ mm
 Tempo di arresto del serbatoio: $\pm 1,0$ mm
 Set di serbatoi: 2
 Frequenza di oscillazione: (30 ~ 32) / min
 Gamma di oscillazioni: (55 ± 2) mm
 Tamburo: 1
 Tamburo: diametro 286 mm, profondità 39 mm
 Intervallo di durezza: (2 ~ 200) N
 Distanza di rilevamento della processione: (3 ~ 20) mm
 Potenza: 220V / 50Hz / 600W o 110V / 60Hz / 600W
 Dimensioni: 590 mm x 300 mm x 480 mm
 Dimensioni con imballo: 850 mm x 490 mm x 570 mm
 Peso: 40 kg
 Peso con imballo: 50 kg

 www.minipress.ru

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La temperatura è determinata da un dispositivo automatico di alta precisione. Arresto automatico all'orario stabilito. I parametri possono essere impostati in anticipo. I valori impostati sul timer e gli indicatori durante il funzionamento possono essere visualizzati alternativamente. Ci sono tre bacini e tre lame in una fila. Le parti principali dell'apparecchiatura ruotano in modo fluido e flessibile. Due elicotteri che ruotano in modo sincrono. Arresto automatico all'orario stabilito. Il serbatoio e la lama sono fatti di acciaio inossidabile. L'elevata accuratezza degli indicatori si ottiene analizzando la velocità di rotazione e contando l'abrasione delle compresse. La durezza è determinata da un sensore di alta precisione, i valori di durezza vengono visualizzati in Newton. Test della durezza dei tablet è continuo. Il tablet viene premuto e viene compresso artificialmente. Auto-mapping, auto-memoria, auto-repeat, auto-repeat test.

TEMPI DI PRODUZIONE

30-40 GIORNI

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO

30-40 GIORNI

PREZZO

4491,53 USD

I.V.A.

808,47 USD

VALORE 5300.00 USD

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF

I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

1) FORMAZIONE DELLA TECNOLOGIA DI VERIFICA DELLA MEDICINA.

A tutti i nostri clienti che hanno acquistato attrezzature, forniamo letteratura sulle basi dell'incapsulamento delle polveri. Eseguiamo consultazioni telefoniche e per corrispondenza, aiutiamo a risolvere le difficoltà che si presentano alla fabbricazione delle nostre apparecchiature. Forniamo pezzi di ricambio e materiali di consumo. Forniamo servizi nell'aiuto sulla realizzazione dell'attrezzatura capsulare utilizzata.

2) COMPLETIAMO CAPSULE DI PRODUZIONE.

Abbiamo una vasta gamma di attrezzature aggiuntive per la produzione di capsule. Su richiesta del cliente, selezioneremo un modello di attrezzature per il riempimento di capsule, granulatori, miscelatori di polveri, attrezzature per la rimozione della polvere e lucidanti per capsule, stampanti per la stampa di loghi su capsule, dispositivi di riempimento e imballaggio per capsule di gelatina.

3) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Collaboriamo con produttori di capsulatori automatici e semiautomatici e siamo impegnati nella fornitura di pezzi di ricambio per qualsiasi modello di macchine a capsule acquistate nella nostra azienda.



A handwritten signature in blue ink that reads "Roman Tsibulsky". The signature is fluid and cursive.

Proprietario e supervisore

ROMAN TSIBULSKY