

MINIPRESS.RU

Proveedor de equipos farmacéuticos en Rusia
Fundado en 1999

RUSSIA, 115035, MOSCOW, 17 PIATNITSKAYA St.

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Propuesta comercial

Compilado:	15.02.2018
Válido:	12 mes
Autor:	Roman Tsibulsky


Máquina automática de llenado y sellado para ampollas de vidrio ABF-01

DESCRIPCIÓN

Máquina automática para llenar líquidos y sellar ampollas de vidrio para producción farmacéutica. La productividad es de 800-2400 ampollas por hora. Dosificación de ampollas en tres versiones de modelos para 1-2 ml, 5-10 ml, para 20 ml. Peso 150 kg. Automática, económica y fácil de usar, la máquina se utiliza en las industrias médica, alimentaria y química. Brindamos una gama completa de servicios: instalación, capacitación, puesta en marcha, reparación.

Instrucciones para usar en inglés y ruso. Cumple con el estándar GMP. Proporcionamos instrucciones detalladas para configurar este modelo de máquina para llenado y sellado de ampollas. Antes de enviar la máquina para el sellado, las máquinas se prueban y prueban en producción. Se garantiza la integridad y la capacidad de trabajo. Mantenemos existencias de piezas y consumibles en el almacén. El precio se indica teniendo en cuenta los pagos de aduanas en Rusia y la entrega a la ciudad del cliente.

FABRICANTE - CHINA



MINIPRESS.RU



PRESUPUESTO

Máquina automática de llenado y sellado para ampollas de vidrio "ABF-01"

Modificaciones: 1-2ml, 5-10ml, 20ml

Productividad (1-2 ml): 2000 - 2400 ampollas por hora.

Productividad (5-10 ml): 1000 - 1200 ampollas por hora.

Productividad (20 ml): 600 - 800 ampollas por hora.

Potencia: 0,37 kW

Consumo de gas: 2-2.5 m3 por hora

El consumo de aire: 0,08-0,1 MPa

Consumo de gas de combustión de apoyo: 0,7 m3 por hora

Consumo de oxígeno: 0.1 MPa

Fuente de alimentación: 220V o 110V,

Dimensiones totales: 1300 mm x 700 mm x 1400 mm

Peso: 150 kg

Peso con embalaje: 220 kg

 www.minipress.ru

INFORMACIÓN ADICIONAL

Una serie única de máquinas automáticas para llenar y sellar ampollas de vidrio. Los modelos se diferencian entre sí con pequeñas opciones, dosis y rendimiento. El muestreo de las ampollas proviene de la tolva, luego se conectan al transportador en el relleno. El operador ajusta la dosificación, dentro de las capacidades de la máquina. El llenado de ampollas de vidrio se lleva a cabo por el grupo. La máquina trae un grupo de ampollas debajo de las agujas, el transportador se detiene y las agujas caen en ampollas. Luego viene el llenado de ampollas. Luego, las ampollas de vidrio se mueven a la zona del quemador. La temperatura de combustión y la intensidad de la llama también están reguladas. Después de que el cuello de la ampolla ha sido calentado por abrazaderas especiales, se forma el ápice de la ampolla. La punta tiene un contorno redondeado de forma uniforme regular. La altura de todas las ampollas preparadas y la redondez se repite constantemente, sin distinción. Atención, la máquina para llenar y sellar ampollas de vidrio requiere una máquina para lavar y secar ampollas. Y también para la máquina de inyección interna para la esterilización.

TIEMPO DE PRODUCCIÓN

30-40 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO

30-40 DÍAS

PRECIO

6779,66 USD

IVA

1220,34 USD

VALOR 8000.00 USD

El pago se realiza en rublos a la cuenta en Moscú a la velocidad del RF Cental Bank

NUESTROS SERVICIOS PARA CLIENTES:

1) TECNOLOGÍAS DE ENTRENAMIENTO DE EMBOTELLADO Y BATCHING AMPUL.

Estamos entrenando en nuestro equipo antes de comprar. Prueba de materiales. Ofrecemos consultas sobre el llenado y sellado de ampollas, con una gama completa de equipos y consumibles adicionales.

2) COMPLETAMOS PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA Y DE CONFITERÍA.

Tenemos máquinas automáticas y de escritorio para llenar y sellar ampollas en Rusia, que ofrecemos a nuestros clientes. Siempre puede contactarnos con sus ideas y solicitudes.

3) SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EMBOTELLADO Y ALMACENAMIENTO DE AMPOLLAS DE VIDRIO.

Los productos cumplen completamente con los nuevos requisitos de GMP. La liberación de los equipos para sellar ampollas de vidrio va acompañada de un estricto control de calidad, verificación de toda la documentación y un servicio posventa bien organizado de los equipos.

4) SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO

El fabricante también puede ofrecer modelos de máquinas automáticas para llenado y sellado de ampollas, en función de las metas y los objetivos del cliente. Ayudaremos en el mantenimiento y la reparación de cualquier equipo para sellar ampollas. Centro de servicio en Rusia para los países de la CEI.



Roman Tsibulsky

Propietario y supervisor

ROMAN TSIBULSKY