

Proposta commerciale

Compilato:	15.02.2018
Valido:	12 mesi
Autore:	Roman Tsibulsky



Lucidatrice automatica di capsule gelatinose HS-10

DESCRIZIONE

Attrezzatura automatica per lucidare e rimuovere la polvere dalle capsule di gelatina dura. Adatto per rimuovere le particelle di polvere dalle capsule dopo averle riempite di polvere in capsule. Da utilizzare nella produzione farmaceutica di capsule di gelatina. Capacità fino a 2500 capsule al minuto. Usato per tutte le dimensioni standard di capsule di gelatina 000,00,0,1,2,3,4,5.

Massima automazione del processo. Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità. Forniamo istruzioni dettagliate per l'installazione di attrezzature per lucidare capsule. Prima di inviare la macchina al cliente, vengono controllati e testati in produzione. Completezza e capacità di lavoro sono garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato prendendo in considerazione i pagamenti doganali in Russia e la consegna nella città del cliente.

PRODUTTORE - CINA



SPECIFICHE

Lucidatrice automatica di capsule gelatinose "HS-10"

Produttività: 2500 capsule al minuto all'ora (per compresse 6 mm)

Alimentazione: ~ 220 V 50/60 Hz o ~ 110 V 60 Hz, in base alla richiesta del cliente

Diametro del tubo perforato: 180 mm

Aria compressa: 0,1 m³ / min, 0,30 MPa

Velocità di rotazione: 10-60 giri / min

Dimensioni d'ingombro: 950mm x 600mm x 1100mm

Dimensioni con imballo: 1000 mm x 700 mm x 1200 mm

Peso: 45 kg

Peso di spedizione: 65 kg

 www.minipress.ru

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Dimensioni compatte, aspetto bellissimo, altezza e angoli regolabili. La Capsule Polisher può essere collegata a qualsiasi tipo di riempitrice per capsule. Le capsule di lucidatura tempestive durante la produzione sono realizzate per migliorare la qualità e l'efficienza delle macchine capsule. L'apparecchiatura può essere dotata di un dispositivo di sicurezza. La velocità del motore è controllata dal convertitore. Il lucidatore può continuare a lavorare a lungo e sopportare carichi. Può ordinare automaticamente capsule con peso ridotto, corpo vuoto, metallo di scarto e parte sciolta per soddisfare lo standard GMP. All'interno della camera di lucidatura dei farmaci viene utilizzato acciaio inossidabile di alta qualità. Gli elementi di fissaggio rapidi sono adatti anche per facilitare lo smontaggio dell'attrezzatura e una pulizia più accurata. Una spazzola a sgancio rapido e un cuscinetto vengono utilizzati per l'albero dell'asse. La spazzola e il cuscinetto possono essere facilmente smontati. La spazzola per capelli non cadrà. È possibile modificare diverse dimensioni del pennello per soddisfare le esigenze di diversi clienti. Capsule di gelatina solide piene di polvere vengono caricate nella finestra di ricezione, la velocità di rotazione delle spazzole di plastica e il cilindro viene regolato dall'operatore, le capsule iniziano a muoversi verso l'uscita, l'aria compressa soffia via la polvere e l'aspirapolvere aspira aria e polvere attraverso perforazioni. Spazzole a setole morbide lucidano e rimuovono le particelle di polvere dalla superficie delle capsule. Raccomandiamo l'uso di aspirapolvere, acquistandoli da soli.

TEMPI DI PRODUZIONE

30-40 GIORNI

PREZZO

7627,12 USD

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO

30-40 GIORNI

I.V.A.

1372,88 USD

VALORE 9000.00 USD

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF

I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

1) FORMAZIONE DELLA TECNOLOGIA DEL RIEMPIMENTO DI CAPSULE SOLIDI.

A tutti i nostri clienti che hanno acquistato attrezzature, forniamo letteratura sulle basi dell'incapsulamento delle polveri. Eseguiamo consultazioni telefoniche e per corrispondenza, aiutiamo a risolvere le difficoltà che si presentano alla fabbricazione delle nostre apparecchiature. Forniamo pezzi di ricambio e materiali di consumo. Forniamo servizi per l'implementazione di attrezzature per il riempimento delle capsule utilizzate.

2) COMPLETIAMO CAPSULE DI PRODUZIONE CON POLVERE.

Abbiamo una vasta gamma di attrezzature aggiuntive per la produzione di capsule di gelatina. Su richiesta del cliente, selezioneremo un modello di capsulatori, granulatori, miscelatori di polveri, attrezzature per la rimozione della polvere e lucidanti per capsule, stampanti per la stampa di loghi su capsule, attrezzature per il riempimento e l'imballaggio di capsule rigide di gelatina.

3) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Collaboriamo con produttori di macchine capsulatrici automatiche e semiautomatiche, tappatori portatili a mano e forniamo pezzi di ricambio per qualsiasi modello di apparecchiatura a capsula acquistata nella nostra azienda.



Roman Tsibulsky

Proprietario e supervisore

ROMAN TSIBULSKY