

Proposition commerciale

Compilé:	15.02.2018
Valide:	12 mois
Auteur:	Roman Tsibulsky

Polisseuse automatique de capsules gélatineuses HS-10

LA DESCRIPTION


Équipement automatique pour le polissage et l'élimination de la poussière des capsules en gélatine dure. Convient pour éliminer les particules de poudre des capsules après les avoir remplies de poudre dans des capsules. Pour utilisation dans la production pharmaceutique de capsules de gélatine. Capacité jusqu'à 2500 capsules par minute. Utilisé pour toutes les tailles standard de capsules de gélatine 000,00,0,1,2,3,4,5.

Automatisation maximale du processus. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité. Nous fournissons des instructions détaillées pour la mise en place de l'équipement de polissage des capsules. Avant d'envoyer la machine au client, ils sont vérifiés et testés en production. L'intégralité et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué en tenant compte des paiements douaniers en Russie et de la livraison à la ville du client.

FABRICANT - CHINE



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPECIFICATIONS

Polisseuse automatique de capsules gélatineuses "HS-10"

Productivité: 2500 capsules par minute, par heure (pour les comprimés 6 mm)

Alimentation: ~ 220V 50 / 60Hz ou ~ 110V 60Hz, selon la demande du client

Diamètre du tuyau perforé: 180 mm

Air comprimé: 0.1 m³ / min, 0.30 MPa

Vitesse de rotation: 10-60 tr / min

Dimensions hors tout: 950mm x 600mm x 1100mm

Taille avec emballage: 1000mm x 700mm x 1200mm

Poids: 45 kg

Poids d'expédition: 65 kg

 www.minipress.ru

INFORMATION ADDITIONNELLE

Taille compacte, belle apparence, hauteur et angles réglables. La polisseuse de capsules peut être connectée à tout type de machine de remplissage de capsules. Des capsules de polissage en temps opportun pendant la production sont réalisées pour améliorer la qualité et l'efficacité des machines à capsules. L'équipement peut être équipé d'un dispositif de sécurité. La vitesse du moteur est contrôlée par le convertisseur. Le polisseur peut continuer à travailler pendant longtemps et résiste aux charges. Il peut automatiquement trier les capsules de faible poids, les corps vides, les déchets métalliques et les pièces détachées pour satisfaire à la norme GMP. À l'intérieur de la chambre de polissage des médicaments, de l'acier inoxydable de haute qualité est utilisé. Les attaches rapides conviennent également au démontage facile des équipements et à un nettoyage plus approfondi. Une brosse à dégagement rapide et un roulement sont utilisés pour l'arbre d'essieu. La brosse et le roulement peuvent être facilement démontés. La brosse à cheveux ne tombera pas. Différentes tailles de brosse peuvent être modifiées pour répondre aux besoins de différents clients. Des capsules de gélatine pleines remplies de poudre sont chargées dans la fenêtre de réception, la vitesse de rotation des brosses en plastique et du cylindre est régulée par l'opérateur, les capsules commencent à sortir, l'air comprimé évacue la poussière et l'aspirateur aspire et la poussière à travers les perforations. Des brosses à poils doux polissent et éliminent les particules de poussière à la surface des capsules. Nous vous recommandons d'utiliser des aspirateurs, en les achetant vous-même.

TEMPS DE PRODUCTION

30-40 JOURS

TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ

30-40 JOURS

PRIX

7627,12 USD

T.V.A.

1372,88 USD

VALEUR 9000.00 USD

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au rythme de la banque centrale RF

NOS SERVICES POUR CLIENTS:

1) FORMATION DE TECHNOLOGIE DE REMPLISSAGE DE CAPSULES SOLIDES.

À tous nos clients qui ont acheté des équipements, nous fournissons de la documentation sur les bases de l'encapsulation des poudres. Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des consommables. Nous fournissons des services dans la mise en œuvre de l'équipement de remplissage de capsules utilisé.

2) NOUS REMPLISSONS LA CAPSULE DE PRODUCTION AVEC DE LA POUDRE.

Nous disposons d'une large gamme d'équipements supplémentaires pour la production de gélules. À la demande du client, nous choisirons un modèle de capsulateurs, granulateurs, mélangeurs de poudre, équipement de dépoussiérage et polissoirs à capsule, imprimantes pour imprimer des logos sur des capsules, équipement de remplissage et d'emballage pour capsules de gélatine dure.

3) FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE

Nous coopérons avec des fabricants de machines à capsules automatiques et semi-automatiques, des capsulateurs de bureau portatifs et nous fournissons des pièces de rechange pour tout modèle d'équipement de capsule acheté dans notre entreprise.



Roman Tsibulsky

Propriétaire et superviseur

ROMAN TSIBULSKY