

# MINIPRESS.RU

Lieferant für pharmazeutische Anlagen in Russland  
Gegründet im Jahr 1999

RUSSIA, 115035, Moskau, 17 PIATNITSKAYA St.

+7 (495) 364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

## Kommerzielle Vorschlag

**Zusammengestellt:** 2018.02.15  
**Gültig:** 12 Monate  
**Autor:** Roman Tsibulsky


### Automatische Füll- und Verschließmaschine für Glasampullen ALG-01

#### BESCHREIBUNG

Automatische Maschine für Flüssigkeiten und Dichtungsglasampullen für die pharmazeutische Produktion zu füllen. Die Produktivität ist 8000 Ampullen pro Stunde. Die Dosierung von Ampullen 1-2 ml. Gewicht 400 kg. Automatisch, wirtschaftlich und einfach die Maschine zu bedienen ist in den Bereichen Medizin, Lebensmittel- und chemischen Industrie eingesetzt. Auch erhältlich für die Bestellung ist die Version der Maschine, die die verschlossenen leeren Ampullen aufdeckt und nach der Abfüllung sie dichtet zurück. Wir bieten eine vollständige Palette von Dienstleistungen: Installation, Schulung, Inbetriebnahme, Reparatur.

Gebrauchsanweisung in Englisch und Russisch. Entspricht den GMP-Standard. Wir bieten detaillierte Anleitungen zum Einrichten dieses Modells der Maschine zum Füllen und Verschließen Ampullen. Vor dem Senden der Maschine zur Abdichtung sind die Maschinen in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

#### HERSTELLER - CHINA



MINIPRESS.RU

MINIPRESS.RU

## SPEZIFIKATIONEN

Automatische Maschine zum Füllen und Verschließen von Glasampullen „ALG-01“

Dosierungs Füllung: 1-2 ml

Produktivität: 7000-9000 Ampullen pro Stunde

Leistung: 0,55 kW

Gasverbrauch: 2-2,5 m<sup>3</sup> pro Stunde

Luftverbrauch: 0,08-0,1 MPa

Unterstützende Verbrennungsgasverbrauch: 0,7 m<sup>3</sup> pro Stunde

Der Sauerstoffverbrauch: 0,1 MPa

Stromversorgung: 380 V, 50 Hz

Gesamtmaße: 1650mm x 900mm x 1500mm

Gewicht: 400 kg

Gewicht: 490 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Eine einzigartige Reihe von automatischen Maschinen zum Füllen und Verschließen von Glasampullen. Modelle unterscheiden sich voneinander mit kleinen Optionen, Dosierung und Leistung. Die Probennahme der Ampullen kommt aus dem Trichter, dann sind sie in der Füllung auf dem Transporter zu bekommen. Der Bediener stellt die Dosierung, innerhalb der Fähigkeiten der Maschine. Füllung in Glasampullen durch die Gruppe durchgeführt. Die Maschine bringt eine Gruppe von Ampullen unter den Nadeln, die Förder stoppen und die Nadeln fallen in Ampullen. Als nächstes kommt die Füllung von Ampullen. Dann werden die Glasampullen werden in der Brennerzone bewegt. Die Verbrennungstemperatur und die Intensität der Flamme werden ebenfalls geregelt. Nachdem der Hals der Ampulle wird durch besondere Klemmen erhitzt worden ist, wird die Spitze der Ampulle gebildet. Die Spitze hat eine abgerundete Kontur der regelmäßigen gleichmäßiger Form. Die Höhe aller fertigen Ampullen und Rundung wird ständig wiederholt, ohne Unterschied. Aufmerksamkeit, die Maschine zum Füllen und Verschließen von Glasampullen erfordert eine Maschine zum Waschen und Trocknen von Ampullen. Und auch für die interne Injektionsmaschine für die Sterilisation.

<b>Produktionszeit</b>	<b>30-40 Tage</b>
<b>Voraussichtliche Lieferzeit</b>	<b>30-40 Tage</b>

<b>PREIS</b>	<b>12711,86 USD</b>
<b>MwSt</b>	<b>2288,14 USD</b>

**WERT 15.000,00 USD**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

## UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

### 1) TRAINING TECHNOLOGIES Abfüll- und Dosiertechnik Ampullen.

Wir können Sie auf unserer Ausrüstung trainieren, vor dem Kauf sehen. Prüfung von Materialien. Wir bieten Beratungen auf Füllen und Verschließen von Ampullen, mit einer vollständigen Palette von Zusatzgeräten und Verbrauchsmaterialien.

### 2) wir komplette PHARMACEUTICAL und Konditoreiproduktion.

Wir verfügen über eine automatische und Desktop-Maschinen zum Befüllen und Verschließen Ampullen In Russland, die wir unseren Kunden bieten. Sie können uns immer mit Ihren Ideen und Wünsche.

### 3) Lieferung von Ausrüstung für die Abfüllung und Lagerung von Glasampullen.

Die Produkte vollständig mit den neuen GMP-Anforderungen entsprechen. Die Freisetzung von Ausrüstung für Glasampullen Abdichtung durch strenge Qualitätskontrolle, Überprüfung aller Unterlagen begleitet, gut organisierten After-Sales-Service von Geräten.

### 4) die Ersatzteilversorgung

Der Hersteller kann auch Modelle von Automaten bietet zum Füllen und Verschließen Ampullen, basierend auf den Zielen des Kunden. Wir werden zum Abdichten von Ampullen in der Wartung und Reparatur von Geräten unterstützen. Service-Center in Russland für die GUS-Staaten.



A handwritten signature in blue ink that reads "Roman Tsibulsky". The signature is fluid and cursive.

Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**