

MINIPRESS.RU

Lieferant für pharmazeutische Anlagen in Russland
Gegründet im Jahr
1999

RUSSIA, 115035, Moskau, 17 PIATNITSKAYA St.

+7 (495) 364-38-08
info@minipress.ru
www.minipress.ru

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky

Blistermaschine für Tabletten und Kapseln MN-14

BESCHREIBUNG

Automatische Flachtyp Blisterverpackung Maschine für die Verpackung von medizinischen Präparaten von Tabletten und Gelatinekapseln, Lebensmittelprodukten, Teile von elektrischen Geräten in Blisterverpackungen aus PVC-Folie und Aluminiumfolie verwendet. Die maximale Blasengröße beträgt 130x100 mm, die Tiefe der Zellen 26 mm ist. Geeignet für den Einsatz in der pharmazeutischen Herstellung und Verpackung von Tabletten und Gelatinekapseln. -leistung 4800 Blister pro Stunde.

Maximale Automatisierung aller Prozesse. Es ist aus Edelstahl nach GMP-Richtlinien hergestellt. Wir bieten detaillierte Anweisungen für diese Maschine einrichten. Bevor die Maschine zu senden ist in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

HERSTELLER - CHINA



SPEZIFIKATIONEN

Automatische flachen Typ Blistermaschine „MN-14“

Stanzfrequenz: 8-35 mal pro Minute

Produktivität: 4800 Blister pro Stunde (Standardgröße 80x57 mm)

Max. die Fläche und die Tiefe des Blisters: 130x100x26 mm

Stellweg: 20-120 mm

Standard Blister Größen: 80x57 mm, 80x35 mm, 95x65 mm, 105x42 mm, 105x55 mm

(Kann auf Wunsch des Kunden entwickelt werden)

Zu: 0,5-0,7 mPa, Durchflussmenge 0,15 m³ pro Minute

Gesamtleistung: 380/220 V, 50 Hz, 3,2 kW

Motorleistung: 0,75 kW

PVC-Folie: 0,15 mm-0,5, Rollenbreite - 140 mm

Aluminiumfolie: 0,02 mm-0,035, Rollenbreite 140 mm-


Dialectic Papier: Dichte von 50 bis 100 Gramm / m², Rollenbreite - 140 mm

Werkzeugkühlung: Strömung oder zirkulierendes Wasser

Größe mit Verpackung: 2300x560x1410 mm

Gewicht: 700 kg

Gewicht: 800 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Von einer Rolle aus PVC die Maschinen Schimmelpilze Zellen umhüllt, die mit Tabletten oder Gelatinekapselfn (andere Produkte) gefüllt sind, dann ist die Maschine, durch Walzenpressen Aluminiumfolie, schweißt sie an einen PVC Umschlag. Schneiden der Briefmarke heraus schneidet die fertigen Blasen, und der Abfall wird zu einer Rolle aufgerollt. Dieses Gerät ist für die Verpackung von medizinischen Produkten, Lebensmitteln, Teile von elektrischen Geräten verwendet. Die Blister Maschine ist speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Laboreinrichtungen konzipiert, für die Herstellung von Produkten im Gesundheitswesen in mittleren und kleinen pharmazeutischen Fabriken. Dieses Modell wird durch ein kompaktes Gehäuse, einfache Bedienung, Multifunktions-, Hublängeneinstellung, Langlebigkeit aus. Kühlformen werden durch Einströmen oder recyceltes Wasser bereitgestellt. Es ist notwendig, einen Kompressor mit Druckluft zu verwenden.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 29661,02 USD

MwSt 5338,98 USD

WERT 35.000,00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) TRAINING TECHNOLOGY OF PRODUCTION von Blistern.

Alle unsere Kunden, die Ausrüstung gekauft, wir bieten Literatur über die Grundlagen von Tabletten und Gelatinekapseln in Blister Verpackung, sowie die Verwendung von Verpackungsmaterialien. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir bieten Dienstleistungen in den Verkauf von Gebrauchtgeräten.

2) wir komplette Herstellung durch Blistermaschinen.

Wir haben eine große Auswahl an automatischer Blister Ausrüstung in Blister von Tabletten und Kapseln für die Verpackung. Auf Wunsch des Kunden werden wir das optimale Modell der Anlage durch die Anzahl der Zellen und die Form des fertigen Pakets auswählen.

3) Ersatzteilversorgung

Wir arbeiten mit den Herstellern von automatischen und halbautomatischen Blistermaschinen und wir sind in der Lieferung von Ersatzteilen für jedes Modell des Autos in unserer Firma gekauft beschäftigt.



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY