

MINIPRESS.RU

Fournisseur d'équipements pharmaceutiques en Russie
Fondée en 1999

RUSSIA, 115035, MOSCOW, 17 PIATNITSKAYA ST.

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Proposition commerciale

Compilé:	15.09.2018
Valide:	12 mois
Auteur:	Roman Tsibulsky

Machine à capsule semi-automatique de bureau ITA-05

LA DESCRIPTIONN


Capsule de table manuelle pour le remplissage de poudre avec des gélules en gélatine dure, machine de remplissage manuelle de gélules, packer manuel pour capsules de gélatine à deux composants solides de (deux parties). Convient pour une utilisation en laboratoire et à petite échelle dans la production de capsules. Capacité de 1800 capsules par heure. Utilisé pour toutes les tailles standard de gélules en gélatine dure. Production Italie.

Mécanisation maximale du processus manuel. Il est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 selon les normes GMP. Nous fournissons des instructions détaillées pour la configuration des machines à capsules. Avant d'envoyer le client, la machine est vérifiée en production. L'intégralité et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué en tenant compte des paiements douaniers en Russie et de la livraison à la ville du client.

FABRICANT-ITALIE



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

CARACTÉRISTIQUES

Capsule de poudre manuelle en capsules de gélatine dure "ITA-05"

Matériaux: acier inoxydable AISI 316 et plastique

Productivité: au moins 30 pièces à la fois

Productivité: un maximum de 120 pièces à la fois

Vitesse moyenne de l'opérateur: 1800 capsules par heure

Convient pour les gélules en gélatine dure au format: 000,00,0,1,2,3,4

Dimensions hors tout: 200mm x 255mm x 105mm

Poids net: 2 kg

Pour un supplément est complété:

1. Dispositif d'orientation des gélules (remplissage rapide des cellules avec des gélules).
2. Un système de poudre supplémentaire pressant à l'intérieur des capsules.
3. Le système de remplissage de la dose de poudre en capsules.

Ensemble de pièces pour chaque taille de capsule supplémentaire - 900 EURO

 www.minipress.ru

INFORMATION ADDITIONNELLE

La machine de bureau pour remplir les capsules de gélatine dure avec le modèle de poudre ITA-05 de haute qualité est fabriquée en Italie. Conçu pour fonctionner avec des capsules assemblées. Le processus de travail est divisé en plusieurs opérations. Orientation des capsules - en utilisant un dispositif spécial, l'opérateur remplit les capsules avec des plaques avec des trous. Dans ce cas, les capsules sont placées dans les plaques avec les couvercles. Séparation des capsules - des clips spéciaux de la moitié des capsules sont fixés dans des plaques. Ensuite, l'opérateur, manuellement, par le groupe déconnecte les capsules. Remplissage des capsules - Une plaque avec de longues moitiés de capsules est placée sous la plaque de restriction, qui sert à contrôler la quantité de poudre pendant le remplissage. La poudre est versée sur du platine à l'avance en calculant la dose pour les 120 gélules. La poudre est distribuée sur les capsules par un racloir en plastique. Si nécessaire, ajoutez le poids de la dose à chaque capsule, utilisez un dispositif de compression. Ensuite, une dose supplémentaire de poudre est introduite dans le vide de la capsule. Raccordement des capsules - L'opérateur joint deux plaques avec des demi-capsules, après quoi le verrouillage de la capsule se produit. Extraction des gélules - Après avoir rempli les gélules de poudre, l'opérateur serre avec ses mains les gélules finies et les gélules sont éjectées des trous de la plaque. Ensuite, toutes les opérations sont répétées avec de nouvelles capsules vides.

TEMPS DE PRODUCTION

30-40 JOURS

PRIX

1949,15 USD

TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ

30-40 JOURS

T.V.A.

350,85 USD

VALEUR 2300.00 USD

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au rythme de la banque centrale RF

NOS SERVICES POUR CLIENTS:

1) FORMATION DE TECHNOLOGIE DE COACHING.

À tous nos clients qui ont acheté des équipements, nous fournissons de la documentation sur les bases de l'encapsulation des poudres. Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des consommables. Nous rendons des services dans l'aide à la réalisation de l'équipement capsulaire utilisé.

2) NOUS REMPLISSONS LES CAPSULES DE PRODUCTION.

Nous disposons d'une large gamme d'équipements supplémentaires pour la production de capsules. À la demande du client, nous choisisons un modèle d'équipement de remplissage de capsules, de granulateurs, de mélangeurs de poudre, d'équipement de dépoussiérage et de polissoirs à capsule, d'imprimantes pour imprimer des logos sur des capsules, du matériel de remplissage et d'emballage pour capsules de gélatine.

3) FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE

Nous coopérons avec les fabricants de capsulateurs automatiques et semi-automatiques et nous nous engageons dans la fourniture de pièces de rechange pour tout modèle de machines à capsules achetées dans notre entreprise.



A handwritten signature in blue ink that reads "Roman Tsibulsky". The signature is fluid and cursive.

Propriétaire et superviseur

ROMAN TSIBULSKY