

Proposta commerciale

Compilato:	15.02.2018
Valido:	12 mesi
Autore:	Roman Tsibulsky

Capsulatore per capsule gelatinose senza cuciture CP-2

DESCRIZIONE

Un nuovo modello di attrezzature per incapsulare oli e grassi in capsule di gelatina morbida. Produttività massima di 80000 capsule all'ora. Produzione di capsule di gelatina morbide senza soluzione di continuità. La tecnologia che offriamo, dove la massa gelatinosa liquida viene utilizzata come involucro della futura capsula, e le capsule risultanti sono morbide, senza soluzione di continuità, sferiche. Quando si utilizza questa tecnologia, è possibile regolare lo spessore della parete del guscio di gelatina, il diametro del prodotto finito e il volume di riempimento della capsula di gelatina.

La percentuale del matrimonio è ridotta allo 0,8-1%. Senza spreco di produzione. I nostri specialisti addestreranno il tuo staff. Condurremo il primo lancio della linea sul prodotto finito. L'uso di attrezzature e tecnologia ti consentirà nel più breve tempo di stabilire il rilascio di un nuovo tipo di prodotto in una capsula di gelatina. Fornire istruzioni dettagliate per l'installazione della capsula. Prima della spedizione, le macchine vengono testate in produzione. Completezza e capacità di lavoro sono garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato prendendo in considerazione i pagamenti doganali in Russia e la consegna nella città del cliente.

PRODUTTORE - BIELORUSSIA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPECIFICHE

Capsulatore per capsule gelatinose senza cuciture CP-2
Diametro di capsule di gelatina già pronte: da 2 a 13 mm
Forma di capsule pronte: palla
Produttività: 80000 capsule all'ora
Temperatura della conchiglia: 30-90 gradi C
Temperatura di riempimento: 5-60 gradi C
Riempimento di capsule: 0,05-0,4 grammi
Pressione dell'olio nel pulsatore: 0,2-1,9 kg / cm³
Alimentazione: 220 V, 50 Hz
Dimensioni d'ingombro: 650x800x2000 mm
Peso: 200 kg
Peso di spedizione: 280 kg

 www.minipress.ru

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La stanza, dotata di un dispositivo per la preparazione di massa gelatinosa, contenitori per la preparazione della soluzione di riempimento, bilance elettroniche.

Il dispositivo per la preparazione della massa gelatinosa è dotato di un agitatore e un contenitore con acqua, in cui viene automaticamente mantenuta la temperatura preimpostata. La soluzione di riempimento è preparata secondo le istruzioni tecnologiche. Lo spazio per pressare le capsule dall'olio vegetale, dotato di centrifuga rotante e di un lavello per il lavaggio delle teglie dall'olio vegetale. A piccoli volumi di produzione c'è un metodo di rotazione manuale, che esclude la centrifuga per la filatura. Dopo aver premuto, le capsule vengono trasferite nella sezione di asciugatura. Stenditoio per capsule morbide di gelatina, dotato di un condizionatore d'aria con un essiccatore d'aria e mensole su cui vengono riposti i vassoi con le capsule bagnate dopo la pressatura. Se i regimi di temperatura e umidità sono correttamente osservati, le capsule si asciugano in 24 ore. Le capsule essiccate dai vassoi vengono versate in contenitori e trasferite in un lavaggio con alcol isopropilico. La stanza con una capacità di alcol isopropilico e una centrifuga per il lavaggio delle capsule essiccate da residui di olio vegetale. Presenza obbligatoria di ventilazione di scarico. Le capsule sono riempite in un tamburo centrifugo in cui l'alcool isopropilico è alimentato attraverso una valvola con un flusso diffuso. A piccoli volumi di produzione c'è un metodo manuale di lavaggio, eliminando la centrifuga.

TEMPI DI PRODUZIONE

30-40 GIORNI

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO

30-40 GIORNI

PREZZO

20338,98 USD

I.V.A.

3661,02 USD

VALORE 24000.00 USD

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF

I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

1) FORMAZIONE DELLA TECNOLOGIA DELLA CAPSULAZIONE.

A tutti i nostri clienti che hanno acquistato attrezzature, forniamo letteratura sulle basi dell'incapsulamento delle polveri. Eseguiamo consultazioni telefoniche e per corrispondenza, aiutiamo a risolvere le difficoltà che si presentano alla fabbricazione delle nostre apparecchiature. Forniamo pezzi di ricambio e materiali di consumo. Forniamo servizi nell'aiuto sulla realizzazione dell'attrezzatura capsulare utilizzata.

2) COMPLETIAMO CAPSULE DI PRODUZIONE.

Abbiamo una vasta gamma di attrezzature aggiuntive per la produzione di capsule. Su richiesta del cliente, selezioneremo un modello di attrezzature per il riempimento di capsule, granulatori, miscelatori di polveri, attrezzature per la rimozione della polvere e lucidanti per capsule, stampanti per la stampa di loghi su capsule, dispositivi di riempimento e imballaggio per capsule di gelatina.

3) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Collaboriamo con produttori di capsulatori automatici e semiautomatici e siamo impegnati nella fornitura di pezzi di ricambio per qualsiasi modello di macchine a capsule acquistate nella nostra azienda.



Roman Tsibulsky

Proprietario e supervisore

ROMAN TSIBULSKY