

## Proposta commerciale

Compilato:	15.09.2018
Valido:	12 mesi
Autore:	Roman Tsibulsky



### Contatore di compresse e capsule ITA-01

#### DESCRIZIONE

Macchina automatica da tavolo per il conteggio e l'imballaggio di compresse e capsule di gelatina. È usato nei laboratori e nella produzione sperimentale di prodotti farmaceutici. Produzione Italia. Peso 10 kg. Qualità europea delle prestazioni, qualità acciaio inossidabile AISI 316 e plastica P.E.T.G.

Forniamo istruzioni dettagliate per l'impostazione di un contatore tablet. Prima di inviare il cliente, lo strumento viene controllato e testato in produzione. Completezza e capacità di lavoro sono garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato prendendo in considerazione i pagamenti doganali in Russia e la consegna nella città del cliente.

#### PRODUTTORE-ITALIA



## SPECIFICHE

Il contatore di compresse e capsule "ITA-01"

Tipo di dispositivo dispositivo capsule e compresse

Le dimensioni delle capsule gelatinose: 000,00,0,0 L, 1 L, 1,2,3,4,5

Diametri delle compresse: 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm

Produttività: da 15.000 a 30.000 capsule all'ora

Produttività: da 13000 a 42500 compresse all'ora

Tensione di alimentazione: 220V / 50Hz

Assorbimento di corrente massimo: 0,25 kW

Grado di protezione: IP20

Categoria di installazione: II

Dimensioni: 530 mm x 410 mm x 420 mm

Peso: 10 kg

Peso con imballaggio: 17 kg

### DISCHI PLASTICI AGGIUNTIVI:

Disco numero 0 - capsule di gelatina delle dimensioni di 000 - 00

Disco numero 1 - capsule di gelatina con una dimensione di 0 - 1

Disco numero 2 - capsule di gelatina da 2 a 3

Disco numero 3 - capsule di gelatina da 4 a 5

Disco numero 4 compresse 7 mm

Disco numero 5 compresse 8 mm

Disco numero 6 compresse 9 mm

Disco numero 7 compresse 10 mm

Disco numero 8 compresse 11 mm

Disco numero 9 compresse 12 mm

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La macchina desktop per il conteggio e l'imballaggio di compresse e capsule di gelatina consiste in un alloggiamento in cui è installato il motore da 220 V. Il motore ha il controllo e può essere programmato per accendersi e spegnersi periodicamente. Sulla base della capacità di tipo aperto fisso, che si versava in compresse o capsule di gelatina. Attraverso il foro centrale nella base passa l'asse del motore elettrico, a cui l'operatore fissa manualmente un disco di plastica trasparente. Per il raggio del disco, vengono create celle di una certa forma (corrispondenti alle dimensioni di compresse o capsule). Quando si lavora, compresse o capsule di gelatina riempiono le cellule. Quando il disco di plastica ruota, le compresse o le capsule vengono spostate nella zona di scarico. Gli smorzatori impediscono l'ingestione di altre compresse o capsule. L'uscita del prodotto dal serbatoio è solo attraverso le celle del disco. I sensori ottici controllano il numero di cellule che hanno già trasportato le compresse o le capsule nel contenitore fornito. L'operatore programma il numero di tablet e capsule che devono essere contati, il tempo di pausa per la modifica della confezione. La velocità di rotazione del disco è costante, ma il numero di celle nel disco è maggiore, minore è la dimensione del tablet o della capsula. A parità di condizioni per il tempo di dimensioni minime, le compresse o le capsule verranno contate con una maggiore produttività. Il valore dei dischi di plastica e la loro quantità nella consegna è negoziata in aggiunta.

**TEMPI DI PRODUZIONE**

**30-40 GIORNI**

**TEMPO DI CONSEGNA STIMATO**

**30-40 GIORNI**

**PREZZO**

**8474,58 USD**

**I.V.A.**

**1525,42 USD**

**VALORE 10000.00 USD**

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF

### I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

#### 1) FORMAZIONE DELL'ACCOUNT E TECNOLOGIA DELL'IMBALLAGGIO.

A tutti i nostri clienti che hanno acquistato l'attrezzatura, forniamo letteratura sulle basi del conteggio e dell'imballaggio di compresse e capsule. Eseguiamo consultazioni telefoniche e per corrispondenza, aiutiamo a risolvere le difficoltà che si presentano alla fabbricazione delle nostre apparecchiature. Forniamo pezzi di ricambio e materiali di consumo. Forniamo servizi nell'aiuto sulla realizzazione dell'attrezzatura di conteggio della seconda mano.

#### 2) COMPLETIAMO CAPSULE DI CONTEGGIO DI PRODUZIONE.

Abbiamo un vasto assortimento di attrezzature aggiuntive per la produzione di tablet. Su richiesta del cliente, selezioneremo un modello di contatori e confezionatori per compresse e capsule, granulatori, miscelatori di polveri, attrezzature per la rimozione della polvere e lucidanti per capsule, stampanti per la stampa di loghi su capsule, imballaggio e confezionamento di capsule di gelatina.

#### 3) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Collaboriamo con produttori di contatori e confezionatrici automatici e semiautomatici e ci occupiamo della fornitura di pezzi di ricambio per qualsiasi modello di macchine da conteggio acquistate nella nostra azienda.



*Roman Tsibulsky*

Proprietario e supervisore

**ROMAN TSIBULSKY**