

Proposition commerciale

| | |
|----------|-----------------|
| Compilé: | 15.09.2018 |
| Valide: | 12 mois |
| Auteur: | Roman Tsibulsky |


Compteur de comprimés et capsules ITA-01

LA DESCRIPTION

Machine automatique de table pour compter et emballer les comprimés et les capsules de gélatine. Il est utilisé dans les laboratoires et la production expérimentale de produits pharmaceutiques. Production Italie. Poids 10 kg. Qualité de performance européenne, qualité inox AISI 316 et plastique P.E.T.G.

Nous fournissons des instructions détaillées pour la mise en place d'un compteur de tablettes. Avant d'envoyer le client, le compteur est vérifié et testé en production. L'intégralité et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué en tenant compte des paiements douaniers en Russie et de la livraison à la ville du client.

FABRICANT-ITALIE



CARACTÉRISTIQUES

Le compteur de comprimés et de capsules "ITA-01"

Type de compte capsules et comprimés de l'appareil

Les tailles des gélules: 000,00,0,0L, 1L, 1,2,3,4,5

Diamètres de comprimés: 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm

Productivité: de 15 000 à 30 000 capsules par heure

Productivité: de 13 000 à 42 500 comprimés par heure

Tension d'alimentation: 220V / 50Hz

Consommation maximale: 0,25 kW

Degré de protection: IP20

Catégorie d'installation: II

Dimensions: 530 x 410 mm x 420 mm

Poids: 10 kg

Poids avec emballage: 17 kg

DISQUES PLASTIQUES SUPPLEMENTAIRES:

Disque numéro 0 - capsules de gélatine de la taille 000 - 00

Disque numéro 1 - capsules de gélatine d'une taille de 0 - 1

Disque numéro 2 - capsules de gélatine taille 2 - 3

Numéro de disque 3 - capsules de gélatine taille 4 - 5

Numéro de disque 4 comprimés 7 mm

Numéro de disque 5 comprimés 8 mm

Numéro de disque 6 comprimés 9 mm

Numéro de disque 7 comprimés 10 mm

Numéro de disque 8 comprimés 11 mm

Numéro de disque 9 comprimés 12 mm

INFORMATION ADDITIONNELLE

La machine de bureau pour compter et emballer les comprimés et les capsules de gélatine consiste en un boîtier dans lequel le moteur 220V est installé. Le moteur a le contrôle et peut être programmé pour s'allumer et s'éteindre périodiquement. Sur la base de la capacité de type ouvert fixe, qui a versé dans des comprimés ou des capsules de gélatine. Par le trou central de la base passe l'axe du moteur électrique auquel l'opérateur fixe manuellement un disque en plastique transparent. Par le rayon du disque, des cellules d'une certaine forme (correspondant à la taille des comprimés ou des capsules) sont fabriquées. Lorsque vous travaillez, les comprimés ou les gélules remplissent les cellules. Lorsque le disque en plastique tourne, les comprimés ou les capsules sont déplacés vers la zone de décharge. Les amortisseurs empêchent l'ingestion d'autres comprimés ou capsules. La sortie du produit du réservoir se fait uniquement par les cellules du disque. Les capteurs optiques contrôlent le nombre de cellules qui ont déjà transporté les comprimés ou les capsules dans le conteneur fourni. L'opérateur programme le nombre de comprimés et de capsules à compter, le temps de pause pour changer l'emballage. La vitesse de rotation du disque est constante, mais le nombre de cellules dans le disque est plus grand, plus la taille du comprimé ou de la capsule est petite. Avec des conditions égales pour le temps de taille minimum, les comprimés ou les capsules seront comptés avec une plus grande productivité. La valeur des disques en plastique et leur quantité dans la livraison sont négociées en plus.

TEMPS DE PRODUCTION 30-40 JOURS

TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ 30-40 JOURS

PRIX 8474,58 USD

T.V.A. 1525,42 USD

VALEUR 10000.00 USD

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au rythme de la banque centrale RF

NOS SERVICES POUR CLIENTS:

1) FORMATION DE LA TECHNOLOGIE DE COMPTE ET DE CONDITIONNEMENT.

Pour tous nos clients qui ont acheté du matériel, nous fournissons de la documentation sur les bases du comptage et de l'emballage des comprimés et des gélules. Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des consommables. Nous rendons des services dans l'aide à la réalisation de l'équipement de comptage de seconde main.

2) NOUS REMPLISSONS LES CAPSULES DE COMPTEURS DE FABRICATION.

Nous disposons d'un large assortiment d'équipements supplémentaires pour la production de comprimés. À la demande du client, nous choisissons un modèle de compteurs et d'emballage pour tablettes et capsules, granulés, mélangeurs de poudre, équipement de dépoussiérage et polisseuses de capsules, imprimantes pour imprimer des logos sur des capsules, emballages et équipements d'emballage pour capsules de gélatine.

3) FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE

Nous coopérons avec les fabricants de compteurs automatiques et semi-automatiques et les emballeurs et nous nous engageons dans la fourniture de pièces de rechange pour tout modèle de compteurs achetés dans notre entreprise.



Roman Tsibulsky

Propriétaire et superviseur

ROMAN TSIBULSKY