

## Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.09.15  
Gültig: 12 Monate  
Autor: Roman Tsibulsky



### Zähler von Tabletten und Kapseln ITA-01

#### BESCHREIBUN

Tischplatte automatische Maschine zum Zählen und Verpacken Tabletten und Gelatinekapseln. Es wird in Laboratorien und experimentelle Herstellung von Arzneimitteln verwendet. Produktion Italien. Gewicht 10 kg. Europäische Qualität der Leistung, Edelstahl AISI 316 und Kunststoff PETG

Wir bieten detaillierte Anweisungen für einen Tablettenzähler einrichten. Vor dem Senden des Kunden wird das Messgerät überprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

#### HERSTELLER-ITALY




## SPEZIFIKATIONEN

Der Zähler von Tabletten und Kapseln „ITA-01“ Art der Konto-Gerät Kapsel und tablets  
 The Größen von Gelatinekapseln: 000,00,0,0L, 1L, 1,2,3,4,5  
 Diameters von Tabletten: 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm  
 Productivity: von 15.000 bis 30.000 Kapseln pro hour  
 Productivity: 13.000 bis 42.500 Tabletten pro Hour  
 power Versorgungsspannung: 220 V / 50Hz  
 Maximum Stromverbrauch: 0,25 kW  
 Degree Schutzart: IP20  
 Installation Kategorie: II  
 Dimensions: 530mm x 410mm x 420mm  
 Weight: 10 kg  
 Gewicht mit Verpackung: 17 kg

ZUSATZ  
 PlastikScheiben: Plattennummer 0 - Gelatinekapseln in der Größe von 000 - 00  
 Disk Nummer 1 - Gelatinekapseln mit einer Größe von 0 - 1  
 Disk Nummer 2 - Gelatinekapseln Größe 2 - 3  
 Disk Nummer 3 - Gelatinekapseln Größe 4 - 5

Disk-Nummer 4 Tabletten 7 mm  
 Disc Nummer 5 Tabletten 8 mm  
 Disc Nummer 6 Tabletten 9 mm  
 Disc Nummer 7 Tabletten 10 mm  
 Disc number 8 Tabletten 11 mm  
 Disc number 9 Tabletten 12 mm

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Die Desktop-Maschine zum Zählen und Tabletten und Gelatinekapseln einkapselt besteht aus einem Gehäuse, in dem der Motor eingebaut ist 220V. Der Motor hat die Kontrolle und kann periodisch ein- und ausgeschaltet programmiert werden, drehen. Auf der Grundlage der festgelegten Kapazität des offenen Typs, die in Tabletten oder Gelatinekapseln gegossen. Durch die zentrale Öffnung in der Basis verläuft, die die Achse des Elektromotors, an der der Bediener manuell eine transparente Kunststoffscheibe fixiert. Durch den Radius der Scheibe, Zellen einer bestimmten Form (entsprechend der Größe von Tabletten oder Kapseln) hergestellt. Bei der Arbeit, Tabletten oder Gelatinekapseln füllen die Zellen. Wenn die Kunststoffscheibe dreht, werden die Tabletten oder Kapseln in die Entladungszone bewegt. Dämpfern verhindern, dass die Einnahme von anderen Tabletten oder Kapseln. Die Ausgabe des Produkts aus dem Tank ist nur durch die Plattenzellen. Optische Sensoren steuern, um die Anzahl der Zellen, die bereits die Tabletten oder Kapseln in die mitgelieferten Behälter getragen haben. Die Bedienprogramme die Anzahl von Tabletten und Kapseln, die die Pausenzeit zum Ändern der Verpackung gezählt werden müssen. Die Rotationsgeschwindigkeit der Platte konstant ist, aber die Anzahl von Zellen in der Scheibe größer ist, die Größe der Tablette oder Kapsel der kleine. Bei gleichen Bedingungen für die Zeit der Mindestgröße, Tabletten oder Kapseln werden mit einem höheren Produktivität gezählt werden. Wert der Kunststoffscheiben und ihre Menge in der Lieferung zusätzlich verhandelt. aber die Anzahl von Zellen in der Scheibe größer ist, je kleiner die Größe der Tablette oder Kapsel. Bei gleichen Bedingungen für die Zeit der Mindestgröße, Tabletten oder Kapseln werden mit einem höheren Produktivität gezählt werden.

**Produktionszeit** 30-40 Tage

**Voraussichtliche Lieferzeit** 30-40 Tage

**PREIS** 8474,58 USD

**MwSt** 1525,42 USD

**WERT 10.000,00 USD**

**UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:**

1) **AUSBILDUNG VON KONTO UND VERPACKUNG TECHNOLOGY.** To all unseren Kunden, die Ausrüstung gekauft, wir bieten Literatur über die Grundlagen des Zählens und Verpackung von Tabletten und Kapseln. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung der Zählens Ausrüstung des zweiten hand.

2) **WE COMPLETE MANUFACTURING TISCHE CAPSULES.** We für Tablettenproduktion eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung. Auf Wunsch des Kunden, wählen wir ein Modell von Zählern und Packer für Tabletten und Kapseln, Granulatoren, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Kapselpolierer, Drucker für Logos auf Kapseln Druck, Verpackung und Verpackungsanlagen für Gelatinekapseln.

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**