

Proposta commerciale

Compilato:	15.09.2018
Valido:	12 mesi
Autore:	Roman Tsibulsky

Capsula semiautomatica da tavolo ITA-05

DESCRIZIONE

Capsula manuale da tavolo per il riempimento di polveri con capsule rigide di gelatina, riempitrice manuale meccanica a capsule, confezionatrice manuale per capsule di gelatina solida bicomponente da (due parti). Adatto per l'uso in laboratorio e produzione su piccola scala di capsule. Capacità di 1800 capsule all'ora. Usato per tutti i formati standard di capsule di gelatina dura. Produzione Italia.

Massima meccanizzazione del processo manuale. È realizzato in acciaio inox AISI 304 secondo le norme GMP. Forniamo istruzioni dettagliate per l'installazione di macchine a capsule. Prima di inviare il client, la macchina viene controllata in produzione. Completezza e capacità di lavoro sono garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato prendendo in considerazione i pagamenti doganali in Russia e la consegna nella città del cliente.

PRODUTTORE-ITALIA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPECIFICHE

Capsula in polvere manuale in capsule di gelatina dura "ITA-05"

Materiali: acciaio inossidabile AISI 316 e plastica

Produttività: almeno 30 pezzi alla volta

Produttività: un massimo di 120 pezzi alla volta

Velocità media dell'operatore: 1800 capsule all'ora

Adatto per capsule rigide di gelatina nella dimensione: 000,00,0,1,2,3,4

Dimensioni d'ingombro: 200 mm x 255 mm x 105 mm

Peso netto: 2 kg

Per un costo aggiuntivo è completato:

1. Dispositivo di orientamento per capsule (riempimento rapido di cellule con capsule).
2. Un sistema di ulteriore pressatura delle polveri all'interno delle capsule.
3. Il sistema di riempimento della dose di polvere in capsule.

Set di parti per ogni dimensione aggiuntiva della capsula - 900 EURO

 www.minipress.ru

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La macchina desktop per il riempimento di capsule rigide di gelatina con il modello in polvere ITA-05 di alta qualità è prodotta in Italia. Progettato per lavorare con capsule in forma assemblata. Il processo di lavoro è diviso in diverse operazioni. Orientamento delle capsule - utilizzando un dispositivo speciale, l'operatore riempie le capsule con le piastre con i fori. In questo caso, le capsule vengono posizionate nelle piastre con i coperchi verso l'alto. Separazione di capsule - le clip speciali di metà delle capsule sono fissate in piatti. Quindi l'operatore, manualmente, dal gruppo disconnette le capsule. Riempimento delle capsule: una piastra con metà delle capsule lunghe viene posta sotto la piastra di restrizione, che viene utilizzata per controllare la quantità di polvere durante il riempimento. La polvere viene versata sul platino in anticipo calcolando la dose per tutte le 120 capsule. La polvere è distribuita sulle capsule da un raschietto di plastica. Se necessario, aggiungere il peso della dose a ciascuna capsula, utilizzare un dispositivo di compressione. Quindi una dose aggiuntiva di polvere viene alimentata nel posto lasciato nella capsula. Collegamento della capsula: l'operatore unisce due piastre con mezze capsule, dopodiché si verifica il processo di bloccaggio del blocco capsule. Estrazione di capsule - dopo aver riempito le capsule di polvere, l'operatore schiaccia la piastra con le capsule finite con le mani e le capsule vengono espulse dai fori della piastra. Quindi tutte le operazioni vengono ripetute con nuove capsule vuote.

TEMPI DI PRODUZIONE

30-40 GIORNI

PREZZO

1949,15 USD

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO

30-40 GIORNI

I.V.A.

350,85 USD

VALORE 2300.00 USD

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF

I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

1) FORMAZIONE DELLA TECNOLOGIA DI COACHING.

A tutti i nostri clienti che hanno acquistato attrezzature, forniamo letteratura sulle basi dell'incapsulamento delle polveri. Eseguiamo consultazioni telefoniche e per corrispondenza, aiutiamo a risolvere le difficoltà che si presentano alla fabbricazione delle nostre apparecchiature. Forniamo pezzi di ricambio e materiali di consumo. Forniamo servizi nell'aiuto sulla realizzazione dell'attrezzatura capsulare utilizzata.

2) COMPLETIAMO CAPSULE DI PRODUZIONE.

Abbiamo una vasta gamma di attrezzature aggiuntive per la produzione di capsule. Su richiesta del cliente, selezioneremo un modello di attrezzature per il riempimento di capsule, granulatori, miscelatori di polveri, attrezzature per la rimozione della polvere e lucidanti per capsule, stampanti per la stampa di loghi su capsule, dispositivi di riempimento e imballaggio per capsule di gelatina.

3) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Collaboriamo con produttori di capsulatori automatici e semiautomatici e siamo impegnati nella fornitura di pezzi di ricambio per qualsiasi modello di macchine a capsule acquistate nella nostra azienda.



A handwritten signature in blue ink that reads "Roman Tsibulsky". The signature is fluid and cursive.

Proprietario e supervisore

ROMAN TSIBULSKY