

Propuesta comercial

| | |
|------------|-----------------|
| Compilado: | 15.02.2018 |
| Válido: | 12 mes |
| Autor: | Roman Tsubulsky |



Dissolution analyzer for tablets and capsules RC-06

DESCRIPCIÓN

El Analizador de disolución se utiliza para medir la velocidad y el grado de disolución de las tabletas y las cápsulas de gelatina en condiciones de laboratorio. Tiene seis tanques y seis cuchillas dispuestas en una fila. Las partes principales de este equipo giran suave y flexiblemente. Todos los tanques y cuchillas están hechos de acero inoxidable (SUS316L). El flujo de agua circula por una bomba magnética, lo distribuye uniformemente por todo el sistema y el "baño de agua" mantiene la misma temperatura.

Este dispositivo para disolver tabletas está equipado con control de temperatura automático, cambios en la velocidad y el tiempo. Proporcionamos instrucciones detalladas para ajustar el analizador de disolución. Antes del envío, los analizadores de disolución se prueban en producción. Se garantiza la integridad y la capacidad de trabajo. Mantenemos existencias de piezas y consumibles en el almacén. El precio se indica teniendo en cuenta los pagos de aduanas en Rusia y la entrega a la ciudad del cliente.

FABRICANTE - CHINA



PRESUPUESTO

Analizador de disolución para tabletas y cápsulas "RC-06"
 Rango de velocidad: (20-200) rpm
 Precisión de la velocidad de rotación: ± 2 rpm
 Temperatura del líquido termostatizador: aproximadamente + 45 °C
 Estabilidad de la temperatura: ± 0.3 °C
 Hora en que se configura el temporizador: 6 posiciones (1-999) min
 Precisión de tiempo: ± 0.5 min
 Tiempo de parada de la hoja: ± 0.5 min
 Tiempo para detener el tanque: ± 1.0 min
 Potencia: 220V / 50Hz / 1000W o 110V / 60Hz / 1000W
 Dimensiones: 960 mm x 320 mm x 480 mm
 Tamaño con embalaje: 1220 mm x 480 mm x 590 mm
 Peso: 45 kg
 Peso con embalaje: 60 kg

 www.minipress.ru

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las partes principales de este equipo giran suave y flexiblemente. Todos los tanques y cuchillas están hechos de acero inoxidable (SUS316L). El flujo de agua circula por una bomba magnética, lo distribuye uniformemente por todo el sistema y el "baño de agua" mantiene la misma temperatura. Este dispositivo para disolver tabletas está equipado con control de temperatura automático, cambios en la velocidad y el tiempo. Estos parámetros son establecidos por el temporizador. Se pueden controlar con los botones. Los resultados se muestran en el panel. Los valores establecidos en el temporizador y los indicadores durante el funcionamiento del dispositivo se pueden visualizar alternativamente. Automática: autopruueba, autodiagnóstico, señal automática. El equipo puede probarse a sí mismo y la señal automáticamente. Los parámetros de disolución de las sustancias se almacenan en la memoria del equipo y se pueden mostrar en cualquier momento. El tiempo se puede configurar en el temporizador para muchas posiciones. El dispositivo de alarma envía automáticamente una señal a cualquier posición del temporizador y luego el probador se mueve automáticamente a la siguiente posición.

TIEMPO DE PRODUCCIÓN

30-40 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO

30-40 DÍAS

PRECIO

5677,97 USD

IVA

1022,03 USD

VALOR 6700.00 USD

El pago se realiza en rublos a la cuenta en Moscú a la velocidad del Banco Central de RF

NUESTROS SERVICIOS PARA CLIENTES:

1) FORMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE VERIFICACIÓN DE MEDICINA.

A todos nuestros clientes que compraron equipos, les brindamos literatura sobre los aspectos básicos de la encapsulación de polvos. Realizamos las consultas por teléfono y por correspondencia, ayudamos a solucionar las dificultades que surgen a la fabricación en nuestro equipo. Suministramos repuestos y consumibles.

Prestamos servicios en la ayuda en la realización del equipo capsular utilizado.

2) COMPLETAMOS CÁPSULAS DE PRODUCCIÓN.

Tenemos una amplia gama de equipos adicionales para la producción de cápsulas. A petición del cliente, seleccionaremos un modelo de equipo de llenado de cápsulas, granuladores, mezcladores de polvo, equipos de eliminación de polvo y pulidores de cápsulas, impresoras para imprimir logotipos en cápsulas, equipos de llenado y empaque de cápsulas de gelatina.

3) SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO

Cooperamos con fabricantes de capsuladores automáticos y semiautomáticos y estamos comprometidos en el suministro de repuestos para cualquier modelo de máquinas de cápsulas compradas en nuestra compañía.



A handwritten signature in blue ink that reads "Roman Tsibulsky". The signature is fluid and cursive.

Propietario y supervisor

ROMAN TSIBULSKY