

## Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15  
Gültig: 12 Monate  
Autor: Roman Tsibulsky

### Dissolution Analyzer für Tabletten und Kapseln RC-06

#### BESCHREIBUNG

Der Dissolution Analyzer wird verwendet, um die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Auflösung von Tabletten und Gelatinekapseln, die unter Laborbedingungen zu messen. Es hat sechs Tanks und sechs in einer Reihe angeordneten Klingen. Die wichtigsten Teile dieser Geräte drehen reibungslos und flexibel. Alle Tanks und Klingen sind aus rostfreiem Stahl (SUS316L) hergestellt. Der Wasserstrom wird durch eine Magnetpumpe zirkuliert, verteilt sie gleichmäßig über das System und das „Wasserbad“ behält die gleiche Temperatur.

Diese Vorrichtung zum Auflösen von Tabletten mit automatischer Temperaturregelung, Geschwindigkeitsänderungen und die Zeit ausgestattet. Wir bieten detaillierte Anweisungen für die Auflösung Analysator einzustellen. Vor dem Versand werden die Auflösung Analysatoren in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

#### HERSTELLER - CHINA



## SPEZIFIKATIONEN

Dissolution Analyzer für Tabletten und Kapseln „RC-06“

Drehzahlbereich: (20-200) rpm

Accuracy Drehgeschwindigkeit:  $\pm 2$  rpm

Temperature der Temperierflüssigkeit: ca. + 45 °C

Temperaturstabilität:  $\pm 0,3$  °C

Zeitpunkt, zu dem der Zeitgeber eingestellt ist, : 6-Positionen (1-999)

MINTIME Genauigkeit:  $\pm 0.5$ min

Blade Stoppzeit:  $\pm 0.5$ min

Time den Tank zu stoppen:  $\pm 1,0$  möglich MINPower: 220 V / 50 Hz / 1000W oder 110V / 60Hz / 1000W

Dimensions: 960mm x 320mm x 480mm

Size mit Verpackung: 1220mm x 480mm x 590mm

Weight: 45 kg

Gewicht mit Verpackung: 60 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Die wichtigsten Teile dieser Geräte drehen reibungslos und flexibel. Alle Tanks und Klingen sind aus rostfreiem Stahl (SUS316L) hergestellt. Der Wasserstrom wird durch eine Magnetpumpe zirkuliert wird, verteilt sie gleichmäßig über das System und das „Wasserbad“ behält die gleiche Temperatur. Diese Vorrichtung zum Auflösen von Tabletten mit automatischer Temperaturregelung, Geschwindigkeitsänderungen und die Zeit ausgestattet. Diese Parameter werden durch den Timer eingestellt. Sie können mit den Tasten gesteuert werden. Die Ergebnisse sind in der Tafel angezeigt. Die eingestellten Werte für den Zeitgeber und die Indikatoren während des Betriebes der Vorrichtung können abwechselnd angezeigt werden. Automatik: Auto-Test, Selbstdiagnose, Auto-Signal. Das Gerät kann selbst testen und das Signal automatisch. Die Auflösungsparameter der Substanzen werden in dem Gerät gespeichert und können jederzeit angezeigt werden. Die Zeit kann auf den Timer für viele Positionen eingestellt werden. Die Alarmvorrichtung sendet automatisch ein Signal an einer beliebigen Position des Timers und dann der Tester bewegt sich automatisch in die nächste Position.

**Produktionszeit** 30-40 Tage

**Voraussichtliche Lieferzeit** 30-40 Tage

**PREIS** 5677,97 USD  
**MwSt** 1022,03 USD

**WERT 6.700,00 USD**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

## UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

### 1) TRAINING OF MEDICINE VERIFICATION TECHNOLOGY.

Um alle unsere Kunden, die Ausrüstung gekauft, bieten wir Literatur zu den Grundlagen der Verkapselung von Pulvern. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung des Kapselgerätes verwendet.

### 2) Wir PRODUCTION KAPSELN vervollständigen.

Wir haben eine breite Palette von Zusatzgeräten für die Kapselherstellung. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell der Kapsel füllende Ausrüstung wählen, Granulatoren, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Kapselpolierer, Drucker für Logos auf Kapseln drucken, Abfüll- und Verpackungstechnik für Gelatinekapseln.

### 3) Ersatzteilversorgung

Wir arbeiten mit den Herstellern von automatischen und halbautomatischen capsulators und wir sind in der Lieferung von Ersatzteilen für jedes Modell von Kapselmaschinen in unserem Unternehmen gekauft beschäftigt.



A handwritten signature in blue ink that reads "Roman Tsibulsky". The signature is fluid and cursive.

Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**