

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky

Elektromagnetische Induktionsmaschine zum Schweißen von Folien auf Flaschen AZ-02

BESCHREIBUN

Tablette automatische Induktionsmaschine zum Löten und Schweißen Aluminiumfolie steuern, um die erste Öffnung am Hals von Kunststoffflaschen für die automatische Verwendung zusammen mit Ausrüstung für das Zählen und Verpacken von Gelatinekapseln oder Tabletten, in Kunststoffflaschen. Tabelle automatische Maschine für induktives thermisches Siegelnd nichtmetallischer Flaschen aus Kunststoff oder Glas mit einem Förderband. Induktive thermische Bindung kann nicht nur die Qualität der Produkte verbessern, aus der Absorption der natürlichen Feuchtigkeit zu verhindern, erhöht die Haltbarkeit, beschleunigt die Verdichtung und die Qualität der Verpackung von Tabletten und Kapseln. Die Produktivität ist maximal 10-50 Flaschen pro Minute. Das Gewicht des Gerätes beträgt 45 kg.

Gefertigt aus Edelstahl mit GMP-Standard. Wir bieten detaillierte Anweisungen für die Verwendung von Geräten für Induktionsschweißen zu Flaschen. Bevor die Maschine an den Kunden zu senden, werden sie geprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER - CHINA

minipress.ru minipress.ru minipress.ru
minipress.ru minipress.ru minipress.ru



minipress.ru minipress.ru minipress.ru
minipress.ru minipress.ru minipress.ru



SPEZIFIKATIONEN

Elektromagnetische Induktionsmaschine zum Schweißen von Folien auf Flaschen AZ-02

Production Kapazität: 10-50 Flaschen / min

Seal Durchmesser der Kehle: 20-50 mm

Suitable für Flaschen Höhe: 40-200 mm

Power Versorgung: 220 V, 50Hz Power: 1,5 kW

Static Energieverbrauch: 0,1 A Max. zulässiger

Strom: <4A

Operating Umgebungstemperatur: 25-45

Grad C Relative Luftfeuchtigkeit: 95%

Größe mit Verpackung: 1150mm x 480mm x 400mm

Weight: 38 kg

Shipping Gewicht: 45 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Tabelle automatische Induktionsmaschine zum Abdichten und Schweißen von Aluminiumfolie Steuerung der ersten Öffnung am Hals von Kunststoffflaschen funktioniert wie folgt. Der Kunde muss erwerben unabhängig Kunststoff-Flaschen und Deckel. In dem Deckel sollte mit Aluminiumfolie gelegt Auskleidungen werden. die Flaschen mit Tabletten oder Kapseln nach dem Befüllen muss die Kappen fest angezogen werden. Dann werden die verschlossenen Flaschen auf dem Fördertisch der Induktionsmaschine angeordnet. Es ist notwendig, die Höhe des Induktionsherds auf die Höhe der Flasche anzupassen. Die Lücke sollte minimal sein. Ferner die Anweisungen befolgen, ist es notwendig, die Maschine zu programmieren. Bewegen entlang des Förderbandes unter der Induktionsplatte werden die Folienauskleidungen sicher an den Rand des Flaschenhalses verschweißt. Diese Maschine gilt das Prinzip der elektromagnetischen Induktionsheizung. Verwendung von berührungslosen induktiven Induktionsheizeinrichtung Folien und Aluminiumfolien, erzeugt einen Film und Flaschenanschluss. Dicht Korken fest auf dem Hals der Flasche sofort nach dem Heißschmelzen in einer solchen Art und Weise, wie das gesetzte Ziel zu erreichen.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 3813,66 USD

MwSt 686,44 USD

WERT 4500.00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) TRAINING MIT DER MASCHINE ARBEITET MIT INDUKTIONS TANK VALVES. To all unseren Kunden, die eine automatische Linie erworben haben, für Kapseln und Tabletten in Kunststoff-Flaschen Verpackung stellen wir Literatur zu den Grundlagen der Verpackung und Deckelung. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen bei der Umsetzung der Ausrüstung für die Kapseln und Tabletten in Fläschchen Verpackung, die in use.2 waren) COMPLETE PRODUCTION Kapseln und TABLETS. We hat eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung für Tabletten und Gelatinekapseln zu packen. Auf Antrag des Kunden werden wir das Modell der Zählen füllenden Maschine auszuwählen, die Maschine zum Zuführen von Deckeln und Verschließmaschinen,



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY