

## kommerzielle Vorschlag

**zusammengestellt:** 2018.02.15  
**Gültig:** 12 Monate  
**Autor:** Roman Tsibulsky


### Abfüll- und Verschließmaschine für Glasflaschen XL-10

#### BESCHREIBUNG

Automatische Ausrüstung für die Flüssigkeiten in Flaschen Penicillin, gefolgt von Verkappen mit Gummistopfen und Aluminiumkappen Ausgießen. Automatisierte Zuführung von Phiolen, Verschlüssen und Kapseln von Lagerplätzen. Dosen der Flüssigkeit von 5 bis 30 ml. Die Kapazität beträgt 2500 Flaschen pro Stunde. Gewicht 300 kg. Aus hochwertigem Edelstahl.

Wir bieten detaillierte Anleitungen zum Einrichten Ausrüstung für die Abfüllung und Verschließmaschinen. Bevor die Maschine an den Kunden zu senden, werden sie geprüft und in der Produktion getestet. Drehtisch für die automatische Dosierung von Phiolen ist ein Teil des Designs. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER - CHINA



## SPEZIFIKATIONEN

Die Maschine zum Ausgießen und Verschließen Penicillin Flaschen „XL-10“

Anzahl der Pumpen: 1 pump

Maximum Produktivität: 2500 Flaschen pro hour

Penicillin Flaschen (auf Anfrage von 5 bis 30 ml) Verdünnungsfehler: 0-2% Genauigkeit der Abdichtung und Walz:  $\geq 99\%$  Stromversorgung: 220 V, 50Hz

Power: 1 kW

Overall Abmessungen: 1250mm x 1100mm x 1200mm

Weight: 300 kg

Gewicht mit Packing: 380 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Das System liefert leere Penicillin Flaschen einzeln an einem Drehtisch, der die Vials in die Füllereinheit bewegt. Die Maschine füllt eine Flasche. Optische Sensoren überwachen die Anwesenheit von Phiolen. Wenn es kein Fläschchen ist - es gibt keine Abfüllung. Aus den Speichern Vibrieren bins, Gummistopfen und Aluminiumkappen sind mit den Verkappungseinheiten zugeführt, wo der Stopfen die Flaschen geschlossen und die Aluminiumkappen sind oben getragen. Abrollen der Kappen erfolgt mechanisch, rotierende Köpfe verwendet wird. Bereit Flaschen werden durch ein zusätzliches Förderband weggebracht. Die Maschine ist eine Befülleinrichtung auf der Förderstrecke für die orale Lösung, die zum Füllen, Verstopfen, Komprimieren Penicillin-Flaschen in einem Volumen von 5-30 ml verwendet wird. Die Füll- und Versiegelungsvorgang wird in dieser Maschine mit ihrem verbesserten Aufbau und kompaktem Aufbau kombiniert. Großer Wert wird auf die Stabilität der Fläschchen angebracht. Um eine Entscheidung zu treffen, dieses Gerät zu kaufen, empfehlen wir Fotos und Größen von Flaschen, Stopfen und Aluminiumkappen senden.

**Produktionszeit** 30-40 Tage

**Voraussichtliche Lieferzeit** 30-40 Tage

**PREIS** 11864,41 USD

**MwSt** 2135,59 USD

**WERT 14.000,00 USD**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

## UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) Trainingsarbeit mit Füll- und CAPTURING MACHINES. To all unseren Kunden, die Ausrüstung erworben haben, bieten wir Literatur über die Grundlagen der Abfüllung und Versiegelung Flüssigkeiten. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung der Ausrüstung von Ausgießen und укнопки zweiten hand.

2) WE komplette Produktion von LIQUID FILLING. We hat eine breite Palette zusätzlicher Ausrüstung für die Herstellung von flüssigen Produkten. Auf Wunsch des Kunden, wählen wir eine Füllung und Kappungsmodell, Ausrüstung für das Rühren von Flüssigkeiten, Maschinen zum Waschen und Sterilisieren Penicillin-Flaschen, Etikettiertechnik.



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY