

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsubulsky

Abfüllanlage für Tabletten und Kapseln, FD-06

BESCHREIBUNG

Automatische Maschine mit zwei Drehscheiben zum Zählen und Verpacken Tabletten und Gelatinekapseln, für den Einbau in der Linie der Verpackung von Gelatinekapseln, Tabletten und in Kunststoffflaschen. In Kunststoffscheiben, entsprechen Gruppe Löcher, die die Anzahl von Tabletten oder Kapseln für die Verpackung. Die Kapazität beträgt 50 Flaschen pro Minute. Das Gewicht des Gerätes beträgt 370 kg. Es ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt nach GMP-Standards.

Wir bieten detaillierte Anweisungen für den Betrieb von Anlagen für die Zähl- und Verpackung von Tabletten und Kapseln in Flaschen und Flaschen. Bevor die Maschine an den Kunden zu senden, werden sie geprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER - CHINA



SPEZIFIKATIONEN

Automatische Maschine für Tabletten und Kapseln „FD-06“

Typen Verpackung: disknumber

Discs: 2Hard Gelatinekapseln: 00,0,1,2,3,4,5

Diameters von Tabletten: 5-23 mm

Productivity: maximal 50

Flaschen pro minute

Capacity der Flasche: $\geq 99\%$

Flaschengrößen: 15-300 ml

Power Versorgung: 220 V, 50 Hz, Leistung: 1,5 kW

Overall Abmessungen: 1700mm x 800mm x 1600mm

Weight: 370 kg

Gewicht mit Packing: 450 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Der Plattenzähler und der Packer von Tabletten und Hartgelatinekapseln werden in der automatischen Linie enthalten für Tabletten und Gelatinekapseln, in Kunststoffflaschen mit Verschluss den Hals der Flaschen mit Aluminiummembranen, Capping die Kappen, Aufkleber von selbstklebenden Etiketten zu packen. Das Design hat herausnehmbare Kunststoffscheiben, in denen die Anzahl der Löcher, die erforderlichen Anzahl von Tabletten oder Kapseln entspricht, die gezählt werden sollen, und in Flaschen abgefüllt. Die Löcher in den Scheiben gruppiert sind, die es leichter zu bekommen Teile von Tabletten oder Kapseln machen. Für jede Größe von Kapseln oder Tabletten, die eine Reihe von Platten hergestellt wird. In zwei Lagerplätzen sind Scheiben unter der gewünschten Größe von Kapseln oder Tabletten, installiert ist, mit Gruppen von Löchern der erforderlichen Anzahl von Chargen. Drehen der Scheibe verteilt die Tabletten oder Kapseln in die Zellen, die Tabletten oder Kapseln zum Auslass bewegt dann die Scheibe dreht. Gruppen von Tabletten oder Kapseln werden in Flaschen gegossen, die in die Füllzone entlang des Förderbandes zugeführt werden. Als nächstes werden die Flaschen in die Verschließmaschine bewegt.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 21186,44 USD

MwSt 3813,56 USD

WERT 25.000,00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) Trainingsarbeit mit der Linie der VORBEREITUNG GELATINE Kapseln und TABLETS. To all unseren Kunden, die eine automatische Linie erworben haben, für Kapseln und Tabletten in Kunststoff-Flaschen Verpackung stellen wir Literatur zu den Grundlagen der Verpackung und Deckelung. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen bei der Umsetzung der Ausrüstung für die Kapseln und Tabletten in Fläschchen Verpackung, die in use.

2) WE komplette Produktion von GELATINE Kapseln und TABLETS. We hat eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung für Tabletten und Gelatine kapseln zu packen. Auf Antrag des Kunden werden wir das Modell der Zählen füllenden Maschine auszuwählen, die Maschine für Deckel und Verschlüsse liefern,



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY