

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky

Härte Analysator von Tabletten YD-01

BESCHREIBUNG

Tablettenhärteprüfer für die Härteprüfung von Tabletten. Die Tablette wird gedrückt, und es wird künstlich verdichtet. Dieser Prozess wird durch einen hochpräzisen Sensor überwacht, sind die Härte-Anzeigen auf der Frontplatte angezeigt. Wir bieten detaillierte Anleitungen zum Einrichten dieses Modells des Härte-Analysators auf.

Vor dem Senden werden die Analysatoren in production.Completeness getestet und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

HERSTELLER - CHINA



SPEZIFIKATIONEN

Die Tablettenhärte Analysator "YD-01"

Testbereich: (2 bis 199,9) N

Test Genauigkeit: max. $\pm 0,05$ Nsample Fließweg: 20 mm

Power: 220 V / 50 Hz / 10 W oder 110 V / 60 Hz / 10W

Dimensions: 320mm x 200mm x 100mm

Size mit Verpackung: 400mm x 265mm x 185mmShipping

Gewicht: 7 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Die Tablette wird gedrückt, und es wird künstlich verdichtet. Dieser Prozess wird durch einen hochpräzisen Sensor überwacht wird, sind die Härte-Anzeigen auf der Frontplatte angezeigt. Testen der Härte von Tabletten ist kontinuierlich. Parameter des Analysators werden angezeigt und automatisch gespeichert, was Ihnen erlaubt, arbeitet der Analysator neu zu installieren, um fortzufahren. Automatisierung: Auto-Analyse, Auto-Diagnose, Auto-Signal.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 1864,41 USD
MwSt 335,59 USD

WERT 2200.00 US Dollar

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) TRAINING OF MEDICINE VERIFICATION TECHNOLOGY.

Um alle unsere Kunden, die Ausrüstung gekauft, bieten wir Literatur zu den Grundlagen der Verkapselung von Pulvern. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung des Kapselgerätes verwendet.

2) Wir PRODUCTION KAPSELN vervollständigen.

Wir haben eine breite Palette von Zusatzgeräten für die Kapselherstellung. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell der Kapsel füllende Ausrüstung wählen, Granulatoren, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Kapselpolierer, Drucker für Logos auf Kapseln drucken, Abfüll- und Verpackungstechnik für Gelatinekapseln.

3) Ersatzteilversorgung

Wir arbeiten mit den Herstellern von automatischen und halbautomatischen capsulators und wir sind in der Lieferung von Ersatzteilen für jedes Modell von Kapselmaschinen in unserem Unternehmen gekauft beschäftigt.



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer
ROMAN TSIBULSKY