

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsubulsky

Halbautomatische Blister Maschine BR-01

BESCHREIBUN

Tabelle Blistermaschine für Kapseln oder Tabletten mit leeren Blasen gefüllt wird. Spann- und Schweißen von Aluminiumfolie. Mit der Funktion von Zellen automatisch zu füllen. Für den Einsatz in Laboratorien und experimentelle Herstellung von Arzneimitteln. Herstellung China. Europäische Qualität der Leistung, Edelstahl AISI 304.

Bereit Rohlinge verwendet. Wir bieten detaillierte Anweisungen für eine Blase Maschine einrichten. Vor dem Senden des Kunden eine Blistermaschine in der Produktion getestet wird. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER - CHINA



SPEZIFIKATIONEN

Halbautomatische Maschine blister "BR-01"
Produktivität: 1000 Blister pro hour
Voltage Verwendung: 220 V, 50-60 Hz
Operating Spannung: 24V AC
Power Verbrauch: 300 W
Maximum Performance
Blister Packing: 1 Blister - 20 tablets1 blister - 15 capsules
Performance Geschwindigkeit: 2 Blister pro minute
Overall Abmessungen: 300 mm x 260 mm x 460 mm
Net Gewicht: 25 kg
Shipping Gewicht: 35 kg

www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Eine Tischmaschine, die unter Verwendung von vorgefertigtem blister Rohlingen zu füllen manuell mit Kapseln, zu drücken und verschweißen um eine Schicht aus Aluminiumfolie ermöglicht. Hat die Funktion das Ablaufdatum und Produktionsdatum der Prägung. Achtung - die Maschine Blasen nicht bilden, sondern nur schweißt die Folie. Blister Präparate können bei uns erworben werden. Die Maschine ist auf dem Tisch installiert. Vor Gebrauch muss der Kunde beim Hersteller bestellt eine Aluminiummatrix nach seinem Entwurf und hat bereit Zuschnitte von leeren Blasen. Manuell ist es notwendig, einen leeren Blisters in einer Aluminiumform zu platzieren, füllt alle Zellen mit Tabletten oder Kapseln, Deckel mit Aluminiumfolie von oben. Bewegen, um die Aluminiumform nach innen, schalten den Temperaturregler und stellen die gewünschte Heiztemperatur, drücken Sie dann manuell die Folie gegen das PVC. Nach einer Pause,

Produktionszeit 30-40 Tage
Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 3220,34 USD
MwSt 579,66 USD

WERT 3800.00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) **TRAINING DER TECHNOLOGIE DER PRODUKTION VON BLISTERS.** All unseren Kunden, die Ausrüstung gekauft, wir bieten Literatur über die Grundlagen von Tabletten und Gelatinekapseln in Blasen, sowie die Verwendung von Verpackungsmaterialien Verpackung. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir bieten Dienstleistungen im Verkauf von gebrauchter equipment.

2) **COMPLETE Herstellung durch BLISTER machines.** We haben eine große Auswahl an automatischer Blister Ausrüstung in Blister von Tabletten und Kapseln für die Verpackung. Auf Wunsch des Kunden werden wir das optimale Modell der Anlage durch die Anzahl der Zellen und die Form des fertigen Pakets auswählen.



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY