

## Kommerzielle Vorschlag

**Zusammengestellt:** 2018.02.15  
**Gültig:** 12 Monate  
**Autor:** Roman Tsubulsky


### Capsulator für nahtlose Gelatinekapseln CP-1

#### BESCHREIBUNG

Die Ausrüstung für Öle und Fette in Weichgelatinekapseln einkapselt. Die maximale Produktivität ist 15.000 Kapseln pro Stunde. Herstellung von Weichgelatinekapseln nahtlos. Die Technologie, die wir bieten, wo das flüssige Gallerte als Shell der Zukunft Kapsel verwendet, und die erhaltenen Kapseln sind weich, nahtlos, sphärisch. Wenn mit dieser Technologie ist es möglich, die Dicke der Wand der Gelatinehülle, den Durchmesser der fertigen und das Volumen der Füllung der Gelatinekapsel einzustellen. Fertige Gelatinekapseln können in verschiedenen Farben lackiert werden, denn dies ist bei der Herstellung von flüssigen Gallerte wird Lebensmittelfarbe zugesetzt.

Der prozentuale Anteil der Ehe ist auf einen Rekord 0,8-1% reduziert. Ohne Produktionsabfälle. Unsere Spezialisten schulen Ihre Mitarbeiter. Wir werden den ersten Start der Linie bis zum fertigen Produkt durchzuführen. Die Verwendung von Ausrüstung und Technologie werden Sie in kürzester Zeit ermöglichen die Freigabe einer neuen Art von Produkt in einer Gelatinekapsel zu etablieren. Geben Sie detaillierte Anweisungen zum Einstellen der Kapsel nach oben. Vor dem Versand werden die Maschinen in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

#### HERSTELLER - BELARUS



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

## SPEZIFIKATIONEN

### Capsulator für nahtlose Gelatinekapseln CP-1

Durchmesser von konfektionierten Gelatinekapseln: 2-13 mm

Form fertiger Kapseln: ball

Ripple Frequenz: 1,2,3,4,5 Impuls pro second

Shell Temperatur: 30-90 ° C

Filling Temperatur: 5-60

Grad CFilling von Kapseln : 0,05-0,4 grams

Oil Druck im Pulsator: 0,2-1,9 kg / cm<sup>3</sup>

Power Versorgung: 220 V, 50Hz

Overall Abmessungen: 650 mm x 800 mm x 2000mm

Weight: 200 kg

Shipping Gewicht: 280 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

1. Voll abgedichtetes Gehäuse, isolierend gegen Umwelt influences.2. Pumpe Transportgemüse oil.3. Knoten, das Öl Pulsationen im system.4 schafft. Schlauch und Ventil system.5. Kühlaggregat und das Kältekammer - Bereitstellung von Transport oil.6 Kühlung. Kapazität mit Heizelementen für Gelatine mass.7. Block Kapselbildung heads.8. Elektronische Blöcke der Temperaturregelung und Temperatur stabilization.9. Druckluftversorgung system.10. Panel und Steuerung unit.Operator für Service: 1 Person. Bereich für Geräte benötigt: 2 m<sup>2</sup>. Produktivität: von 5000 bis 15.000 Kapseln pro hour.The Produktionszyklus von der Vorbereitung von Gallerte bis zur Verpackung der fertigen Produkte dauert 2-3 Tage. Das Gerät produziert 1,5 Millionen Kapseln pro month.For der Betrieb einer solchen Linie, ein oder zwei Personen wird das Wartungspersonal benötigen. Die Herstellung von weichen, nahtlosen Gelatinekapseln wird auf den physikalischen Eigenschaften von Gelatinebasis. Der Verbrauch von Füllstoff und Gelatinemasse reguliert. In diesem Fall, Kapseln mit einem Füllstoff Gewicht von 0,05 bis 0,4 Gramm sind erhält.Verfahren Durchmesser der fertigen Gelatinekapseln im Bereich von 2 mm bis 10 mm.

**Produktionszeit** 30-40 Tage

**Voraussichtliche Lieferzeit** 30-40 Tage

**PREIS** 13559,32 USD

**MwSt** 2440,68 USD

**WERT 16.000,00 USD**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

## UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

### 1) die Ausbildung von Coaching-Technologie.

Um alle unsere Kunden, die Ausrüstung gekauft, bieten wir Literatur zu den Grundlagen der Verkapselung von Pulvern. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung des Kapselgerätes verwendet.

### 2) Wir PRODUCTION KAPSELN vervollständigen.

Wir haben eine breite Palette von Zusatzgeräten für die Kapselherstellung. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell der Kapsel füllende Ausrüstung wählen, Granulatoren, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Kapselpolierer, Drucker für Logos auf Kapseln drucken, Abfüll- und Verpackungstechnik für Gelatinekapseln.

### 3) Ersatzteilversorgung

Wir arbeiten mit den Herstellern von automatischen und halbautomatischen capsulators und wir sind in der Lieferung von Ersatzteilen für jedes Modell von Kapselmaschinen in unserem Unternehmen gekauft beschäftigt.



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**