

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky

Capsulator für nahtlose Gelatinekapseln CP-2

BESCHREIBUNG

Ein neues Modell von Ausrüstung für Öle und Fette in Weichgelatinekapseln einkapselt. Maximale Produktivität von 80000 Kapseln pro Stunde. Herstellung von Weichgelatinekapseln nahtlos. Die Technologie, die wir bieten, wo das flüssige Gallerte als Shell der Zukunft Kapsel verwendet, und die erhaltenen Kapseln sind weich, nahtlos, sphärisch. Wenn mit dieser Technologie ist es möglich, die Dicke der Wand der Gelatinehülle, den Durchmesser der fertigen und das Volumen der Füllung der Gelatinekapsel einzustellen.

Der prozentuale Anteil der Ehe ist auf einen Rekord 0,8-1% reduziert. Ohne Produktionsabfälle. Unsere Spezialisten schulen Ihre Mitarbeiter. Wir werden den ersten Start der Linie bis zum fertigen Produkt durchzuführen. Die Verwendung von Ausrüstung und Technologie werden Sie in kürzester Zeit ermöglichen die Freigabe einer neuen Art von Produkt in einer Gelatinekapsel zu etablieren. Geben Sie detaillierte Anweisungen zum Einstellen der Kapsel nach oben. Vor dem Versand werden die Maschinen in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter

HERSTELLER - BELARUS



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPEZIFIKATIONEN

Capsulator für nahtlose Gelatinekapseln CP-2

Durchmesser von konfektionierten Gelatinekapseln: 2-13 mm

Form fertiger Kapseln: ball

Productivity: 80000 Kapseln pro hour

Shell Temperatur: 30-90 ° C Filling

Temperatur: 5-60 Grad C

Filling von Kapseln: 0,05-0,4 grams


Oil Druck im Pulsator: 0,2-1,9 kg / cm³

Power Versorgung: 220 V, 50 Hz

Overall Abmessungen: 650x800x2000 mm

Gewicht: 200 kg

Shipping Gewicht: 280 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Der Raum, ausgestattet mit einer Vorrichtung zur Herstellung von gelatinöse Masse, Behälter für die Herstellung von Füllerlösung, elektronischer scales. The Vorrichtung zur Herstellung von gelatinösen Masse wird mit einem Rührer und einen Behälter mit Wasser ausgestattet ist, in dem die voreingestellte Temperatur wird automatisch gehalten. Die Füllstoff Lösung wird hergestellt nach den technischen Anweisungen. Der Raum zum Pressen, die Kapseln aus dem Pflanzenöl, ausgerüstet mit einer Spinnzentrifuge und ein Waschbecken zum Waschen der Backbleche aus dem Pflanzenöl. Bei kleinen Produktionsvolumen gibt es ein manuelles Schleuderverfahren, das die Zentrifuge zum Spinnen ausschließt. Nach dem Pressen werden die Kapseln in die Trockenpartie überführt. Trockenraum für Weichgelatinekapseln, ausgestattet mit einer Klimaanlage mit einem Lufttrockner und Regalen, auf denen mit nassen Kapseln Schalen werden nach dem Pressen platziert. Wenn die Temperatur und Feuchtigkeit Regime korrekt beobachtet werden, trocknen die Kapseln innerhalb von 24 Stunden. Die getrockneten Kapseln aus den Schalen werden in Behälter gegossen und auf ein Waschen mit Isopropylalkohol übertragen. Der Raum mit einer Kapazität für Isopropylalkohol und eine Zentrifuge zum Waschen getrockneter Kapseln aus Pflanzenölrückständen. Obligatorische Vorhandensein von Absaugung. Die Kapseln werden in eine Zentrifugentrommel gefüllt, in die Isopropylalkohol durch ein Ventil mit einem diffundierten Strom zugeführt wird. Bei kleiner Produktionsvolumina ist es ein manuelles Verfahren zum Waschen, wodurch die Zentrifuge. Die getrockneten Kapseln aus den Schalen werden in Behälter gegossen und auf ein Waschen mit Isopropylalkohol übertragen.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 20338,98 USD

MwSt 3661,02 USD

WERT 24.000,00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) die Ausbildung von Einkapselung TECHNOLOGY.

Um alle unsere Kunden, die Ausrüstung gekauft, bieten wir Literatur zu den Grundlagen der Verkapselung von Pulvern. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung des Kapselgerätes verwendet.

2) Wir PRODUCTION KAPSELN vervollständigen.

Wir haben eine breite Palette von Zusatzgeräten für die Kapselherstellung. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell der Kapsel füllende Ausrüstung wählen, Granulatoren, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Kapselpolierer, Drucker für Logos auf Kapseln drucken, Abfüll- und Verpackungstechnik für Gelatinekapseln.

3) Ersatzteilversorgung

Wir arbeiten mit den Herstellern von automatischen und halbautomatischen capsulators und wir sind in der Lieferung von Ersatzteilen für jedes Modell von Kapselmaschinen in unserem Unternehmen gekauft beschäftigt.



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY