

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsubulsky

Solvent Disintegration Tester BJ-03

BESCHREIBUNG

Der Zerfallstester wird verwendet, um den Zerfall von Feststoffen im Labor zu überwachen. Es gibt 12 Röhren in 2 Konfektionierte Tanks. Automatischer Stopp an der eingestellten Position auf dem Timer. Das „Wasserbad“ hilft, eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten. Das Gerät steuert die Temperaturniveau, Zeit und Frequenz der Rotation des Panzers.

Geben Sie detaillierte Anweisungen zur Einstellung der Zerfallstester. Vor dem Senden alle Tester in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Preis nimmt in Zahlungen Zoll angegebene Konto in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

HERSTELLER - CHINA



MINIPRESS.RU

MINIPRESS.RU

SPEZIFIKATIONEN

Solvent Disintegration Tester "BJ-03"

Set von Tanks: 3 Die Frequenz der Oszillationen Gondel: (30 ~ 32) / min

Gondola Oszillationsbereich: (55 ± 1) mm

Automatic Zeit Auswahl: (1-900) / min

Temperature Bereich: ca. + 45

Temperaturregelgenauigkeit: ± 0,5

Leistung: 220 V / 50 Hz / 600W

Dimensions: 540mm x 300mm x 420mm

Size mit Packing: 640mm x 370mm x 500mm

Weight mit Verpackung: 27 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Es gibt 12 Röhren in 2 Konfektionierte Tanks. Automatischer Stopp an der eingestellten Position auf dem Timer. Das „Wasserbad“ hilft, eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten. Das Gerät steuert die Temperaturebene, Zeit und Frequenz der Rotation des Panzers. Die Zeit kann auf dem Timer eingestellt werden. Die eingestellten Werte auf den Timer und die Anzeigen während des Betriebs können abwechselnd angezeigt werden. Automatik: Auto-Test, Selbstdiagnose, Auto-Signal.

Produktionszeit 30-40 Tage
Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 3050,85 USD
MwSt 549,15 USD

WERT 3600.00 USD

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) **AUSBILDUNG VON DROGEN VERIFIKATION TECHNOLOGIES.** To alle unsere Kunden, die Laborgeräte erworben haben, bieten wir Literatur zu den Grundlagen der Erforschung der Eigenschaften von Tabletten und Gelatine kapseln. Wir führen Beratungen telefonisch und per Brief, helfen wir bei der Arbeit an unseren Geräten entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir bieten Dienstleistungen bei der Umsetzung von Analysatoren und Testern für laboratories

2) **COMPLETE LABORATORIES FÜR PHARMAZEUTISCHE production.** We haben eine große Auswahl an Zusatzausstattungen. Auf Antrag des Kunden, wählen wir ein Modell von Analysatoren Feuchtigkeit, Schmelzen, Transparenz, Feuchtigkeit, Schmelzen, Transparenz, Desintegration, die Auflösung, die Zusammensetzung, Schmelzen, Härte, Dicke, Duktilität und quality.

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer
ROMAN TSIBULSKY