

## Propuesta comercial

Compilado:	15.02.2018
Válido:	12 mes
Autor:	Roman Tsubulsky

### Máquina de llenado para tabletas y cápsulas FD-06

#### DESCRIPCIÓN

Máquina automática con dos discos giratorios para contar y embalar tabletas y cápsulas de gelatina, para instalación en la línea de embalaje de cápsulas de gelatina y tabletas en botellas plásticas. En los discos de plástico, los agujeros del grupo corresponden a la cantidad de tabletas o cápsulas para el empaque. La capacidad es de 50 botellas por minuto. El peso del equipo es 370 kg. Está hecho de acero inoxidable de alta calidad según los estándares GMP.

Proporcionamos instrucciones detalladas para la operación de equipos para el conteo y empaque de tabletas y cápsulas en botellas y botellas. Antes de enviar la máquina al cliente, se verifican y prueban en producción. Se garantiza la integridad y la capacidad de trabajo. Mantenemos existencias de piezas y consumibles en el almacén. El precio se indica con la entrega a la ciudad del cliente.

FABRICANTE - CHINA



## PRESUPUESTO

Máquina automática para el embalaje de tabletas y cápsulas "FD-06"

Tipos: Disco

Número de discos: 2

Cápsulas de gelatina dura: 00,0,1,2,3,4,5

Diámetros de tabletas: 5-23 mm

Productividad: máximo 50 botellas por minuto

Capacidad de la botella:  $\geq 99\%$

Tamaños de botella: 15-300 ml

Fuente de alimentación: 220 V, 50 Hz,

Potencia: 1,5 kW

Dimensiones totales: 1700 mm x 800 mm x 1600 mm

Peso: 370 kg

Peso con embalaje: 450 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

El contador de discos y el empacador de tabletas y cápsulas de gelatina dura se incluyen en la línea automática para empaquetar tabletas y cápsulas de gelatina en botellas de plástico con sellado del cuello de las botellas con membranas de aluminio, tapando las tapas, adhesivos de etiquetas autoadhesivas. El diseño tiene discos de plástico removibles, en los cuales el número de agujeros corresponde al número requerido de tabletas o cápsulas que deben ser contadas y empaquetadas en botellas. Los agujeros en los discos están agrupados, lo que hace que sea más fácil obtener porciones de tabletas o cápsulas. Para cada tamaño de cápsulas o tabletas, se hace un conjunto de discos. En dos contenedores de almacenamiento, los discos se instalan con el tamaño deseado de cápsulas o tabletas, con grupos de orificios del número requerido de lotes. Al girar el disco, se distribuyen las tabletas o cápsulas en las celdas, luego al girar el disco se mueven las tabletas o cápsulas a la salida. Grupos de tabletas o cápsulas se vierten en botellas que se introducen en la zona de llenado a lo largo de la cinta transportadora. A continuación, las botellas se mueven a la máquina de tapado.

**TIEMPO DE PRODUCCIÓN** 30-40 DÍAS

**TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO** 30-40 DÍAS

**PRECIO** 21186,44 USD

**IVA** 3813,56 USD

**VALOR 25000.00 USD**

El pago se realiza en rublos a la cuenta en Moscú a la velocidad del Banco Central de RF

## NUESTROS SERVICIOS PARA CLIENTES:

### 1) TRABAJO DE ENTRENAMIENTO CON LA LÍNEA DE PREPARACIÓN DE CÁPSULAS Y TABLETAS DE GELATINA.

A todos nuestros clientes que compraron una línea automática para envasar cápsulas y tabletas en botellas de plástico, proporcionamos literatura sobre los aspectos básicos de embalaje y tapado. Realizamos las consultas por teléfono y por correspondencia, ayudamos a solucionar las dificultades que surgen a la fabricación en nuestro equipo. Suministramos repuestos y consumibles. Prestamos servicios en la implementación del equipo para empaquetar cápsulas y tabletas en viales que estaban en uso.

### 2) COMPLETAMOS LA PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS Y TABLETAS DE GELATINA.

Tenemos una amplia gama de equipos adicionales para tabletas y cápsulas de gelatina. A petición del cliente seleccionaremos el modelo de la máquina de conteo-llenado, la máquina para el suministro de tapas y cierres, el equipo para sellar el cuello de los viales con las membranas del control de la primera apertura, las máquinas para el embalaje de bolsas de eliminación de humedad, etiquetado de equipos en botellas.

### 3) SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO

Cooperamos con los fabricantes de máquinas automáticas para hacer tabletas y cápsulas de gelatina, máquinas manuales para el conteo de tabletas y cápsulas, estamos suministrando repuestos para los equipos para empaquetar tabletas y cápsulas compradas en nuestra compañía.



A handwritten signature in blue ink that reads "Roman Tsibulsky". The signature is fluid and cursive.

Propietario y supervisor

**ROMAN TSIBULSKY**