

Propuesta comercial

Compilado:	15.02.2018
Válido:	12 mes
Autor:	Roman Tsibulsky


Máquina para la alimentación y orientación de biberones FT-01

DESCRIPCIÓN

Equipo automático para orientar botellas de plástico, seguido de alimentación a las líneas de la cinta transportadora de cápsulas de gelatina de embalaje y tabletas en botellas de plástico. Alimentación automatizada desde el depósito de almacenamiento, en el que las botellas se cargan caóticamente. La capacidad es de 150 botellas por minuto. Peso incluido transportador 250 kg. Hecho de acero inoxidable de alta calidad.

Proporcionamos instrucciones detalladas para ajustar el equipo para orientar las botellas. Antes de enviar la máquina al cliente, se verifican y prueban en producción. Se requiere adicionalmente un compresor con aire comprimido. Se garantiza la integridad y la capacidad de trabajo. Mantenemos existencias de piezas y consumibles en el almacén. El precio se indica con la entrega a la ciudad del cliente.

FABRICANTE - CHINA



PRESUPUESTO

Máquina automática para alimentar botellas de plástico al transportador "FT-01"

Tipos: botellas redondas, botellas planas, botellas cuadradas.

Especificaciones del producto: botellas de plástico de 15-300 ml

Productividad: máximo 150 botellas por minuto

Capacidad de la botella: $\geq 99\%$

Presión del aire comprimido: $\leq 0,4 \sim 0,6$ MPa

Consumo de aire: 15 m³ por hora

Fuente de alimentación: 220 V, 50 Hz,

Potencia: 0.2 kW

Nivel de ruido: ≤ 50 dB

Dimensiones totales: 1065 mm x 1510 mm x 1230 mm

Peso: 200 kg

Peso con embalaje: 250 kg

 www.minipress.ru

INFORMACIÓN ADICIONAL

La máquina para la orientación y entrega de botellas de plástico está incluida en la línea automática para envasar tabletas y cápsulas de gelatina en botellas de plástico con botellas de sellado con membranas de aluminio, tapado, etiquetado de etiquetas autoadhesivas. La mesa giratoria suministra botellas de plástico vacías y botellas individualmente a la cinta transportadora, que mueve los viales a la unidad de llenado. Desde el contenedor de almacenamiento, las botellas son alimentadas a una mesa giratoria donde los viales ingresan a las celdas, y se mueven hacia la salida, donde se llevan una cinta transportadora adicional en la línea de empaque para tabletas y cápsulas de gelatina. La orientación de las botellas con la boca hacia arriba se lleva a cabo soplando aire comprimido a través de la boquilla. Si la botella se pone boca abajo, pasando por debajo de la boquilla, la corriente de aire comprimido expulsa la botella de la celda. En el contenedor de almacenamiento, las botellas y botellas se vierten a granel. En el interior hay un disco de plástico con celdas, para cada diámetro y altura de la botella que pida su disco.

TIEMPO DE PRODUCCIÓN 30-40 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO 30-40 DÍAS

PRECIO 12711,86 USD

IVA 2288,14 USD

VALOR 15000.00 USD

El pago se realiza en rublos a la cuenta en Moscú a la velocidad del Banco Central de RF

NUESTROS SERVICIOS PARA CLIENTES:

1) TRABAJO DE ENTRENAMIENTO CON LA LÍNEA DE PREPARACIÓN DE CÁPSULAS Y TABLETAS DE GELATINA.

A todos nuestros clientes que compraron una línea automática para envasar cápsulas y tabletas en botellas de plástico, proporcionamos literatura sobre los aspectos básicos de embalaje y tapado. Realizamos las consultas por teléfono y por correspondencia, ayudamos a solucionar las dificultades que surgen a la fabricación en nuestro equipo. Suministramos repuestos y consumibles. Prestamos servicios en la implementación del equipo para empaquetar cápsulas y tabletas en viales que estaban en uso.

2) COMPLETAMOS LA PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS Y TABLETAS DE GELATINA.

Tenemos una amplia gama de equipos adicionales para tabletas y cápsulas de gelatina. A petición del cliente seleccionaremos el modelo de la máquina de conteo-llenado, la máquina para el suministro de tapas y cierres, el equipo para sellar el cuello de los viales con las membranas del control de la primera apertura, las máquinas para el embalaje de bolsas de eliminación de humedad, etiquetado de equipos en botellas.

3) SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO

Cooperamos con los fabricantes de máquinas automáticas para hacer tabletas y cápsulas de gelatina, máquinas manuales para el conteo de tabletas y cápsulas, estamos suministrando repuestos para los equipos para empacar tabletas y cápsulas compradas en nuestra compañía.



Roman Tsibulsky

Propietario y supervisor

ROMAN TSIBULSKY