

Propuesta comercial

Compilado:	15.02.2018
Válido:	12 mes
Autor:	Roman Tsibulsky

Pistola manual para tabletas WS-01

DESCRIPCIÓN

Atomizador manual para pulverizar las sustancias de las tabletas envoltentes, grageas y frutos secos. Se usa junto con calderas de grageas. Proporciona una introducción uniforme y rentable del tinte en las tabletas. Peso 8 kg. Adecuado para su uso en laboratorio y producción en pequeña escala de tabletas y píldoras.

Está hecho de materiales de acuerdo con los estándares GMP. Proporcionamos instrucciones detalladas para configurar el equipo para el recubrimiento de las cubiertas de las tabletas. Antes de enviarlo al cliente, el equipo se verifica y prueba en producción. Se garantiza la integridad y la capacidad de trabajo. Mantenemos existencias de piezas y consumibles en el almacén. El precio se indica con la entrega a la ciudad del cliente.

FABRICANTE - CHINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

PRESUPUESTO

Pistola manual para tabletas "WS-01"
 Cantidad de puntas reemplazables: 3
 Volumen de capacidad: 150 ml
 Longitud de la manguera: 3 metros
 Fuente de alimentación: 220V
 Dimensiones totales: 300 mm x 300 mm x 400 mm
 Peso: 8 kg
 Peso del envío: 12 kg

 www.minipress.ru

INFORMACIÓN ADICIONAL

Compresor compacto con sistema de pulverización para su uso en calderas de grageas modernas. Cuando se usa un rociador manual convencional, no es muy buena pulverización. Al aplicar ciertos tipos de materiales de revestimiento, un compresor compacto permite lograr una fracción más pequeña de la sustancia de revestimiento. El pulverizador es fácil de desmontar, tiene una boquilla de bronce adicional que permite rociar el material de la carcasa en la nube o en chorro. La ventaja del compresor es también que crea una pequeña presión y no corre el riesgo de apagar las pastillas. Usar una pistola rociadora completa con calderas de dragado es mucho mejor y más barato que simplemente verter líquido en la caldera, o usar una pistola de pulverización manual. Se recomienda un compresor compacto para cualquier método de recubrimiento de película.

TIEMPO DE PRODUCCIÓN 30-40 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO 30-40 DÍAS

PRICE 677,97 USD
VAT 122,03 USD

VALOR 800.00 USD

El pago se realiza en rublos a la cuenta en Moscú a la velocidad del Banco Central de RF

NUESTROS SERVICIOS PARA CLIENTES:

1) FORMACIÓN DE TECNOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LA SHELL EN TABLETAS E IMAGEN.

Para todos nuestros clientes que compraron equipos, proporcionamos literatura sobre los aspectos básicos de la aplicación del revestimiento para tabletas y tabletas. Realizamos las consultas por teléfono y por correspondencia, ayudamos a solucionar las dificultades que surgen a la fabricación en nuestro equipo. Suministramos repuestos y consumibles. Brindamos servicios en la venta de equipos usados.

2) PRODUCCIÓN COMPLETA DE AVANCE.

Tenemos una gran variedad de equipos adicionales para la producción de píldoras. A pedido del cliente, seleccionaremos un modelo para el recubrimiento de tabletas y tabletas recubiertas, un sistema de recubrimiento por pulverización para tabletas de peletización.

3) SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO

Cooperamos con fabricantes de pistolas automáticas y manuales para recubrir tabletas y tabletas recubiertas. Estamos comprometidos en el suministro de repuestos para cualquier modelo de equipo de cortinas comprado en nuestra compañía.



Roman Tsibulsky
 Propietario y supervisor
ROMAN TSIBULSKY