

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky

Maschine für Flaschen Einspeisen und Orientierung FT-01

BESCHREIBUNG

Automatische Ausrüstung für Kunststoffflaschen zu orientieren, gefolgt von der Verpackungsgelatinekapseln und Tabletten, die in Kunststoff-Flaschen auf das Förderband Leitungen speist. Automatisiertes Zuführen aus dem Vorratsbehälter, in dem die Flaschen sind chaotischer geladen. Die Kapazität beträgt maximal 150 Flaschen pro Minute. Gewicht Förderer einschließlich 250 kg. Aus hochwertigem Edelstahl.

Wir bieten detaillierte Anweisungen zum Einstellen der Geräte-Flaschen zur Orientierung. Bevor die Maschine an den Kunden zu senden, werden sie geprüft und in der Produktion getestet. Kompressor mit Druckluft ist zusätzlich erforderlich. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER - CHINA

minipress.ru minipress.ru minipress.ru



minipress.ru minipress.ru minipress.ru



SPEZIFIKATIONEN

Automatische Maschine zum Zuführen von Kunststoffflaschen auf den Förderer „FT-01“ Typen:
Rundflaschen, Flaschen flache, quadratische bottles.

Product Spezifikationen: Kunststoff-Flaschen 15-300 ml

Productivity: maximal 150 Flaschen pro minute

Capacity der Flasche: $\geq 99\%$

Druckluftdruck : $\leq 0,4 \sim 0,6$ MPa

Air Verbrauch: 15 m³ pro


Hourpower Versorgung: 220 V, 50 Hz, Leistung: 0,2 kW

Noise Stufe: ≤ 50 dB

Overall Abmessungen: 1065mm x 1510mm x 1230mm

Weight: 200 kg

Gewicht mit Packing: 250 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Die Maschine für die Orientierung und die Lieferung von Kunststoffflaschen in der automatischen Linie enthält für Tabletten und Gelatinekapseln, in Plastikflaschen mit Dichtungs Flaschen mit Aluminiummembranen, Capping, Kennzeichnung selbstklebende Etiketten zu packen. Der Drehtisch liefert leere Plastikflaschen und Flaschen einzeln auf das Förderband, die die Vials in die Fülleinheit bewegt. Aus dem Vorratsbunker werden die Flaschen zu einem Drehtisch zugeführt, wo die Vials in die Zellen eindringen, und sie bewegen sich zum Ausgang, wo sie eine zusätzliche Förderband in der Verpackungslinie für Tabletten und Gelatinekapseln wegzunehmen. Die Ausrichtung der Flaschen mit dem Mund nach oben wird durch Einblasen von Druckluft durch die Düse durchgeführt. Wenn die Flasche umgedreht wird, dann unter der Düse ausstößt der Druckluftstrom vorbei, die Flasche aus der Zelle. In dem Vorratsbehälter, Flaschen und Flaschen werden in der Masse eingegossen. Im Innern befindet sich eine Kunststoffscheibe mit Zellen, für jeden Durchmesser und Höhe der Flasche Sie Ihre Festplatte bestellen.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 12711,86 USD

MwSt 2288,14 USD

WERT 15.000,00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) Trainingsarbeit mit der Linie der VORBEREITUNG GELATINE Kapseln und TABLETS. To all unseren Kunden, die eine automatische Linie erworben haben, für Kapseln und Tabletten in Kunststoff-Flaschen Verpackung stellen wir Literatur zu den Grundlagen der Verpackung und Deckelung. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen bei der Umsetzung der Ausrüstung für die Kapseln und Tabletten in Fläschchen Verpackung, die in use.

2) WE komplette Produktion von GELATINE Kapseln und TABLETS. We hat eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung für Tabletten und Gelatinekapseln zu packen. Auf Antrag des Kunden werden wir das Modell der Zählen füllenden Maschine auszuwählen, die Maschine für Deckel und Verschlüsse liefern,



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY