

## Kommerzielle Vorschlag

**Zusammengestellt:** 2018.02.15  
**Gültig:** 12 Monate  
**Autor:** Roman Tsibulsky

### Maschine zum Verpacken von Flaschen in Kieselgel-FS-07

#### BESCHREIBUNG

Automatische Füllmaschine in Plastikflaschen von Beuteln mit Kieselgel, für den Einbau in der Linie der Verpackung von Gelatinekapseln, Tabletten und in Kunststoffflaschen. Ein spezielles System zum Zuführen einzelne Beutel von Kieselgel von einem Bunker in Kunststoff-Flaschen, bevor sie mit Tabletten oder Kapseln füllen. Kieselgel liefert Entfernung Feuchtigkeit, wenn Arzneimittel innerhalb von Kunststoffflaschen zu speichern. Die Kapazität beträgt 120 Flaschen pro Minute. Das Gewicht des Gerätes beträgt 300 kg.

Es ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt nach GMP-Standards. Wir bieten detaillierte Anweisungen für den Betrieb von Anlagen für die Beutel in Flaschen Verpackung. Bevor die Maschine an den Kunden zu senden, werden sie geprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER - CHINA



## SPEZIFIKATIONEN

Automatische Maschine für in Flaschen von Beuteln Kieselgel „FS-07“

Luftverbrauch Verpackung: 18 m<sup>3</sup> pro hour

Productivity: maximal 120 Kapseln pro minute

Capacity der Flasche: ≥ 99% Flaschengrößen: 20-300 ml

Power Versorgung: 220 V, 50 Hz, Strom : 0.55 kW

Overall Abmessungen: 1600mm x 950mm x 1800mm

Weight: 300 kg

Shipping Gewicht: 370 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Um die gepackte Lagerbedingungen von Gelatinekapseln, Tabletten und in Plastikflaschen zu gewährleisten, ist es notwendig, einen Beutel zu legen ein speziellen Substanz enthält, - Siliciumdioxidpulver. Dieses Pulver entfernt Feuchtigkeit und verlängert die Haltbarkeit und Lagerbedingungen. Die fertigen Pakete in einer Rolle sind in einer speziellen automatischen Maschine angeordnet, die eine einzelne Tasche Kieselgel in die Flasche dosiert. Leere Flaschen werden von einem Förderband bewegt. Nach dem Beutel platziert, bewegt sich der Förderer die Flaschen zum Zählen füllenden Maschine, wo die Kapseln oder Tabletten eingelegt sind.

**Produktionszeit** 30-40 Tage

**Voraussichtliche Lieferzeit** 30-40 Tage

**PREIS** 15254,24 USD

**MwSt** 2745,76 USD

**WERT 18.000,00 USD**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

### UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) Trainingsarbeit mit der Linie der VORBEREITUNG GELATINE Kapseln und TABLETS. To all unseren Kunden, die eine automatische Linie erworben haben, für Kapseln und Tabletten in Kunststoff-Flaschen Verpackung stellen wir Literatur zu den Grundlagen der Verpackung und Deckelung. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen bei der Umsetzung der Ausrüstung für die Kapseln und Tabletten in Fläschchen Verpackung, die in use.

2) WE komplette Produktion von GELATINE Kapseln und TABLETS. We hat eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung für Tabletten und Gelatinekapseln zu packen. Auf Antrag des Kunden werden wir das Modell der Zählen füllenden Maschine auszuwählen, die Maschine für Deckel und Verschlüsse liefern,



*Roman Tsibulsky*  
Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**