

## Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15  
gültig: 12 Monate  
Autor: Roman Tsubulsky

### Mühle für Nicht-Standard-Tabletten RW-06

#### BESCHREIBUNG

Labormühle mit Dauerbelastung von Off-Grade-Tabletten. Das Design ermöglicht es Ihnen, den Anteil des resultierenden Materials am Ausgang zu steuern. Schleifen mit der Steuerung der Pulverfraktion. Die Produktivität von 20 bis 50 kg pro Stunde. Rotationsgeschwindigkeit von 1000 Umdrehungen pro Minute ist Hämmer. Beweglich, wirtschaftlich und einfach die Maschine zu bedienen ist in der Medizin- und Lebensmittelindustrie zur Pulverherstellung, in der chemischen Industrie und anderen Branchen eingesetzt. Wir bieten eine vollständige Palette von Dienstleistungen: Installation, Schulung, Inbetriebnahme, Reparatur.

Einfache mechanische Konstruktion. Gebrauchsanweisung in Englisch und Russisch. Entspricht den GMP-Standard. Wir bieten detaillierte Anweisungen für dieses Modell der Shredder einrichten. Vor dem Senden der Maschine zum Schleifen Rohstoffe werden getestet und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

#### HERSTELLER - CHINA



## SPEZIFIKATIONEN

Mühle für Nicht-Standard-Tabletten "RW-06"  
 Feeding Material in die Mahlzone: continuous  
 Hammer Rotationsgeschwindigkeit: 1000 rpm  
 Air Kühlung: Raum temperatureThe resultierende Pulverfraktion: 1000-200 microns  
 Changeable Scheibensiebe: 3-5 piecesElectric Motor: 220 V, 50Hz  
 Power: 1 , 5 kW  
 Dimensions: 470mm x 700mm x 800mm  
 Gewicht: 60 kg  
 Gewicht mit Verpackung: 80 kg

[www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Dieser Aktenvernichter eignet sich für Pellets off-Grade-Schleifen, eine körnige Masse zu erhalten. Eine große Auswahl von perforierten konischen Netzen mit unterschiedlichen Zellengrößen in dem Lieferumfang. Kunden können Kegel auf ihre eigene ersetzen die richtige Größe pulverisierte Pulverfraktion zu erhalten. Dieser Entwurf hat keine Konkurrenz für heute, so dass die Fraktion kontrollieren, da in einigen Fällen in Schleifstaub nicht der notwendige Wirkung für die weitere technologische Kette geben. In dem Kit gibt es auch mehrere Sicherungen, die gegen Spannungsschwankungen und eine Bürste zu schützen, um die inneren und äußeren Oberflächen des Choppers zu reinigen.

**Produktionszeit** 30-40 Tage  
**Voraussichtliche Lieferzeit** 30-40 Tage

**PREIS** 6779,66 USD  
**MwSt** 1220,34 USD

**WERT 8000.00 USD**

### UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

- 1) **AUSBILDUNG VON ROHSTOFFE TECHNOLOGIES.**  
Wir können Sie auf unserer Ausrüstung trainieren, vor dem Kauf sehen. Prüfung von Materialien. Wir bieten Beratungen über die Organisation von Rohstoffen Schleifen, mit einer vollständigen Palette von zusätzlichen Geräten und consumables.
- 2) **wir komplette PHARMACEUTICAL und Konditor PRODUCTION.**In Russland wir große und Desktop-Mühlen, die wir unseren Kunden bieten. Sie können uns immer mit Ihren Ideen und requests.
- 3) **Lieferung von Geräten für RAW-Material Produkte vollständig mit den neuen GMP-Anforderungen entsprechen.** Die Mühle Ausgabe durch strenge Qualitätskontrolle, Überprüfung aller Unterlagen begleitet, gut organisierten After-Sales-Service des equipment.
- 4) **ERSATZTEILE SUPPLY**The Hersteller können auch ein Modell von Mühlen bieten und Schleifmaschinen, basierend auf den Zielen der Kunde. Wir werden für das Schleifen von Pulvern in der Wartung und Reparatur von Geräten unterstützen.

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**