

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky

Poliermaschine für Hartgelatinekapseln TR-02

BESCHREIBUNG

Automatische Anlagen für Hartgelatinekapseln mit der Entfernung von Staub von der Oberfläche zu polieren. Für Teamarbeit mit Kapselmaschinen. Geeignet für den Einsatz in Labor und Produktion in kleinem Maßstab von Kapseln. Productivity 420 000 Kapseln pro Stunde. Wird für alle Standardgrößen von Hartgelatinekapseln in den Größen 000,00,0,1,2,3,4. Maximale Automatisierung des Prozesses. Aus hochwertigem Edelstahl.

Wir bieten detaillierte Anleitungen zum Einrichten einer Maschine zum Polieren Kapseln nach oben. Bevor die Maschine an den Kunden zu senden, werden sie geprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER - CHINA



SPEZIFIKATIONEN

Poliermaschine für Hartgelatine kapseln „TR-02“
 verwendbar für Größe Hartgelatine kapseln: 000,00,0,1,2,3,4
 Productivity: bis zu 420 000 Kapseln pro Hourpower
 Versorgung: 220V Power: 1.85 kW
 Overall Abmessungen: 1340mm x 540mm x 1080mm
 Weight mit Verpackung: 70 kg
 The Kit enthält einen Staubsauger.

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Die Wirksamkeit des Polierens Hartgelatine kapseln mit Pulver wird unter Verwendung einer rotierenden Bürste mit langen Kunststofffasern in der Gestaltung der Poliermaschinegehäuse gewährleistet. Die Oberfläche der Kapseln nach dem Bürsten ist völlig sauber und glatt. All der Staub wird durch einen Staubsauger gezogen, die mit einer Poliermaschine Kapsel kommt komplett. Wir raten allen Kunden sofort eine zusätzliche Ersatzbürste zu kaufen. Die Erfahrung unserer Kunden hat gezeigt, dass diese Polierer zum Entfernen von Staub von Tabletten nicht geeignet ist. Die Bürste nap ist sehr steif und löscht die Pillen sehr viel.

Produktionszeit 30-40 Tage
Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 3813,56 USD
MwSt 686,44 USD

WERT 4500.00 US Dollar

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR KUNDEN:

1) die Ausbildung von Einkapselung TECHNOLOGY. To allen Kunden, die Ausrüstung gekauft, wir bieten Literatur über die Grundlagen der Verkapselung von Pulvern. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung der Kapselgerät used.

2) COMPLETE PRODUCTION CAPSULES. We haben eine breite Palette von Zusatzgeräten für die Kapselherstellung. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell der Kapsel füllende Ausrüstung wählen, Granulatoren, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Kapselpolierer, Drucker für Logos auf Kapseln drucken, Abfüll- und Verpackungstechnik für Gelatine kapseln..



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY