

# MINIPRESS.RU

Fornitore di attrezzature farmaceutiche in Russia  
Fondato nel 1999

RUSSIA, 115035, MOSCOW, 17 PIATNITSKAYA ST.

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

## Proposta commerciale

Compilato:	15.02.2018
Valido:	12 mesi
Autore:	Roman Tsubulsky


### Riempitrice per compresse e capsule FD-06

#### DESCRIZIONE

Macchina automatica con due dischi rotanti per il conteggio e l'imballaggio di compresse e capsule di gelatina, per l'installazione nella linea di confezionamento di capsule e compresse di gelatina in bottiglie di plastica. Nei dischi di plastica, i fori di gruppo corrispondono al numero di compresse o capsule per l'imballaggio. La capacità è di 50 bottiglie al minuto. Il peso dell'attrezzatura è di 370 kg. È realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità secondo gli standard GMP.

Forniamo istruzioni dettagliate per il funzionamento delle attrezzature per il conteggio e l'imballaggio di compresse e capsule in bottiglie e bottiglie. Prima di inviare la macchina al cliente, vengono controllati e testati in produzione. Completezza e capacità di lavoro sono garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel magazzino. Il prezzo è indicato con la consegna nella città del cliente.

#### PRODUTTORE - CINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

## SPECIFICHE

Macchina automatica per l'imballaggio di compresse e capsule "FD-06"

Tipi: disco

Numero di dischi: 2

Capsule di gelatina dura: 00,0,1,2,3,4,5

Diametri delle compresse: 5-23 mm

Produttività: massimo 50 bottiglie al minuto

Capacità della bottiglia:  $\geq 99\%$

Dimensioni della bottiglia: 15-300 ml

Alimentazione: 220V, 50Hz,

Potenza: 1,5 kW

Dimensioni d'ingombro: 1700mm x 800mm x 1600mm

Peso: 370 kg

Peso con imballo: 450 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il contatore del disco e l'imballatore di compresse e capsule rigide di gelatina sono inclusi nella linea automatica per l'imballaggio di compresse e capsule di gelatina in bottiglie di plastica con chiusura a tenuta del collo delle bottiglie con membrane in alluminio, tappatura dei cappucci, adesivi di etichette autoadesive. Il design ha dischi di plastica rimovibili, in cui il numero di fori corrisponde al numero richiesto di compresse o capsule che devono essere contati e confezionati in bottiglie. I fori nei dischi sono raggruppati, il che rende più facile ottenere porzioni di compresse o capsule. Per ogni dimensione di capsule o compresse, viene creato un set di dischi. In due contenitori, i dischi vengono installati sotto le dimensioni desiderate di capsule o compresse, con gruppi di fori del numero richiesto di lotti. La rotazione del disco distribuisce le compresse o le capsule nelle cellule, quindi il disco sposta le compresse o le capsule nella presa. Gruppi di compresse o capsule vengono versati in bottiglie che vengono alimentate nella zona di riempimento lungo il nastro trasportatore. Successivamente, le bottiglie vengono spostate nella tappatrice.

**TEMPI DI PRODUZIONE**

**30-40 GIORNI**

**TEMPO DI CONSEGNA STIMATO**

**30-40 GIORNI**

**PREZZO**

**21186,44 USD**

**I.V.A.**

**3813,56 USD**

**VALORE 25000.00 USD**

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca al ritmo della Banca Centrale RF

## I NOSTRI SERVIZI PER I CLIENTI:

### 1) LAVORO DI FORMAZIONE CON LA LINEA DI PREPARAZIONE DI CAPSULE GELATINE E COMPRESSE.

A tutti i nostri clienti che hanno acquistato una linea automatica per il confezionamento di capsule e compresse in flaconi di plastica, forniamo letteratura sulle basi del confezionamento e del tappatura. Eseguiamo consultazioni telefoniche e per corrispondenza, aiutiamo a risolvere le difficoltà che si presentano alla fabbricazione delle nostre apparecchiature. Forniamo pezzi di ricambio e materiali di consumo. Forniamo servizi per l'implementazione dell'attrezzatura per il confezionamento di capsule e compresse in fiale che erano in uso.

### 2) COMPLETIAMO LA PRODUZIONE DI CAPSULE E COMPRESSE GELATINE.

Abbiamo una vasta gamma di attrezzature aggiuntive per l'imballaggio di compresse e capsule di gelatina. Su richiesta del cliente selezioneremo il modello della macchina contapassi, la macchina per la fornitura di coperchi e chiusure, l'attrezzatura per sigillare il collo dei flaconi con le membrane del controllo della prima apertura, le macchine per il confezionamento dei sacchetti di rimozione dell'umidità, etichettatura delle attrezzature in bottiglia.

### 3) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Collaboriamo con produttori di macchine automatiche per tablet e capsule di gelatina, macchine da tavolo a mano per il conteggio di compresse e capsule, stiamo fornendo pezzi di ricambio per le attrezzature per il confezionamento di compresse e capsule acquistate nella nostra azienda.



A handwritten signature in blue ink that reads "Roman Tsibulsky". The signature is fluid and cursive.

Proprietario e supervisore

**ROMAN TSIBULSKY**