

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky



Tablette und Kapsel-Füllmaschine FF-02

BESCHREIBUNG

Automatische Maschine mit Doppelschwingsystem zum Zählen und Verpacken Tabletten und Gelatinekapseln, für den Einbau in der Linie der Verpackung von Gelatinekapseln und Tabletten, die in Kunststoffflaschen. Ein spezielles System für die Lieferung von Tabletten oder Kapseln, in Form von Wellen hergestellt. Vibratory Feed mit der Fähigkeit, die Strömungsgeschwindigkeit zu regulieren. Kapseln oder Tabletten sind optische Sensoren betrachtet. Die Kapazität beträgt 100 Flaschen pro Minute. Das Gewicht der Ausrüstung ist 450 kg.

Es ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt nach GMP-Standards. Wir bieten detaillierte Anweisungen für den Betrieb von Anlagen für die Zähl- und Verpackung von Tabletten und Kapseln in Flaschen und Flaschen. Bevor die Maschine an den Kunden zu senden, werden sie geprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER - CHINA



SPEZIFIKATIONEN

Automatische Füllmaschine für Tabletten und Kapseln „FF-02“ Typen:

VibratingNumber von Bunkern: 2Hard

Gelatinekapseln: 00,0,1,2,3,4,5

Diameters von Tabletten: 5-23 mm

Productivity: höchstens 100 Flaschen pro minute

Capacity der Flasche: $\geq 99\%$

Flaschengrößen: 15-500 ml

Power Versorgung: 220 V, 50 Hz, Leistung: 1,1 kW

Overall Abmessungen: 2600mm x 1500mm x 1600mm

Weight: 360 kg

Gewicht mit Packing: 450 kg

www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Ein Doppelsystem von Schwingungszähler und Verpacker von Tabletten und Hartgelatinekapseln ist Teil der automatische Linie für Tabletten und Gelatinekapseln, in Kunststoffflaschen mit Verschluss den Hals der Flaschen mit Aluminiummembranen, Capping die Kappen, Aufkleber von selbstklebenden Etiketten Verpackung. Das Design hat wellige Führungen, durch die Tabletten oder Gelatinekapseln, bewegen sich in der Kontrollzone durch optische Sensoren, und dann in Flaschen. Die Nummer wird in dem elektronischen Steuertafel-Menü programmiert. Gruppen von Tabletten oder Kapseln werden in Flaschen gegossen, die in die Füllzone entlang des Förderbandes zugeführt werden. Als nächstes werden die Flaschen in die Verschließmaschine bewegt.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 29661,02 USD

MwSt 5338,98 USD

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) Trainingsarbeit mit der Linie der VORBEREITUNG GELATINE Kapseln und TABLETS.To all unseren Kunden, die eine automatische Linie erworben haben, für Kapseln und Tabletten in Kunststoff-Flaschen Verpackung stellen wir Literatur zu den Grundlagen der Verpackung und Deckelung. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen bei der Umsetzung der Ausrüstung für die Kapseln und Tabletten in Fläschchen Verpackung, die in use.

2) COMPLETE PRODUCTION GELATINE Kapsel wurden UND TABLETS.We hat eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung für Tabletten und Gelatinekapseln zu packen. Auf Antrag des Kunden werden wir das Modell der Zählen füllenden Maschine auszuwählen, die Maschine für Deckel und Verschlüsse liefern.

WERT 35.000,00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY