

## Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15  
Gültig: 12 Monate  
Autor: Roman Tsibulsky


### Tablette und Kapsel-Füllmaschine FF-04

#### BESCHREIBUNG

Automatische Maschine mit einem Schwingungssystem zum Zählen und Tabletten und Gelatinekapseln, für die Installation in der Linie der Verpackung von Gelatinekapseln, Tabletten und in Plastikflaschen Verpackung. Ein spezielles System für die Lieferung von Tabletten oder Kapseln, in Form von Wellen hergestellt. Vibratory Feed mit der Fähigkeit, die Strömungsgeschwindigkeit zu regulieren. Kapseln oder Tabletten sind optische Sensoren betrachtet. Die Kapazität beträgt 50 Flaschen pro Minute. Das Gewicht des Gerätes beträgt 300 kg.

Es ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt nach GMP-Standards. Wir bieten detaillierte Anweisungen für den Betrieb von Anlagen für die Zähl- und Verpackung von Tabletten und Kapseln in Flaschen und Flaschen. Bevor die Maschine an den Kunden zu senden, werden sie geprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER - CHINA



## SPEZIFIKATIONEN

Automatische Abfüllmaschine für Tabletten und Kapseln „FF-04“

Typen: Vibrating

Number von Bunkern: 1

Hard Gelatinekapseln: 00,0,1,2,3,4,5

Diameters von Tabletten: 5-23 mm

Productivity: maximal 50 Flaschen pro minute

Capacity der Flasche:  $\geq$  99% Flaschengrößen: 15-500 ml

Power Versorgung: 220 V, 50 Hz, Leistung: 0,6 kW

Overall Dimensionen: 1500mm x 800mm x 1600mm

Gewicht: 300 kg

Shipping Gewicht: 370 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Der Vibrationszähler und der Packer von Tabletten und Hartgelatinekapseln ist ein Teil der automatischen Linie für Tabletten und Gelatinekapseln, in Kunststoffflaschen mit Verschluss den Hals der Flaschen mit Aluminiummembranen, Capping die Kappen, Aufkleber von selbstklebenden Etiketten zu packen. Das Design hat wellige Führungen, durch die Tabletten oder Gelatinekapseln, bewegen sich in der Kontrollzone durch optische Sensoren, und dann in Flaschen. Die Nummer wird in dem elektronischen Steuertafel-Menü programmiert. Gruppen von Tabletten oder Kapseln werden in Flaschen gegossen, die in die Füllzone entlang des Förderbandes zugeführt werden. Als nächstes werden die Flaschen in die Verschleißmaschine bewegt.

**Produktionszeit** 30-40 Tage

**Voraussichtliche Lieferzeit** 30-40 Tage

**PREIS** 19491,53 USD

**MwSt** 3508,47 USD

### UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) Trainingsarbeit mit der Linie der **VORBEREITUNG GELATINE Kapseln und TABLETS**. To all unseren Kunden, die eine automatische Linie erworben haben, für Kapseln und Tabletten in Kunststoff-Flaschen Verpackung stellen wir Literatur zu den Grundlagen der Verpackung und Deckelung. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen bei der Umsetzung der Ausrüstung für die Kapseln und Tabletten in Fläschchen Verpackung, die in use.

2) **WE komplette Produktion von GELATINE Kapseln und TABLETS**. We hat eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung für Tabletten und Gelatinekapseln zu packen. Auf Antrag des Kunden werden wir das Modell der Zählen füllenden Maschine auszuwählen, die Maschine für Deckel und Verschlüsse liefern.

**WERT 23.000,00 USD**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Bètreuer  
**ROMAN TSIBULSKY**