

## Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15  
Gültig: 12 Monate  
Autor: Roman Tsibulsky

### Tablettenpoliermaschine TT-80

#### BESCHREIBUNG

Automatische Ausrüstung für Tabletten mit der Entfernung von Staub von der Oberfläche zu polieren. Es wird entwickelt, Staub- und Pulverpartikel aus Tabletten beliebiger Form zu entfernen, und ist für alle Arten von Tabletten Ausrüstung angepasst. Wir empfehlen die Verwendung in Kombination mit Tablettenpressen aller Art. Geeignet für den Einsatz in Labor und Produktion in kleinem Maßstab von Tabletten. Kapazität bis zu 500.000 Tabletten pro Stunde. Verwendet für alle gängigen Tablettengrößen bis 20 mm.

Maximale Automatisierung des Prozesses. Aus hochwertigem Edelstahl. Wir bieten detaillierte Anleitungen zum Einrichten einer Maschine zum Polieren von Tabletten auf. Bevor die Maschine an den Kunden zu senden, werden sie geprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER - CHINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

## SPEZIFIKATIONEN

Automatische Tischpoliermaschine "TT-80"

Produktivität: 0 ~ 550.000 Tabletten pro Stunde (für Tabletten 6 mm)

Stromversorgung: ~ 220 V 50 / 60Hz oder ~ 110 V 60 Hz, entsprechend den Kunden request

Dimensions: (315 ~ 350 mm) x (B: 770 ~ 950 mm)

Druckluft: 0,1 m<sup>3</sup> / min, 0,05 MPa


Vacuum: 1,8 m<sup>3</sup> / min -0.01 MPa

Overall Abmessungen: 350 x 350 x 390 mm stehen + 300 x 300 x 460 mm

Size mit Packing: 410 x 410 x 540 steht mm + 320 x 320 x 500 mm

Gewicht: 35 kg

Gewicht mit Füllkörpern (mit Standfuß): 40 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Das Problem bei vielen Tablettenpressen besteht darin, dass während des Pressens und die Übertragung der fertigen Tabletten aus der Matrix in den Vorratstank, wobei die Tablette in Kontakt mit den Pulverreste. Als Ergebnis bildet ein staubiger Film auf der Oberfläche der Tabletten. In Zukunft erschwert, Staub die Arbeit der Blase und Füllmaschinen und besondere Schwierigkeiten manifestieren, wenn staubige Tabletten mit Muscheln zu decken versuchen. Die Lösung zum Entfernen von Staub von Tabletten ist eine kompakte und hochleistungsfähigen Tabelle Polierer. Die Basis der Ausrüstung auf Gummi Stützen, die Geräusche während des Betriebs reduziert und dämpft Vibrationen. Basierend auf dem feststehenden elektromagnetischen Vibrator mit einstellbarer Frequenz des Schwingungsamplitude. Die Achse der Basis ist mit dem Vibrator befestigt ist. Es gibt auch einige Konstruktion von Lochblechen, mit einem System von Tabletten von einer Ebene auf eine andere zu übertragen. Das System von Platten in einem Gehäuse angeordnet ist, aus transparentem Kunststoff, ein Deckel mit einem Loch zum Laden staubig Tabletten ist auf der Oberseite platziert. Von der Unterseite gibt es Düsen für den Schlauch des Staubsaugers verbindet, und das Kunststoffgehäuse mit einem System von Schläuchen für die Zufuhr von Druckluft im Innern ausgestattet ist. Das Prinzip des Betriebes werden die Tabletten in das Aufnahme Fenster geladen, Vibration beginnt, die Tabletten zu bewegen beginnen, von einer Ebene der Platten zu den unteren, durch die Platten Hindurchleiten der Tabletten gereinigt, wie Luft und Staub durch die Perforation gezogen. Auf der untersten Ebene, der Luftstrom aus dem Kompressor (nicht enthalten), sind die Pillen endlich der Staub ausgeblasen und kommen sauber. Wir liefern ein zusätzliches Teleskop 500. Wir steht Staubsauger empfehlen,

**Produktionszeit** 30-40 Tage

**Voraussichtliche Lieferzeit** 30-40 Tage

**PREIS** 3389,83 USD

**MwSt** 610,17 USD

**WERT 4000.00 USD**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

## UNSER SERVICE UND DIENSTLEISTUNGEN FÜR KUNDEN:

1) **AUSBILDUNG VON TABLET TECHNOLOGY.** To all unseren Kunden, die Ausrüstung gekauft, stellen wir Literatur auf der Grundlage der Tablettierung von Pulvern. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung des Kapselgerät used.

2) **COMPLETE Herstellen von TABLETS.** We haben eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung für die Tablettenproduktion. Auf Wunsch des Kunden, wählen wir ein Modell von Tablettenpressen, Schneidmühlen, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Polierer von Kapseln, Drucker zum Drucken von Logos auf Tabletten, Abfüll- und Verpackungsanlagen für Tabletten.



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**