

## Proposition commerciale

Compilé:	15.02.2018
Valide:	12 mois
Auteur:	Roman Tsibulsky

### Machine à polir les comprimés TT-80

#### LA DESCRIPTION

Équipement automatique pour le polissage des comprimés avec élimination de la poussière de la surface. Il est conçu pour éliminer la poussière et les particules de poudre des comprimés de toutes formes et est adapté à tous les types d'équipements de comprimés. Nous recommandons l'utilisation en combinaison avec des presses à comprimés de tous types. Convient pour une utilisation en laboratoire et la production à petite échelle de comprimés. Capacité jusqu'à 500 000 comprimés par heure. Utilisé pour toutes les tailles de tablettes standard jusqu'à 20 mm.

Automatisation maximale du processus. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité. Nous fournissons des instructions détaillées pour la mise en place d'une machine à polir les comprimés. Avant d'envoyer la machine au client, ils sont vérifiés et testés en production. L'intégralité et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué avec la livraison à la ville du client.

#### FABRICANT - CHINE



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

## CARACTÉRISTIQUES

Polisseuse de table automatique "TT-80"

Productivité: 0 ~ 550 000 comprimés par heure (pour les comprimés de 6 mm)

Alimentation: ~ 220V 50 / 60Hz ou ~ 110V 60Hz, selon la demande du client

Dimensions: (315 ~ 350 mm) x (B: 770 ~ 950 mm)

Air comprimé: 0,1 m<sup>3</sup> / min, 0,05 MPa

Vide: 1,8 m<sup>3</sup> / min -0,01 MPa

Dimensions hors tout: 350 x 350 x 390 mm + support 300 x 300 x 460 mm

Taille avec emballage: 410 x 410 x 540 mm + support 320 x 320 x 500 mm

Poids: 35 kg

Poids avec emballage (avec support): 40 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## INFORMATION ADDITIONNELLE

Le problème avec de nombreuses presses à comprimés est que pendant le pressage et le transfert des comprimés finis de la matrice vers le réservoir de stockage, la tablette entre en contact avec les résidus de poudre. En conséquence, un film poussiéreux se forme à la surface des comprimés. À l'avenir, la poussière complique le travail des blisters et des machines de remplissage, et des difficultés particulières se manifestent lorsque l'on tente de recouvrir les comprimés poussiéreux de coquilles. La solution pour enlever la poussière des comprimés est un polisseur de table compact et performant. La base de l'équipement sur les supports en caoutchouc, ce qui réduit le bruit pendant le fonctionnement et atténue les vibrations. Basé sur le vibreur électromagnétique fixe à fréquence réglable de l'amplitude d'oscillation. L'axe de la base est attaché au vibreur. Il existe également des constructions à partir de plaques perforées, avec un système de transfert de tablettes d'un niveau à l'autre. Le système de plaques est placé dans un boîtier en plastique transparent, un couvercle avec un trou pour charger les comprimés poussiéreux est placé sur le dessus. Du bas, il y a des buses pour connecter le tuyau de l'aspirateur, et le boîtier en plastique est équipé d'un système de tuyaux pour l'alimentation en air comprimé à l'intérieur. Le principe de fonctionnement, les comprimés sont chargés dans la fenêtre de réception, les vibrations commencent, les comprimés commencent à passer d'un niveau de plaques aux plus bas, en passant à travers les plaques, les comprimés sont aspirés. Au niveau le plus bas, le débit d'air du compresseur (non inclus), les pilules sont finalement expulsées de la poussière et sortent propres. Nous fournissons un support télescopique supplémentaire 500. Nous vous recommandons d'utiliser des aspirateurs, en les achetant vous-même.

**TEMPS DE PRODUCTION**

**30-40 JOURS**

**TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ**

**30-40 JOURS**

**PRIX**

**3389,83 USD**

**T.V.A.**

**610,17 USD**

**VALEUR 4000.00 USD**

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au rythme de la banque centrale RF

## NOTRE SERVICE ET SERVICES POUR LES CLIENTS:

### 1) FORMATION DE LA TECHNOLOGIE DE LA TABLETTE.

À tous nos clients qui ont acheté du matériel, nous fournissons de la documentation sur la base des poudres à comprimés. Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des consommables. Nous rendons des services dans l'aide à la réalisation de l'équipement capsulaire utilisé.

### 2) FABRICATION COMPLÈTE DE COMPRIMÉS.

Nous disposons d'un large assortiment d'équipements supplémentaires pour la production de comprimés. À la demande du client, nous sélectionnons un modèle de presses à comprimés, de granulateurs, de mélangeurs de poudre, d'équipements de dépoussiérage et de polissoirs de capsules, d'imprimantes pour imprimer des logos sur des tablettes, du matériel de remplissage et d'emballage pour tablettes.

### 3) FOURNITURE DE PIÈCES DE RECHANGE

Nous coopérons avec les fabricants de presses à comprimés automatiques et semi-automatiques et fournissons des pièces de rechange pour tout modèle de presses à table achetées dans notre société.



*Roman Tsibulsky*

Propriétaire et superviseur

**ROMAN TSIBULSKY**