

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky


Tablettenpresse POWER-SUPER PRESS

BESCHREIBUNG

Tablettenpresse für die Pharma-, Chemie- und Nahrungsmittelindustrie, in der Pulvermetallurgie für die Herstellung von Tabletten, Briketts und Boli von losen Pulvermaterialien. Wurde für die Abgabe von Tabletten mit einem Durchmesser von 6 bis 50 mm, eine Höhe von 25 mm zu Tabletten. Die maximale Tiefe des Pulvers in die Matrix Füllung beträgt 40 mm. Dieses Modell der Maschine ermöglicht es, Tabletten verschiedener Formen zu erzeugen: klassischer, oval, gemustert Tabletten und Ringe mit einem Innenloch.

Erhöhter Druck von maximal 4 Tonnen. Geeignet für die Freisetzung von Tabletten mit Logos. Wir bieten detaillierte Anleitung zum Einrichten der Presse und Herstellung von Tabletten. Bevor an den Kunden zu senden, wird die Presse überprüft und getestet in production.Completeness und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

HERSTELLER-RUSSIA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPEZIFIKATIONEN

Tabletpress Modell "POWER SUPER PRESS" maximale
Druckkraft: 40 KN (4000 kg / cm³) Maximaler Durchmesser der Tabletten: 50 mm
Minimum Durchmesser der Tabletten: 5 mm
Height der fertigen Tabletten: bis zu 25 mm
Maximum Fülltiefe des Gesenks: 40 mm
Productivity der Tablettenpresse: 3600 Tabletten pro Stunde, mit einem
Durchmesser von 5 bis 20 MM2000 Tabletten pro Stunde, mit einem Durchmesser von 20 bis 50 mm
Electric Motor: 1,5 kW, 1400 rpm, 220 V oder 380V
Overall Abmessungen: 800mm x 950mm x 700mm
Weight der Tablettenpresse: 120 kg
Shipping Gewicht: 160 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Dieses Modell der Tablettenpresse wird entwickelt und für eine lange Zeit von MINIPRESS in Russland produziert. Nach viel Raffinesse ist eines der beliebtesten, zuverlässige und universelle Modelle, die wir unseren Kunden empfehlen. Um diese Presse zu dienen, müssen Sie eine Reihe von Tasten: hexagonal Nr 10,8,6 und zwei Autoschlüssel-Nummer 17 und 19. POWER-SUPER PRESS - Einzelstanz, Exzenterpresse kurbeln. Das Prinzip der Operation ist ganz einfach: eine Riemenscheibe ist auf der Elektromotorwelle setzen. Durch das Riemengetriebe wird die Drehbewegung auf ein großes Schwungrad übertragen wird, auf der Welle von dem ein kleinen Bronze Gang ist. Aus dem Bronzegang ist die Drehung zu einem großen Ritzel auf der Welle, von denen die exzentrischen selbst bekleidet übertragen. Er setzt in Bewegung, um den oberen Stempel und schafft die notwendige Presskraft. Der Rahmen der Tablettenpresse hat einen Ständer für den Elektromotor mit zwei Schrauben befestigt. Gürtel kann durch Drücken Sie die Schrauben zur Befestigung des Motors dank der Schlitze in dem Ständer gezogen werden. Tablettenpresse und stehen müssen höhenverstellbare Füße, mit dem die Presse eine stabile Lage gegeben ist. Es ist nicht die Riemen empfohlen fest zu viel, ihre Funktion ist ein großes Schwungrad aufzudrehen, und nicht direkten Druck. Das Schwungrad, wie ein exzentrischer Verspinnen, mit Zentrifugalkraft überträgt die Drehung auf die Achse, und ferner auf die Zahnräder. Das Schwungrad ist mit einem abnehmbaren Griff ausgestattet, in einem speziellen Loch installiert ist, für die Arbeit debuggen. Nachdem der Druck im manuellen Modus eingestellt wird, dieser Griff muss, um Verletzungen zu vermeiden, nach dem Einschalten des Motors entfernt werden. Pulverzuführungssystem in der Presszone:

Produktionszeit 30-40 Tage
Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 6355,93 USD
MwSt 1144,07 USD

WERT 7500.00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) **AUSBILDUNG VON DRÜCKEN TECHNOLOGY.** To all unseren Kunden, die Ausrüstung gekauft, wir bieten Literatur über die Grundlagen der Tablette drücken. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung der Tablette Ausrüstung des used.

2) wir kompletten Herstellen von TABLETS. We haben eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung für die Tablettenproduktion. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell für die Entschwefelungsmittel von Tabletten auswählen, wird ein Vakuum Pulverzufuhrsystem für die Presse Silos, Mühlen, Pulvermischer, Anlagen für die Beschichtung von Tabletten, Drucker für Logos auf Tabletten Druck, Verpackung und Verpackungsanlagen für Tabletten .



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY