

## Propuesta comercial

**Compilado:** 15.02.2018  
**Válido:** 12 mes  
**Autor:** Roman Tsubulsky

### Blister de sobremesa ITA-03

#### DESCRIPCIÓN

Empaquetadora de blíster de mesa, para llenar las ampollas terminadas con tabletas y cápsulas, seguido de sellado con papel de aluminio. El equipo tiene la función de grabar la fecha de caducidad y la fecha de producción. Adecuado para uso en laboratorio, así como para pequeñas producciones de ampollas. Está hecho de acero inoxidable. Productividad 500-600 ampollas por hora.

Producción Italia. Proporcionamos instrucciones detalladas para configurar una máquina de blíster. Antes de enviar al cliente, se prueba una máquina blíster en producción. Se garantiza la integridad y la capacidad de trabajo. Mantenemos existencias de piezas y consumibles en el almacén. El precio se indica con la entrega a la ciudad del cliente.

#### FABRICANTE-ITALIA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

## PRESUPUESTO

Máquina para la soldadura de láminas de PVC "ITA-03"

El equipo le permite sellar las ampollas de formas estándar.

Los formularios usados deben pre ordenarse enviando un diseño.

La máquina está hecha completamente de acero inoxidable y aluminio.

Equipado con un termostato electrónico, que regula automáticamente la temperatura de la lámina.

Le permite ajustar manualmente el grado de calor de la soldadura de fase, dependiendo del grosor del material utilizado.

Productividad: 500-600 ampollas por hora

Dimensiones totales: 300 x 260 x 460 mm

Fuente de alimentación: 220 V, 300 W, 50/60 Hz.

Peso de envío: 10 kg

Los preparados de ampolla se pueden comprar con nosotros.

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

La máquina es semiautomática, está instalada en la mesa. Antes del uso, el cliente debe pedir al fabricante una matriz de aluminio de acuerdo con su diseño, y tener espacios en blanco listos de ampollas vacías. El papel de aluminio está parcialmente soldado a las ampollas. Manualmente, es necesario colocar una ampolla vacía en un molde de aluminio, llenar todas las células de la ampolla con tabletas o cápsulas, cubrir con papel de aluminio desde arriba. Mueva el molde de aluminio al interior, encienda el regulador de temperatura y configure la temperatura de calentamiento deseada, luego presione manualmente la lámina contra el PVC. Después de una pausa, debe quitar el molde de aluminio y obtener la ampolla terminada.

**TIEMPO DE PRODUCCIÓN** 30-40 DÍAS

**TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO** 30-40 DÍAS

**PRECIO** 3389,83 USD

**IVA** 610,17 USD

**VALOR 4000.00 USD**

El pago se realiza en rublos a la cuenta en Moscú a la velocidad del Banco Central de RF

### NUESTROS SERVICIOS PARA CLIENTES:

#### 1) ENTRENAMIENTO DE TECNOLOGÍA BLÍSTER.

A todos nuestros clientes que compraron equipos, ofrecemos literatura sobre los aspectos básicos de las tabletas y cápsulas en ampollas.

Realizamos las consultas por teléfono y por correspondencia, ayudamos a solucionar las dificultades que surgen a la fabricación en nuestro equipo.

Suministramos repuestos y consumibles. Prestamos servicios en la ayuda en la realización del equipo de ampolla del usado.

#### 2) COMPLETAMOS LA FABRICACIÓN DE BLÍSTERS.

Tenemos una amplia gama de equipos adicionales para la producción de ampollas. A pedido del cliente, seleccionaremos el modelo de una máquina automática de blister, matrices y máquinas de numeración, equipos de embalaje y embalaje para cápsulas y tabletas de gelatina.

#### 3) SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO

Cooperamos con los fabricantes de máquinas de blister automáticas y semiautomáticas y estamos comprometidos en el suministro de repuestos para cualquier modelo de equipo de ampolla comprado en nuestra compañía.



*Roman Tsibulsky*

Propietario y supervisor

**ROMAN TSIBULSKY**