

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky

Tischzähler für Tabletten und Kapseln TC-10

BESCHREIBUNG

Automatische Tischmaschine zum Zählen und Tabletten und Kapseln gleichzeitig in zwei Kunststoffflaschen zu packen. Das Prinzip der schwingenden Zufuhr von Tabletten und Kapseln und ein Zentrifugal-Glastisch. Hat die Funktion der einstellbaren Schwingungen und Mengensteuerung durch optische Sensoren. Die Produktionskapazität liegt bei 600-1000 Tabletten pro Minute. Es wird in Laboratorien und experimentelle Herstellung von Arzneimitteln verwendet. Gewicht 60 kg.

Die hohe Qualität der Ausführung, Edelstahl AISI 304 und Kunststoff PETG Wir bieten detaillierte Anweisungen zum Einstellen einer Tablette Zähler nach oben. Vor dem Senden des Kunden wird das Messgerät überprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter Berücksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden.

HERSTELLER - CHINA



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPEZIFIKATIONEN

Tischzähler für Tabletten und Kapseln TC-10
 Geeignete Flaschenhalsdurchmesser: 30 mm - 200 mm
 Products: Tabletten, Pillen, Kapseln, candies
 Number von verpackten Tabletten: 1-9999
 pieces
 Productivity: 600-1000 Kapseln / Tabletten pro minute
 Options: zentrifugal table
 Vibration mechanism
 Optical Sensors
 Counting Geschwindigkeit 600-1000 PC / min
 Accuracy RECHNUNGS ± 1 pc.
 Amount des Vorratsbunkers: 6 liters
 Power Quelle: 220V, 50Hz
 Air Verbrauch: 2 m³ bei 90 atm
 Machine Größe: 760mm x 550mm x 740mm
 Dimensions mit Packing: 1200mm x 580mm x 470mm
 Weight: 60 kg
 Gewicht mit Verpackung: 80 kg

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Tabletten oder Gelatine kapseln werden in den Vorratstrichter geladen. Vibration aus dem Trichter Pillen werden auf den Drehtisch in Chargen zugeführt. Zentrifugalkräfte Tabletten werden an die Steuereinheit gesendet. Dieser Knoten wird mit einem japanischen optischem Sensor ausgestattet. Mit der Computer-Systemsteuerung, die erforderliche Anzahl von Tabletten wird zur Berechnung eingestellt. Nach der letzten Tablette durch die letzte Tablette geströmt ist, wird die Partition von einer Flasche zum anderen umgeschaltet. Die Möglichkeit des Zählens verschiedene Größen: Kapseln (Größe 000-5), Tabletten, Pillen, Pillen und andere ähnliche Produkte, 3 mm-30 mm breit, 3 mm groß und mehr als normale und regelmäßige Formen. SPS-Programm, Touch-Panel-Schnittstelle, einfache Wartung, das Personal erfordert keine spezielle Ausbildung. Das Gehäuse und Komponenten sind aus SUS 304 und SUS 316 Stahl, GMP-Anforderungen erfüllen. Variable Geschwindigkeitssteuerung für den vibrierenden Speisetrichter und die Geschwindigkeit des Drehtellers. Vorrichtung zum Akumulieren Staub Geräte zu schützen. Ausgeglichenes Glas wird für den Drehtisch verwendet. Hergestellt in Japan, hochpräzisen optischen Sensor "Keyence", Genauigkeit von ± 1 pc zu zählen. Zwei Düsen zum kontinuierlichen Zählen und Füllung, die automatische Übertragung.

Produktionszeit **30-40 Tage**
Voraussichtliche Lieferzeit **30-40 Tage**

PREIS **6779,66 USD**
MwSt **1220,34 USD**

WERT 8000.00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto i
Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) **AUSBILDUNG VON KONTO UND VERPACKUNG TECHNOLOGY.** To all unseren Kunden, die Ausrüstung gekauft, wir bieten Literatur über die Grundlagen des Zählens und Verpackung von Tabletten und Kapseln. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung der Zählens Ausrüstung des zweiten hand. 2) **WE COMPLETE MANUFACTURING TISCHE CAPSULES.** We für Tablettenproduktion eine große Auswahl an zusätzlicher Ausrüstung. Auf Wunsch des Kunden, wählen wir ein Modell von Zählern und Packer für Tabletten und Kapseln, Granulatoren, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Kapselpolierer, Drucker für Logos auf Kapseln Druck, Verpackung und Verpackungsanlagen für Gelatinekapseln.



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY