

# MINIPRESS.RU

Lieferant für pharmazeutische Anlagen in Russland  
Gegründet im Jahr 1999

RUSSIA, 115035, Moskau, 17 PIATNITSKAYA ST.

+7 (495) 364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

## Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15  
Gültig: 12 Monate  
Autor: Roman Tsibulsky

### Tischmaschine zum Abdichten Ampullen RF-01

#### BESCHREIBUNG


Tischmaschine für Ampullen für die pharmazeutische Produktion abdichten. Productivity 500 Ampullen pro Stunde. Beweglich, wirtschaftlich und einfach die Maschine zu bedienen ist in den Bereichen Medizin, Lebensmittel- und chemischen Industrie eingesetzt. Wir bieten eine vollständige Palette von Dienstleistungen: Installation, Schulung, Inbetriebnahme, Reparatur. Einfache mechanische Konstruktion. Gebrauchsanweisung in Englisch und Russisch.

Entspricht den GMP-Standard. Wir bieten detaillierte Anleitungen zum Einrichten zum Abdichten Ampullen dieses Modells der Maschine. Bevor die Maschinen Senden zum Abdichten der Ampullen werden geprüft und in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Preis nimmt in Zahlungen Zoll angegebene Konto in Russland und Lieferung an die Stadt des Kunden

#### HERSTELLER - TAIWAN



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

## SPEZIFIKATIONEN

Tischversiegelungsmaschine für Ampullen "RF-01"

ampoule Volumen: 1 bis 20 ml Productivity: 500 Ampullen pro hour Types von Ampullen: glass Power

Versorgung: 220 V

Power: 7 Watts Gas Druck: 0,4 kPa

Combustion Druck: 0,04 kPa

Weight: 3,2 kg

Shipping Gewicht: 8 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Dieses Modell ist eine verbesserte Art der traditionellen Maschine für Ampullen versiegelt. Ausgesch bisherige Probleme durch die Kombination von zwei Teilen der Maschine in eine. Sie benötigen das Gas oder Kerosin, dann stellen Sie den Schalter, um workConnect Gasverbrennung zu halten. Die Flamme kann leicht auf die gewünschte Temperatur installiert werden. Nach der Ampulle erhitzt wird, wird die Flasche auf dem Drehteller drehen sich langsam. Da die installierte Flamme des Hals der Flasche zu einem flexiblen Zustand erhitzt, es abdichtet und überschüssiges Material entfernt: was es ermöglicht transparent zu werden, und am Ende zu glätten. Diese neue Maschine ist geräuschlos im Betrieb ist die Schweißgeschwindigkeit hoch. Das Design ist einfach und leicht zu überprüfen: die Einstellungen des Rotationsverfahrens eingestellt und Flaschen an einer anderen Stelle platzieren zu installieren ist auch einfach.

**Produktionszeit** 30-40 Tage

**Voraussichtliche Lieferzeit** 30-40 Tage

**PREIS** 2542,37 USD

**MwSt** 457,63 USD

**WERT 3000.00 USD**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemach in Höhe der RF Cental Bank

### UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

#### 1) TRAINING zu den Technologien des Verstärkers.

Wir können Sie auf unserer Ausrüstung trainieren, vor dem Kauf sehen. Prüfung von Materialien. Wir bieten Beratungen auf Füllen und Verschließen von Ampullen, mit einer vollständigen Palette von zusätzlichen Geräten und consumables.

#### 2) WE COMPLETE PHARMACEUTICAL und Konditoreiproduktion.

Wir verfügen über eine automatische und Desktop-Maschinen zum Befüllen und Verschließen Ampullen in Russland, die wir unseren Kunden bieten. Sie können uns immer mit Ihren Ideen und requests.

#### 3) Lieferung von Anlagen für die Abfüllung und Lagerung von AMPUL.The

Produkten vollständig mit den neuen GMP-Anforderungen entsprechen. Die Freisetzung von Ausrüstung für die Ampullen Abdichtung durch strenge Qualitätskontrolle begleitet wird, alle Unterlagen überprüft, gut organisierte After-Sales-Service von equipment.

4) ERSATZTEILEN SUPPLY The Hersteller auch ein Modell von Maschinen bieten können zum Füllen und Verschließen Ampullen, basierend auf die Ziele und die Ziele des Kunden. Wir werden zum Abdichten von Ampullen in der Wartung und Reparatur von Geräten unterstützen. Service-Center in Russland für die GUS-Staaten.



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**