

## Proposition commerciale

Compilé:	15/02/2018
Valide:	12 mois
Auteur:	Roman Tsibulsky


### Tablet presse SUPER PRESSE

#### LA DESCRIPTION

Presse à comprimés pour les industries pharmaceutique, chimique et alimentaire, dans la métallurgie des poudres pour la production de comprimés, de briquettes et les bols de matériaux en poudre en vrac. Utilisé pour la libération des comprimés d'un diamètre de 6 à 40 mm, la hauteur des tablettes de 12 mm. La profondeur maximale de remplissage de la poudre dans la matrice est de 20 mm. Ce modèle de la presse, il est possible de produire des comprimés de différentes formes: comprimés classiques, ovales, figurés et anneaux avec un trou intérieur. Augmentation de la pression maximale de 2,5 tonnes.

Convient pour la libération de comprimés avec des logos. Nous fournissons des instructions détaillées pour la mise en place de la presse et la production de comprimés. Avant d'envoyer au client, la presse est vérifiée et testée dans production. Complétude et la capacité de travail est garantie. Nous maintenons un stock de pièces et consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué en tenant compte des paiements de douane en Russie et la livraison à la ville du client.

#### FABRICANT-RUSSIE



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

## CARACTÉRISTIQUES

Modèle Tabletpress "SUPER PRESS"

force de compression maximale: 25 KN (2500 kg / cm<sup>3</sup>)

Diamètre maximum de comprimés: 40 diamètre de mm

Minimum de comprimés: 5 mm

Height de comprimés finis: jusqu'à 12 mm

Maximum profondeur de remplissage de la matrice: 20 mm

Productivity de la tablette presse: 3600 comprimés par heure, avec un diamètre de 5 à 20 MM2000 comprimés par heure, avec un diamètre de 20 à 40 moteur mm

Electric: 1,1 kW, 1400 rpm, 220V ou dimensions 380V

Overall: 600mm x 750mm x 500mm

Weight de presse à comprimés: 90 kg

Weight avec emballage: 120 kg

Poids avec emballage: 160 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## INFORMATION ADDITIONNELLE

Ce modèle de presse à comprimés est développé et longtemps produit par MINIPRESS en Russie. Après beaucoup de raffinement est l'un des modèles les plus populaires, fiables et universelles que nous recommandons à nos clients. Pour servir cette presse, vous aurez besoin d'un jeu de clés: Non hexagonale 10,8,6 et numéro deux clés de voiture 17 et 19. SUPER PRESSE - un seul coup de poing, manivelle presse excentrique. Le principe de son fonctionnement est assez simple: une poulie est placée sur l'arbre du moteur électrique. Grâce à la transmission par courroie, la rotation est transférée à un grand volant d'inertie, sur l'arbre duquel se trouve un petit engrenage de bronze. De l'engrenage de bronze, la rotation est transférée à un grand pignon, sur l'arbre duquel est revêtu lui-même excentrique. Il met en mouvement le poinçon supérieur et crée la force de pression nécessaire. Le châssis de la presse à comprimés comporte un support pour le moteur électrique fixe avec deux vis. Ceintures peut être tiré en poussant les boulons de fixation du moteur, grâce aux emplacements disponibles dans le stand. Presse à comprimés et se sont pieds réglables en hauteur, avec laquelle la presse est fonction d'une position stable. Il est recommandé de ne pas serrer les ceintures trop, leur fonction est de détordre un grand volant, et pas de pression directe. Le volant d'inertie, tournant comme un excentrique, avec la force centrifuge transmet la rotation à l'axe et, en outre, aux engrenages. Le volant est équipé d'une poignée amovible, installé dans un trou spécial pour le débogage travail. Après avoir réglé la pression en mode manuel, cette poignée doit être retirée afin d'éviter les blessures après avoir allumé le moteur. Système d'alimentation en poudre dans la zone de pressage:

**TEMPS DE PRODUCTION** 30-40 JOURS

**TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ** 30-40 JOURS

**PRIX** 5508,47 USD

**TVA** 991,53 USD

**VALEUR 6500,00 USD**

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou au taux de la Banque Cental RF

## NOS SERVICES POUR LES CLIENTS:

### 1) FORMATION DE PRESSING TECHNOLOGY.

To tous nos clients qui ont acheté l'équipement, nous fournissons la littérature sur les bases de la tablette en appuyant sur. Nous réalisons des consultations par téléphone et par correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés découlant à la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et consommables. Nous rendons des services à l'aide sur la réalisation de l'équipement de la tablette du used.

### 2) Nous complétons FABRICATION DE TABLETS.

We ont un grand assortiment de matériel supplémentaire pour la production de comprimés. A la demande du client, nous allons sélectionner un modèle pour le désulfurant de comprimés, un système d'alimentation en poudre sous vide pour silos de presse, des broyeurs, des mélangeurs de poudre, des équipements pour les comprimés de revêtement, des imprimantes pour les logos d'impression sur des tablettes, l'emballage et l'équipement d'emballage pour les comprimés .

### 3) FABRICATION DE POINÇONS ET DE MATRICE.

De manière permanente, nous produisons des outils de presse pour des presses à comprimés rotatives dans notre propre production, nous passons des commandes pour des usines similaires en Inde, en Chine et aux États-Unis.



A handwritten signature in blue ink that reads "Roman Tsibulsky". The signature is fluid and cursive.

Propriétaire et superviseur

**ROMAN TSIBULSKY**