

Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15
Gültig: 12 Monate
Autor: Roman Tsibulsky

Tisch Blistermaschine ITA-03

BESCHREIBUNG

Tabelle Blister-Verpackungsmaschine, zu füllen, um die fertigen Blister mit Tabletten und Kapseln, gefolgt von mit einer Folie versiegelt. Das Gerät verfügt über die Funktion der Prägung das Ablaufdatum und das Herstellungsdatum. Geeignet für den Laboreinsatz sowie für kleine Produktion von Blasen. Es ist aus Edelstahl gefertigt. Produktivität 500-600 Blister pro Stunde.

Produktion Italien. Wir bieten detaillierte Anweisungen für eine Blase Maschine einrichten. Vor dem Senden des Kunden eine Blistermaschine in der Produktion getestet wird. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

HERSTELLER-ITALY



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

SPEZIFIKATIONEN

Maschine zum Schweißen von Folie PVC „ITA-03“

Die Ausrüstung können Sie die Blasen von Standard shapes.

Used Formen versiegeln müssen durch das Senden einer design.

The Maschine vorbestellt werden komplett aus Edelstahl und aluminum. Equipped mit einem elektronischen Wärmeregler, der automatisch die Temperatur der foil. Allows manuell reguliert den Grad der Wärme des Phasenschweißen einzustellen, auf die Dicke des Materials in Abhängigkeit used.


Productivity: 500-600 Blister pro hour

Overall Abmessungen: 300 x 260 x 460 mm

Power Versorgungs : 220 V, 300 W, 50/60 Hz.

Shipping Gewicht: 10 kg

Blister Präparate bei uns gekauft werden können.

 www.minipress.ru

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Die Maschine ist halbautomatisch, wird auf dem Tisch installiert. Vor Gebrauch muss der Kunde beim Hersteller bestellt eine Aluminiummatrix nach seinem Entwurf und hat bereit Zuschnitte von leeren Blasen. Aluminiumfolie wird auf die Blasen teilweise verschweißt. Manuell ist es notwendig, von oben in einen leeren Blister einer Aluminiumform, füllt alle Blister-Zellen mit Tabletten oder Kapseln, Deckel mit Aluminiumfolie zu legen. Bewegen, um die Aluminiumform nach innen, schalten den Temperaturregler und stellen die gewünschte Heiztemperatur, drücken Sie dann manuell die Folie gegen das PVC. Nach einer Pause, müssen Sie die Aluminiumform entfernen und den fertigen Blister erhalten.

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

PREIS 3389,83 USD

MwSt 610,17 USD

WERT 4000.00 USD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

1) **TRAINING** von Blasenbildung TECHNOLOGY. To all unseren Kunden, die Ausrüstung gekauft, wir bieten Literatur über die Grundlagen von Tabletten und Kapseln in Blister Verpackung. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung der Blister-Ausrüstung des used.

2) wir komplette Herstellen von BLISTERS. We eine breite Palette zusätzlicher Ausrüstung für Blisterproduktion haben. Auf Wunsch des Kunden werden wir das Modell einer automatischen Blistermaschine wählen, daters und Nummerierungsmaschinen, Verpackung und Verpackungsanlagen für Gelatinekapseln und Tabletten.



Roman Tsibulsky

Inhaber und Betreuer

ROMAN TSIBULSKY