

## Kommerzielle Vorschlag

Zusammengestellt: 2018.02.15  
Gültig: 12 Monate  
Autor: Roman Tsibulsky

### V-förmige Mischer für Pulver VL-180

#### BESCHREIBUNG

Ein moderner V-förmigen Mischer Pulvermischer mit einer inneren rotierenden Welle mit Blütenblättern für das Trockenpulvermaterial in der pharmazeutischen, Lebensmittel-, chemischen und anderen Industriezweigen zu vermischen. Nutzvolumen - 180 Liter. Effektives Mischen von Pulvern ohne stagnierende Zonen. Gefertigt aus Edelstahl für die GMP-Anforderungen. Dank des einzigartigen Design, gleichmäßige Durchmischung stattfindet.

Mischleistung ist aus rostfreiem Stahl mit polierter Innen- und Außenwand hergestellt. Umgesetzt von GMP. Wir bieten detaillierte Anweisungen für einen Mischer von Pulvern einrichten. Vor dem Versand an den Kunden wird der Mischer in der Produktion getestet. Vollständigkeits und Arbeitsfähigkeit gewährleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist mit der Lieferung an die Stadt des Kunden angezeigt.

#### HERSTELLER - CHINA




MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

## SPEZIFIKATIONEN

Mischer V-förmige für Pulver „VL-180“  
 Typ: mit Klingen inside  
 Coefficient Belastungs pulvermetallurgisch: 40-60%  
 Anwendung: Mischen von trockenem powders  
 Volume: 180 liters  
 Effective Ladevolumen: 72 liters  
 Maximum Belastung: 60 kg  
 Rotational Geschwindigkeit des Behälters: 12 rpm  
 Rotational Geschwindigkeit der Welle mit Blütenblättern: 1500 rpm  
 Mixing Zeit: 10-15 minutes  
 Motor Leistung: 2 Stück 1,1 kW  
 Power Versorgung: 220 V oder 380 V bei choice  
 Overall Abmessungen des Kunden: 2100mm x 850mm x 1750mm  
 Dimensions mit Packing: 2300mm x 1080mm x 1950mm  
 Weight: 420 kg  
 Shipping Gewicht: 500 kg

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Der Mischer ist aus rostfreiem Stahl hergestellt. V-förmige Mischer Pulvermischer ist geeignet für trockenen losen Puder mischt. Hohe Mischeffizienz wird durch das Vorhandensein einer sich drehenden Welle mit Blüten im Inneren des Hauptgefäßes erreicht. Der Hauptbehälter dreht sich mit einer Geschwindigkeit von 12 Umdrehungen pro Minute, und die innere Welle dreht sich mit einer Geschwindigkeit von 1500 Umdrehungen pro Minute um die Drehung des Behälters zu erfüllen. Das beste Modell, das aus V-förmigen Mischer ist. Der V-förmige Hochleistungsmischer hat keine einsehbare Bereiche in dem Zylinder bei hohen Geschwindigkeit und mit einem minimalen Mischzeit. Der Körper, Innen- und Außenwände aus poliertem Edelstahl, haben ein elegantes Aussehen. Das Be- und Entladen des Pulvers kann entweder manuell oder mittels eines Vakuumpförderer erfolgen. Zum Entladen des Pulvers gibt es Schnellverschlussventile. Dieser Mischer zum Mischen pulverförmigen Materialien, die in den pharmazeutischen und anderen Industrien verwendet. Vom Elektromotor soll die Welle in Bewegung gesetzt werden. Die beste industrielle Vorrichtung zum Mischen von trockenen rieselfähigen Pulvern.

**Produktionszeit**                      **30-40 Tage**  
**Voraussichtliche Lieferzeit**      **30-40 Tage**

**PREIS**                      **11016,95 USD**  
**MwSt**                      **1983,05 USD**

**WERT 13.000,00 USD**

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in  
 Moskau gemacht in Höhe der RF Cental Bank

## UNSER SERVICE FÜR KUNDEN:

### 1) die Ausbildung von Mischtechnik.

Um alle unsere Kunden, die Ausrüstung gekauft, bieten wir Literatur zu den Grundlagen der Vermischung. Wir führen Beratungen per Telefon und per Brief, helfen wir bei der Herstellung unserer Geräte entstehenden Schwierigkeiten zu lösen. Wir liefern Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien. Wir erbringen Dienstleistungen in der Hilfe zur Realisierung des Kapselgerätes verwendet.

### 2) Wir PRODUCTION KAPSELN vervollständigen.

Wir haben eine breite Palette von zusätzlicher Ausrüstung für die Produktion zu mischen. Auf Wunsch des Kunden werden wir ein Modell der Kapsel füllende Ausrüstung wählen, Granulatoren, Pulvermischer, Entstaubungsanlagen und Kapselpolierer, Drucker für Logos auf Kapseln drucken, Abfüll- und Verpackungstechnik für Gelatinekapseln.

### 3) Ersatzteilversorgung

Wir arbeiten mit den Herstellern von Mischern und wir sind in der Lieferung von Ersatzteilen für jedes Modell von Mischern in unserem Unternehmen gekauft beschäftigt.



*Roman Tsibulsky*

Inhaber und Betreuer

**ROMAN TSIBULSKY**