

Коммерческое предложение

Составлено:	01.01.2022
Действительно:	12 месяцев
Автор:	Роман Цибульский

Анализатор четырех параметров таблеток PJ-03

ОПИСАНИЕ

Анализатор четырех параметров таблеток выполняет следующие 4 операции: измерение растворимости, распадаемости, истирание и определение твердости таблеток. Авто-контроль, авто-анализ, авто-диагностика, авто-сигнал. Водяной поток циркулирует магнитным насосом, равномерно распределяет его по системе, а «водяная баня» поддерживает одинаковую температуру. Температура определяется высокоточным автоматическим прибором.

Автоматическая остановка в назначенное время. Предоставляем подробную инструкцию по наладке данной модели анализатора. Перед отправкой анализаторы проверяются и тестируются на производстве. Комплектность и работоспособность гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и расходных материалов. Цена указана с учетом таможенных платежей в России и доставки в город покупателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - КИТАЙ



MINIPRESS.RU



MINIPRESS.RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анализатор четырех параметров таблеток "PJ-03"
Диапазон температуры: (примерно +45°C) $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Диапазон скорости: (20~200) ± 2 оборотов в минуту
Автоматический выбор времени: (1~900) мин ± 0.5 мин
Станции растворения: 3
Время остановки лопасти: ± 0.5 мм
Время остановки резервуара: ± 1.0 мм
Комплект резервуаров: 2
Частота колебаний: (30~32)/ мин
Диапазон колебаний: (55 $\pm$ 2) мм
Барабан: 1
Барабан: диаметр 286 мм, глубина 39 мм
Диапазон твердости: (2~200) Н
Диапазон зондирования процессии: (3~20) мм
Мощность: 220V/50Hz/600W или 110V/60Hz/600W
Габариты: 590мм x 300мм x 480мм
Размер с упаковкой: 850мм x 490мм x 570мм
Вес: 40 кг
Вес с упаковкой: 50 кг

 www.minipress.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Температура определяется высокоточным автоматическим прибором. Автоматическая остановка в назначенное время. Параметры могут устанавливаться заранее. Установленные показатели на таймере и показатели в процессе работы могут отображаться поочередно. Имеется три резервуара и три лопасти, расположенные в одном ряду. Основные части оборудования вращаются плавно и гибко. Два измельчителя которые вращаются синхронно. Автоматическая остановка в назначенное время. Резервуар и лопасть сделаны из нержавеющей стали. Высокая точность показателей достигается анализом скорости вращения и подсчетом истирания таблеток. Твердость определяется высокоточным датчиком, показатели твердости отображаются в ньютонах. Тестирование твердости таблеток происходит непрерывно. На таблетку происходит надавливание, и она искусственно сжимается. Авто-отображение, авто-память, авто-повтор, авто-повтор тестирования.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ**30-40 ДНЕЙ****СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ****30-40 ДНЕЙ****ЦЕНА****4491,53 USD****НДС****808,47 USD****СТОИМОСТЬ 5300.00 USD**

Оплата в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОВЕРКИ ЛЕКАРСТВ.

Всем нашим клиентам, которые приобрели лабораторное оборудование, предоставляем литературу по основам исследований свойств таблеток и желатиновых капсул. Проводим консультации по телефону и по переписке, помогаем решать возникающие сложности при работе на нашем оборудовании. Поставляем запасные части и расходные материалы. Оказываем услуги в помощи по реализации анализаторов и тестеров для лабораторий.

2) КОМПЛЕКТУЕМ ЛАБОРАТОРИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ.


Имеем большой ассортимент дополнительного оборудования. По запросу клиента подберем модель анализаторов: влажности, плавления, прозрачности, влажности, плавления, прозрачности, распадаемости, растворения, состава, таяния, твердости, толщины, тягучести и качества.

3) ПОСТАВКИ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

На постоянной основе изготавливаем лабораторное оборудования для фармацевтического производства, размещаем заказы на аналогичных производствах в Индии, Китае, США, Тайване.

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Сотрудничаем с производителями анализаторов и занимаемся поставками запасных частей для любой модели лабораторного оборудования купленных в нашей компании.



Roman Tsybulsky

Владелец и руководитель

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ