

Коммерческое предложение

Составлено: 01.01.2022
Действительно: 12 месяцев
Автор: Роман Цибульский



Блистерная машина для таблеток и капсул MN-88

ОПИСАНИЕ

Автоматическая блистерная машинка для упаковки в блистеры таблеток, желатиновых капсул и драже. Максимальный размер блистера 80x100 мм, глубина ячеек 26 мм. Компактный размер и вес. Подходит для использования в мелкосерийном производстве и упаковке таблеток и желатиновых капсул. Производительность 2400 блистеров в час. Максимальная автоматизация всех процессов.

Выполнена из нержавеющей стали по стандартам GMP. Предоставляем подробную инструкцию по наладке блистерного оборудования. Перед отправкой клиенту оборудование проверяется и тестируется на производстве. Комплектность и работоспособность гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и расходных материалов. Цена указана с учетом доставки в город покупателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - КИТАЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическая блистерная машина для таблеток и капсул "MN-88"
 Частота вырубки: 10-40 раз в минуту
 Производительность: 2400 блистеров в час
 Размер блистерных форм: 80x100x26 мм
 Стандартный диапазон хода: 20-70 мм регулируемая
 Давление воздуха: 0,6-0,8 МПа
 ПВХ толщина: 0,15-0,5 мм
 ПВХ ширина рулона: 88 мм
 Алюминиевая фольга толщина: 0,02-0,035 мм
 Алюминиевая фольга ширина рулона: 88 мм
 Ламинированная бумага плотность: 50-100 грамм
 Ламинированная бумага ширина рулона: 88 мм
 Охлаждение блистерных форм: проточная или обратная вода
 Уровень шума: <75 дБА
 Мощность: 380/220V, 50 Гц, 1,8 кВт
 Размер упаковки: 900 мм x 460 мм x 890 мм
 Вес: 380 кг
 Вес с упаковкой: 450 кг

 www.minipress.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Универсальная модель автоматической блистерной машины для упаковки таблеток и желатиновых капсул в блистерную упаковку. Конструкцией оборудования предусмотрена система работы с рулонными упаковочными материалами ПВХ и алюминиевой фольги. Машина имеет систему протяжки материалов, при нагреве на ленте ПВХ формируются ячейки, затем через бункер с системой распределения таблетки или желатиновые капсулы попадают в ячейки. Алюминиевая фольга накрывает ПВХ и приваривается нагревом. Готовые блистеры вырубаются в пресс форме. Процесс полностью автоматизирован, все нагревательные системы контролируются электронными приборами. Тиснение срока годности и номера партии наборными металлическими литерами. Охлаждение форм обеспечивается проточной или обратной водой. Необходимо использование компрессора с сжатым воздухом.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

30-40 ДНЕЙ

СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ

30-40 ДНЕЙ

ЦЕНА

11864,41 USD

НДС

2135,59 USD

СТОИМОСТЬ 14000.00 USD

Оплата в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЛИСТЕРОВ.

Всем нашим клиентам, которые приобрели оборудование, предоставляем литературу по основам упаковки таблеток и желатиновых капсул в блистеры, а также использования упаковочных материалов. Проводим консультации по телефону и по переписке, помогаем решать возникающие сложности при производстве на нашем оборудовании. Поставляем запасные части и расходные материалы. Оказываем услуги в помощи по реализации оборудования бывшего в употреблении.

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО БЛИСТЕРНЫМИ МАШИНАМИ.

Имеем большой ассортимент автоматического блистерного оборудования для упаковки в блистеры таблеток и капсул. По запросу клиента подберем оптимальную модель оборудования по количеству ячеек и форме готовой упаковки.

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.

Сотрудничаем с производителями автоматических и полуавтоматических блистерных машин и занимаемся поставками запасных частей для любой модели машин купленных в нашей компании.



Александр Трубнев

Владелец и руководитель

РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ