

## Коммерческое предложение

Составлено: 01.01.2022  
Действительно: 12 месяцев  
Автор: Роман Цибульский

### Полуавтоматическая блистерная машина ИТА-011

#### ОПИСАНИЕ

Настольная блистерная машина для заполнения капсулами или таблетками заготовки блистеров. Прижим и приварка алюминиевой фольги. С функцией заполнения ячеек автоматически. Для использования в лабораториях и экспериментальном производстве лекарств. Производство Италия. Европейское качество исполнения, нержавеющая сталь качества AISI 316.

Предоставляем подробную инструкцию по наладке блистерной машины. Перед отправкой клиенту блистерная машина проверяется и тестируется на производстве. Комплектность и работоспособность гарантируется. Поддерживаем на складе запас деталей и расходных материалов. Цена указана с учетом доставки в город покупателя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - ИТАЛИЯ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мини блистерная машинка "ITA-011"

Оборудование позволяет запечатывать блистеры стандартных форм.

Используемые формы требуется предварительно заказать, прислав дизайн.

Машина полностью изготовлена из нержавеющей стали и алюминия.

Снабжена электронным терморегулятором, который автоматически регулирует температуру фольги.

Позволяет вручную регулировать степень теплоты фазовой сварки в зависимости от используемой толщины материала.

Напряжение пользования: 220V, 50-60 Гц

Напряжение пользования: 24В AC

Потребляемая мощность: 300 Вт

Максимальная производительность

Блистерная упаковка:

1 блистер - 20 таблеток

1 блистер - 15 капсул

Производительность скорость: 2 блистера в минуту

Габаритные размеры: 480мм x 450мм x 550мм

Вес нетто: 30 кг

Вес с упаковкой: 40 кг

Заготовки блистеров можно приобрести у нас.

 [www.minipress.ru](http://www.minipress.ru)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полуавтоматическая блистерная машина для установки на столе. Перед использованием клиент может заказать у нас алюминиевую матрицу по своему дизайну, и получить заготовки пустых блистеров. Вручную необходимо поместить заготовки блистеров в алюминиевую форму, заполнить таблетками или капсулами все ячейки с помощью механического приспособления, которое распределяет таблетки или капсулы по ячейкам и накрыть алюминиевой фольгой сверху. Переместить алюминиевую форму внутрь, включить регулятор температуры и установить нужную температуру нагрева, затем рычагом вручную прижать фольгу к ПВХ. После паузы необходимо извлечь алюминиевую форму и достать готовый блистер.

**СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

**30-40 ДНЕЙ**

**ЦЕНА**

**5084,75 USD**

**СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ**

**30-40 ДНЕЙ**

**НДС**

**915,25 USD**

**СТОИМОСТЬ 6000.00 USD**

Оплата в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

## НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

### 1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛИСТЕРОВАНИЯ.


Всем нашим клиентам, которые приобрели оборудование, предоставляем литературу по основам упаковки в блистеры. Проводим консультации по телефону и по переписке, помогаем решать возникающие сложности при производстве на нашем оборудовании. Поставляем запасные части и расходные материалы. Оказываем услуги в помощи по реализации блистерного оборудования бывшего в употреблении.

### 2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО БЛИСТЕРОВ.

Имеем большой ассортимент дополнительного оборудования для блистерного производства. По запросу клиента подберем модель блистерного оборудования, оборудование для упаковки капсул и таблетки в блистеры, фасовочное и упаковочное оборудование для желатиновых капсул в блистеры.

### 3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Сотрудничаем с производителями автоматических и полуавтоматических блистерных машин и занимаемся поставками запасных частей для любой модели блистерных машин купленных в нашей компании.



*Roman Tsybulsky*

Владелец и руководитель

**РОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ**